

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info
sur
wh.com



step one-box

Indications

La Step One-Box est une boîte thermodésinfectable avec égouttoir, compartiments modulables, bouchon de vidange et couvercle. Elle peut contenir cassettes ou instruments en vrac, selon votre organisation dans le cabinet.



Les avantages du produit

- + **Facilement transportable**, grâce à ses poignées.
- + **Couvercle entrant**, étanche à l'évaporation et facilement repositionnable d'une seule main.
- + **Compartiments modulables** grâce à des cales fixables et démontables dans l'égouttoir facilitant un pré-rangement des instruments.
- + **Système de vidange unique et sécurisé** grâce à un bouchon clipsé au fond de la boîte. Elle contribue à limiter les troubles musculo-squelettiques lors de la vidange. L'écoulement progressif empêche les projections dans l'évier.



- + **Égouttoir** indépendant inclus dans la box. Un support intégré permet de poser l'égouttoir sur la boîte, afin d'égoutter les instruments à l'intérieur de la box. Cette fonction innovante limite la contamination de la paillasse en salle de stérilisation.
- + **Indication des graduations de volume** sur le plastique translucide.

Conditionnement

3 dimensions de boîtes, pour recevoir des instruments en vrac ou des cassettes de toute taille.

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Référence produit	SO-BOX/T1	SO-BOX/T2	SO-BOX/T3
Dimensions externes (en mm)	367,5 x 262,5 x 140	290 x 262,5 x 140	212,5 x 262,5 x 140
Volume*	5 L	4 L	3 L
Séparateurs/Compartiments	2/3	1/2	0/1

* Volume max. à ne pas dépasser, donné à titre indicatif.