

#whnordic



wh.com



# KAMPANJ

VÅREN 2023



Gäller till 24 juni 2023

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

# Synea Vision

## Borra & Njut!

### SYNEA VISION - LÅGVARV

- › Optimal kylning med 5-punktsspray
- › High-end serie av hög och pålitlig kvalitet
- › Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd
- › Specialbeläggning med "anti-scratch" yta som håller länge
- › Utmärkt grepp och ergonomi
- › 36 månaders garanti


### SYNEA VISION - TURBINER

- › Lång livslängd och tyst drift tack vare keramiska kullager
- › Ergonomisk design och unik reptålig "anti-scratch" yta
- › Vibrationsfri high-end serie
- › Ökad effekt - nu ännu mer kraft
- › Ring LED+ endast för RQ-koppling
- › 24 månaders garanti




WK-56 LT 1:1

11.080,-  
7.760,-



WK-99 LT 1:5

16.350,-  
11.400,-



WK-93 LT 1:4,5

16.350,-  
11.500,-



TK-94 L

14.580,-  
10.250,-

TK-97 L

15.910,-  
11.445,-

TK-98 L

15.910,-  
11.445,-

"Ring LED - om man endast ska köpa en turbin under sin kliniska karriär"



Borra skuggfritt med 5 x LED

2x

### TK-98 L RingLED

Ord. pris 15.910,-

Köp av 1st 11.445,-/st

Köp av 2st 8.900,-/st

# Synea Fusion

## Superpris!

### SYNEA FUSION - LÅGVARV

- › Anpassad huvudstorlek för bästa sikt
- › Effektiv kylning med quattrospray
- › Tyst och vibrationsfri drift
- › Ergonomisk greppprofil & monoblock design
- › Glasstav för effektivt ljus
- › 24 månaders garanti

#### WG-99 LT •

High-speed 1:5,  
med ljus, Quattro-Spray  
24 Månaders Garanti

2x

~~12.410,-~~

Köp av 1st 8.700,-/st

Köp av 2st 7.500,-/st



#### WG-66 LT •

Vinkelstycke 2:1,  
med ljus, 1x Spray  
24 Månaders Garanti

2x

~~9.940,-~~

Köp av 1st 8.700,-/st

Köp av 2st 7.500,-/st



#### WG-56 LT •

Vinkelstycke 1:1,  
med ljus, 1x Spray  
24 Månaders Garanti

2x

~~8.610,-~~

Köp av 1st 6.200,-/st

Köp av 2st 4.900,-/st



#### HG-43 A •

Handstycke 1:1,  
utan ljus, 1x Spray  
24 Månaders Garanti

2x

~~6.240,-~~

Köp av 1st 4.990,-/st

Köp av 2st 3.990,-/st



### SYNEA FUSION - TURBINER

- › Effektiv kylning med quattrospray
- › Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd
- › Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK
- › Ökad effekt, nu ännu mer kraft
- › Effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
- › Syneaturbiner är bekväma i handen och har en halkfri beläggning för bästa grepp
- › 12 månaders garanti

#### TG-98 L

Turbin, Roto Quick-koppling,  
LED+, 21 W, Ø 11,5 mm,  
12 Månaders Garanti

2x

~~9.940,-~~

Köp av 1st 7.000,-/st

Köp av 2st 5.900,-/st



W&H RQ-24 snabbkoppling

~~3.290,-~~  
2.890,-

#### TG-98 LM

Turbin, Multiflex®-Koppling,  
med ljus, 21 W, Ø 11,5 mm,  
12 Månaders Garanti

2x

~~9.940,-~~

Köp av 1st 7.000,-/st

Köp av 2st 5.900,-/st



RM-34 LED W&H Multiflex®-koppling med LED ljus

~~6.870,-~~  
5.890,-

# Puts & Polering

## Proxeo Vinkelstycke

Litet smidigt och tätt huvud

### WP-64M

- › Överlägsen åtkomst, överlägsen komfort och hållbarhet
- › Litet och smidigt huvud för bästa sikt
- › Optimal hastighet för skonsam och effektiv rengöring och polering

WP-64 M Profylax Vinkelstycke,  
System Young Screw-In

5.510,- 2.900,-/st

## Proxeo Twist Trådlös

Putsa enkelt var du än befinner dig!


- › Arbeta flexibelt utan kablar
- › Enkel hastighetskontroll med trådlös fotkontroll
- › Optimal hastighet för skonsam och effektiv polering/rengöring
- › Mindre aerosol genom roterande polering

Proxeo Twist Cordless, Screw-In för  
YOUNG gummikoppar

13.710,- 11.700,-



Unik tätning - sitter i varje kopp!



# YOUNG™

### Elite

Räfflad ut- och invändigt.  
Effektiv rengöring utan en massa stänk. 144st./fp.  
Populär!

780,-



### Pointed

Spetsig hård - rekommenderas  
till approximala ytor samt  
implantat, under broar och andra  
svåråtkomliga områden. Mycket  
bra till "bandade" patienter. 144  
st./fp.

715,-



### Elite

Extend Flex - Den extra  
mjuka gummi-koppen ökar  
koppens omfattning och flexibilitet  
omkring tandens konturer.  
Räfflorna på utsidan är utformade  
för bättre rengöring och för att  
eliminera stänk av putsfasta.  
144 st./fp.

715,-



# Piezo

## Ultraljudsscaler

- › Handstycke med 5x LED
- › Trådlös fotkontroll
- › Varnar vid låg vattennivå
- › Specialanpassat rengöringsprogram
- › Tunn och flexibel slang
- › Handstycke PB-5L
- › Inkl. spetsar 1U, 2U, 1P, 1I

Handstycke  
LED PB-5L



Proxeo Ultra PB-530

26.950,- **24.200,-**



### Specialpris Piezospetsar med standardgंगा! W&H kvalitet ingår!

**1U Scaling**



Supragingival spets. Effektiv vid stora mängder tandsten.  
Rek. effekt: min - max

790,-  
714,-

**2U Scaling**



Sub- och supragingival spets ner till 3-4mm djupa fickor.  
Rek. effekt: min - medium+

850,-  
770,-

**1P Perio**



Sub- och supragingival spets till djupa fickor. Effektiv men samtidigt skonsam tack vare sin runda arbetsdel.  
Rek. effekt: min - medium+

1.100,-  
990,-

**1I Implantat**



Spets specialanpassad för scaling på fixturer. Konformat plastöverdrag gör denna spets utmärkt vid arbete på titanytor samt andra känsliga material. Bra åtkomst tack vare sin design.  
Rek. effekt: min - medium+

1.100,-  
990,-

**1E Endo**



Filformat instrument utan avverkande egenskaper anpassat för rengöring och spolning av rotkanaler genom kavitationseffekten av spolvätskan. Ger rena och fina rotkanaler före rotfyllning. Rek. effekt: min - medium

1.320,-  
1.190,-

**6E Endo**



Smidig, diamantbelagd preparationspets för åtkomst till rotkanal samt även före revidering.  
Rek. effekt: min - max

1.320,-  
1.190,-

**3Pr / 3PI Mesial & Distal**



Mesialt och distalt formad spets för bättre åtkomst i medel och djupa fickor. Passar även bra till arbeten i furkationer.  
Rek. effekt: min - medium+

1.450,-  
1.300,-

**KiS 1E Retrograd**



Diamantbelagd spets för retrograd rotfyllning, rak modell. Denna finns även i vinklade modeller. Smidig och bra åtkomst tack vare den nätta designen.  
Rek. effekt: min

1.890,-  
1.780,-

# Kirurgi & Implantat

## Kirurgiska Hand- och vinkelstycken

- › Mini-LED+ Hand- och vinkelstycken med modern ljussteknik
- › Kan demonteras utan verktyg
- › Robust och hållbar tack vare hög kvalitet
- › Rostfritt stål med reptålig beläggning

### För samtliga W&H kirurgimaskiner

<b>S-11 LG</b> Handstycke, 1:1	15.600,- <b>12.500,-</b>
<b>WS-75 LG</b> Vinkelstycke 20:1	17.040,- <b>13.600,-</b>
<b>WS-91 LG</b> Vinkelstycke 1:2,7	15.190,- <b>12.100,-</b>
<b>WS-92 LG</b> Vinkelstycke 1:2,7	15.190,- <b>12.100,-</b>
<b>WS-56 LG</b> Vinkelstycke 1:1	15.190,- <b>12.100,-</b>



### För Implantmed Plus SI-1023

<b>S-11 L</b> Handstycke, 1:1	14.640,- <b>11.700,-</b>
<b>WS-91 L</b> Vinkelstycke 1:2,7	13.640,- <b>10.900,-</b>
<b>WS-92 L</b> Vinkelstycke 1:2,7	13.640,- <b>10.900,-</b>
<b>WS-56 L</b> Vinkelstycke 1:1	13.640,- <b>10.900,-</b>
<b>WS-75 L</b> Vinkelstycke 20:1	14.910,- <b>11.900,-</b>

# Kirurgi & Implantat

## Osstell Beacon

### Belasta eller avvakta

- › Visar tydligt när implantatet kan belastas
- › Vägleder för optimal inläkningstid
- › Tryggare för patient och behandlare
- › Patenterad och evidensbaserad teknik
- › Maximal rörelsefrihet och flexibilitet tack vare trådlös teknik



#### Paket



Osstell Beacon  
+ 1 fp smartpegs

**PAKET**

29.510,- 27.000,-

## OsstellConnect

Möjlighet att följa implantatstabiliteten över tid och därigenom kunna föreslå den optimala och individuella tiden för protetiken. Kommunicera din behandlingsplan på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt för patienten för ökad acceptans och förståelse för behandlingen. Skriv ut automatiskt genererade rapporter efter slutförd behandling för förbättrad kommunikation med remitterande tandläkare och patient.



ISQ 60-64 HIGH STABILITY ISQ 65-69 ISQ ≥70 60 65 70 ISQ <60 LOW STABILITY MEDIUM STABILITY HIGH STABILITY



# Kirurgi & Implantat

## Implantmed Plus SI-1023 & Piezomed Modul

- › Kompakt kirurgisk motor med eller utan ljus
- › Automatisk vridmomentskontroll: 5 till 80 Ncm
- › Utmärkt skärprecision
- › Komplet dokumentation
- › Trådlös fotkontroll
- › Modularitet: Plug-and-Play Piezomed Modul
- › Två teknologier i en enhet



### Piezomed Plus Modul

- › Implantmed, Piezomed Plus Modul och trådlös fotkontroll - allt på ett ställe
- › Flexibel och ergonomisk arbetsställning
- › Båda enheterna kan manövreras med en kontroll

### Implantmed Plus SI-1023

### Trådlös fotkontroll

### Implantmed cart

±2.400,- **10.700,-**





Exakt och precis snittyta med minimal benförlust



Flertalet användningsområden



B6 - Ett vasst verktyg



### Paket Implantmed Plus

Implantmed Plus SI-1023

inkl. valfritt kirurgiinstrument

Kan uppgraderas med följande tillbehör:

- › Trådlös fotkontroll 3.000,-
- › LED 3.000,-

**PAKET**

46.970,- **42.700,-**

### Piezomed Plus Modul

Modul med ljus, 1,8 m Kabel, Piezomed

Instrument B6

**PAKET**

52.090,- **49.500,-**



Instrumentkit "Bone"  
REF. 07173100



Instrumentkit "Sinus"  
REF. 07173200



Instrumentkit "Endo"  
REF. 07173300



Instrumentkit "Implant/crestal P"  
REF. 07997110

# Hygien

## Sterilförpackning

Den perfekta förseglingen på 2 sekunder

- › Patenterad dubbelrullshållare som även kan hängas på väggen
- › Förseglingsbredd på 12mm
- › Svetsning utan någon risk att påsen bränns
- › Transparent skärvals med integrerad arbetsyta
- › Spara data för att generera förseglingsrapporter (SealVal<sup>2</sup>)
- › Användarvänlig touchskärm och intuitiv menystruktur (SealVal<sup>2</sup>)

### SealVal<sup>2</sup>


Foliesvets, validerbar

~~15.080,-~~ **13.500,-**

### Seal<sup>2</sup>

Foliesvets, ej validerbar

~~8.560,-~~ **6.900,-**



**NYHET**

### EliReel Rullar

	<del>170,-</del>
<b>EliReel 5,5 cm X 200 m</b>	<b>140,-</b>
	<del>250,-</del>
<b>EliReel 7,5 cm X 200 m</b>	<b>200,-</b>
	<del>340,-</del>
<b>EliReel 10 cm X 200 m</b>	<b>270,-</b>
	<del>510,-</del>
<b>EliReel 15 cm X 200 m</b>	<b>390,-</b>
	<del>700,-</del>
<b>EliReel 20 cm X 200 m</b>	<b>560,-</b>
	<del>870,-</del>
<b>EliReel 25 cm X 200 m</b>	<b>690,-</b>
	<del>1.040,-</del>
<b>EliReel 30 cm X 200 m</b>	<b>830,-</b>



# Hygien

## Assistina Twin

- › Snabb process på endast 10 sekunder
- › Perfekt smörjning innan autoklivering
- › Två kammare som används varannat för ökad effektivitet
- › Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till 2.800 Instrument
- › Brett utbud av adaptrar

Assistina Twin,  
1 st. Quick ISO-Adapter 1 st RM-Adapter

**PAKET** ~~31.000,-~~ **27.000,-**

## Assistina One

### Perfekt förbehandling före autoklivering

- › Hel process på endast 18 sekunder!
- › Endast ett knapptryck
- › Smidig och enkel hantering av vätskor
- › Luftdrivet - oerhört driftsäkert
- › Brett utbud av adaptrar

Assistina One,  
1 St. Quick ISO-Adapter, 1 st RM-Adapter

**PAKET** ~~17.250,-~~ **15.000,-**



# Hygien

# Lisa

# Premium

- › Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen
- › Programtid från 13 minuter
- › Spårbarhet direkt i displayen
- › Spar tid - låt Lisa utföra vakuump- och Helixtest utanför arbetstid. Kvittera direkt på displayen
- › Lisa anpassar varje körning till just det som steriliseras, spar tid, pengar och bra för miljön!
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar. Räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar
- › **NY** Enkel spårbarhet och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. WIFI förberedd

Finns med 17 och 22 liters kammare  
Plats för 5 brickor eller 3 kassetter

App till Lisa autoklaven – inte ett måste men ett bekvämt och modernt sätt att utnyttja dagens teknik.

- › Hantera EliTrace data via mobil app  
Skapa data för EliTrace via Lisa Mobil Appen
- › Följ körningen i realtid  
Övervaka upp till 4 autoklaver i realtid
- › **Additional backup**  
All information från körningen sparas, medför en extra backup samt möjligheten att ta fram historik
- › **Streckkod scanner**  
Appen kan läsa av streckkod utskriven av LisaSafe. Streckkoden kan läsas med telefonens kamera.
- › **Redigering av användare**  
Hantera användare direkt i telefonen. Uppdatering sker automatiskt i autoklaven.



**Lisa 17**

**PRIS**

91.940,- **66.900,-**

# Hygien

## Lara

# Standard

- › Användarvänlig
- › Tyst i drift
- › Kan växa med era behov på kliniken genom uppgradering så som snabbare program & spårbarhet
- › Programinfo lagras automatiskt på USB
- › Ergonomisk design
- › Programmerbar start
- › Automatisk vattenpåfyllning
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen  
Spara tusenlappar - räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar

Cykeltiden för en genomsnittlig last (2kg) är 38 minuter  
Finns med 17 och 22 liters kammare  
Plats för 5 brickor eller 3 kassetter



**Multidem C27**

**PRIS**

**4.900,-**



**Lara 17**

**PRIS**

**74.260,- 55.900,-**

# Hygien

## Lina

- › Programinfo lagras automatiskt på USB
- › Tyst i drift
- › Automatisk vattenpåfyllning
- › Användarvänlig
- › Programmerbar start
- › Kan växa med era behov på kliniken
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen  
Spara tusenlappar - räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar

Cykeltiden för en genomsnittlig last (2kg) är 45 minuter

Finns med 17 och 22 liters kammare

Plats för 5 brickor eller 3 kassetter

# Basic



### Lina 17

**PRIS** 66.760,- 50.400,-



### Multidem C27

**PRIS** 4.900,-

# Hygien

## DAC

För optimalt flöde i sterilen

- › Endast vatten, olja och värme
- › 6 diskade, smorda samt steriliserade instrument på endast 21 minuter inkl. 5 minuters nedkylning och torkning
- › Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken
- › DAC Universal S är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar
- › Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt för ökad livslängd
- › Uppgraderad, tydlig och lättnavigerad touchdisplay

*“Endast vatten, olja  
& värme förstås.”  
Bättre för miljön!*



Processen omfattar (standardmagasin):



Intern diskning



Smörjning



Extern diskning



Sterilisering



Avkylning



Standardmagasin



Flexmagasin

### Paket

DAC inkl. standardmagasin med 6 adaptrar samt Nitradem vattensystem

**PAKET**

~~97.700,-~~ **79.400,-**

# Allt du behöver för din IPR behandling

För Ortodonti och generell efterbehandling.

- › Öppen rotation - eller låst position
- › Interproximal reduktion med Orto-Strips
- › Slaglängd 0,9 mm
- › 20.000 slag/min på en standardmotor
- › Intern kylning
- › Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- › 24 månaders garanti på vst.




OST400Set01/06 Kasset med 6st orto strips

Extra strips, 3-pack, välj storlek eller ask med refill:


- › OS 08 ● 15 ● 25 ○ 40 ● 60 ● 80 ● Kampanjpris 790kr/fp.
- › SET 01 inkl. ask, 6st Kampanjpris 2.070kr/fp.
- › SET 02 inkl. ask, 6st Kampanjpris 2.070kr/fp.



Orto strips system



Distansmätare IPR-DC



## Paket

Handstycke WG-69A inkl. distansmätare, kasset med strips OST400Set01/6

**PAKET**

9.902,- 7.900,-