

#whnordic



wh.com



Webshop

Kampagne 2026

NYHED



Kampagnen gælder frem til 30. juni 2026. Priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Synea

NU MED DE BEDSTE EGENSKABER TIL SPECIALPRIS!



24 måneders garanti (tidligere 1 år)



Ridsefri overflade



Op til 29 watt effekt

Synea Turbiner

- › Lydsvag rotorteknologi
- › Ergonomisk og med lav vægt
- › Lang levetid med keramiske kvalitetslejer
- › Optimal køling med 4 x spray
- › Unik ridsefri og rengøringsvenlig overflade
- › Patenteret hygiejnisk tilbagesugssystem
- › Op til 29 watt effekt
- › 24 måneders garanti



2x

TG-98 L

Turbine til RQ-24 kobling,
LED+ lys og keramiske lejer
24 måneders garanti

Normalpris 17.900,-
2 stk. 8.950,-



2x

TG-98 LM

Turbine til Multiflex®- kobling,
med lys og keramiske lejer
24 måneders garanti

Normalpris 17.900,-
2 stk. 8.950,-



RM-34 LED W&H
Multiflex®-kobling
med LED lys

3.815,-
5.450,-



W&H RQ-24
kobling

2.240,-
2.985,-

RING LED

„Drømmen der kan blive virkelighed“

led+

Bor skyggefrit
med 5 x LED



Scan og se turbinen
fra alle vinkler



TK-98 L RingLED

Turbine til RQ-kobling
med 5 x LED
24 måneders garanti

Normalpris 14.340,-
Kampagnepris 8.995,-

Synea

Synea Fusion - Vinkelstykker

- › Lavt lydniveau og få vibrationer
- › Lille hoved giver perfekt udsyn og nem adgang
- › Monoblok design for optimal hygiejne og ergonomi
- › Vedligeholdelsesfrit sprayfilter
- › Effektiv køling, 4 huls spray for WG-99
- › 24 måneders garanti

Ekstra nemt
at skifte bor med
unik og genkendelig
sort trykknapsdesign

Ekstra præcis
med nyt hoveddesign
for bedre styring
af boret

Ekstra robust
for lavere
serviceomkostninger

Ekstra stærk
med mere
torque

Ekstra holdbar
med mindst
20% længere
levetid

Ekstra hårdfør
til fjernelse af
zirkonium og
materialer med
høj styrke

Ekstra solidt
chucksystem
da bor fastholdes
med mere end
20 % større
spændekraft

WG-99 LT •

Vinkelstykke, rødt 1:5,
med lys, 4-huls spray
24 måneders garanti

Normalpris 22.800,-
2 stk. 10.495,-

2x

WG-66 LT •

Vinkelstykke, grønt 2:1,
med lys, 1x spray
24 måneders garanti

Normalpris 18.730,-
2 stk. 9.365,-

2x

WG-900 LT •

Vinkelstykke til at fjerne
zirkonium, 1:4, med lys,
3x spray, 24 måneders garanti

Normalpris 12.800,-
Kampagnepris 8.195,-

SYNEA POWER EDITION

Opgearingsvinkelstykke der er konstrueret til at fjerne zirkonium og andre hårde materialer. Fås både som Synea Vision med 3 års garanti eller Synea Fusion med 2 års garanti. Leveres inkl. zirkoniumbor.

Intensiv Zircon Cut FG ZR06

- › FG diamantbor anbefalet til fjernelse af zirkonium og hårde materialer
- › Cylinder normal Ø 016 - 6 mm
- › Standard 106 Mikron
- › Leveres i rustfri stål boks med 3 stk

Kampagnepris

795,-

845,-

WG-56 LT •

Vinkelstykke, blåt 1:1,
med lys, 1x spray
24 måneders garanti

Normalpris 15.800,-
2 stk. 7.900,-

2x

Kampagnen gælder frem til 30. juni 2026. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Kirurgi & Implantologi

Implantmed Plus II & Piezomed Modul Plus II

Ny intelligent Implantmed Plus II

Den nye kraftfulde Implantmed Plus II er blevet en intelligent assistent på klinikken.

Det store 7" display sikrer en enkel og intuitiv betjening.

Implantmed Plus II er med lys og benyttes til alle kirurgiske behandlinger, samt alle implantatsystemer.

Vælg om fodkontrol skal være trådløs eller kablet.

Den nye Implantmed kan kobles med Wi-Fi til W&H ioDent platformen der giver adgang til en række funktioner som bl.a. dokumentation og opdateringer.

Implantmed Plus II er modulær og kobles nemt sammen med det nye Piezomed Plus II modul.

Som noget nyt kan tilvælges en praktisk integreret Scan funktion, der sikrer en samlet digital dokumentation af forbrugsmaterialer og implantater.

NYHED

Kampagnepris

38.995,-

43.595,-

Kampagnepris med scanfunktion

42.995,-

47.795,-



Implantmed Plus II vises med Piezomed Plus II

Kirurgi & Implantologi



Få mere information og se flere spidser på wh.com!

Ny Piezomed Plus Modul II

Den kraftfulde (24W) Piezomed Plus Modul II kobles nemt til Implantmed Plus II – med blot ét klik!
2 maskiner i 1 – roterende kirurgi og piezokirurgi i én og samme enhed med kraftigt LED lys i hele arbejdsområdet
W&H's unikke spidsgenkendelsesfunktion vælger det anbefalede program til netop den valgte spids.

Til Piezomed findes også et stort spidssortiment til bl.a. retrograd, parodontologi, ekstraktion, sinusløft, implantologi eller kirurgiske save



42.195,-

~~46.795,-~~

Ex sæt Ekstraktion spidser

REF. 07173500



2.775,-

~~3.085,-~~

Special sæt Lateral sinus løft

REF. 07173200



6.295,-

~~6.995,-~~

Endo sæt Retrograd kirurgi

REF. 07173300



7.050,-

~~7.820,-~~

Paro sæt Parodontologi

REF. 07173400



3.950,-

~~4.385,-~~

Implantmed Plus SI-1023

Implantmed er et brugervenligt og robust kirurgianlæg, der passer til alle implantatsystemer og kirurgiske behandlinger

- › Automatisk momentstyring: 5 til 80 Ncm
- › Kraftfuld og kort motor
- › Fuldstændig dokumentation
- › Programmeres nemt til dine behandlingstrin
- › Mulighed for trådløs fodkontrol og lys i motor
- › Modulær: Piezomed Modul og Osstell kan tilkobles
- › 24 måneders garanti

Implantmed Plus SI-1023

Kablet fodkontrol og EM-19 motor (uden lys)



29.995,-

~~33.710,-~~

Kampagnen gælder frem til 30. juni 2026. Priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Kirurgi & Implantat

Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

Arbejde uden træthed takket være ergonomisk balance

Optimal køling og mulighed for belysning af behandlingsstedet.

Rustfrit stål i højeste kvalitet med en ridsefri belægning gør de kirurgiske hånd- og vinkelstykker robuste og sikrer dem en særlig lang levetid.

Alle instrumenter adskilles uden værktøj for optimal hygiejne.



Instrumenter med indbygget lys generator



WS-75 LG

20:1

12.145,-

~~15.180,-~~

WS-56 LG

1:1

11.195,-

~~14.000,-~~

WS-91 LG

1:2,7

11.195,-

~~14.000,-~~

WS-92 LG

1:2,7

11.195,-

~~14.000,-~~

S-11 LG

1:1

11.950,-

~~14.945,-~~

S-9 LG

1:1

12.895,-

~~16.115,-~~

Instrumenter uden lys



WS-75

20:1

10.250,-

~~12.820,-~~

WS-56

1:1

8.725,-

~~10.905,-~~

WS-91

1:2,7

9.295,-

~~11.625,-~~

WS-92

1:2,7

9.295,-

~~11.625,-~~

S-11

1:1

7.775,-

~~9.715,-~~

S-9

1:1

10.050,-

~~12.575,-~~

S-16

1:2

11.450,-

~~14.310,-~~

WS-75 vinkelstykke

Specielt designet til forberedelse af implantatbehandling og implantat isættelse.

S-11 håndstykke

Det første valg til næsten alle kirurgiske behandlinger. En håndbetjening. Kirurgens fortrukne instrument.

WS-91 vinkelstykke med 45° vinklet hoved

Specielt designet til forbedret adgang i præmolar og molar område.

WS-56 og WS-92 vinkelstykker

Designet til fjernelse af visdomstænder og anden kæbekirurgi.

Instrumenter med lys kontakt *

*designet til motor EM-19 LC, Implantmed Plus II og Implantmed SI-1023



Perfekt rengøring

For at sikre optimal hygiejne og rengøring adskilles alle kirurgiske instrumenter uden værktøj



Variabel køling

Sprayclips findes til venstre og højre side. Køling kan justeres til individuelle krav.



Lang levetid

Ridsefri belægning sikrer flotte instrumenter og lang levetid



Optimal belysning

mini LED+ er integreret meget tæt på spidsen og giver optimal belysning



Osstell Beacon

Belast eller afvent

Implantat stabilitets måling (ISQ)

- › Overvågning af osseointegrationen
- › Muliggør en tidligere protetisk behandling
- › Forbedret forudsigelighed af behandlingen for patienter med risikofaktorer
- › Nem kommunikation med patienter gennem visualisering af osseointegrationen
- › Maksimal fleksibilitet takket være trådløs teknologi
- › Osstell Beacon kan integreres med den nyeste generation af W&H Implantmed



Pakke

Osstell Beacon
Inkl. 1 pakke SmartPeg

22.250,-

28.360,-

Osstell Classic

Osstell Classic har samme funktionalitet som Osstell Beacon, dog uden mulighed for at bruge Osstell Connect Portal og kan ikke forbindes med W&H Implantmed.

Osstell Classic

16.495,-

20.625,-



Bestil SmartPeg i vores webshop



Kirurgi & Implantologi tilbehør

Ekstra motor til
Implantmed Plus og Plus II

EM-19 motor
uden lys

12.795,-

~~14.220,-~~

EM-19 LC
til lys

17.860,-

~~19.845,-~~



Sterilisationskassette lav model
Plads til Implantmed motor og 4 instrumenter

1.895,-

~~2.090,-~~

Sterilisationskassette høj model
Plads til Piezomed håndstykke og spidssæt

2.060,-

~~2.290,-~~

Ekstra Piezomed håndstykke
Piezomed Plus og Plus II

14.195,-

~~15.710~~



Kuffert Implantmed



3.995,-

~~4.190,-~~

W&H rullebord til kirurgi
med skjult kabelføring

6.320,-

~~8.155,-~~

El-udtag i søjlen



Profylakse

Proxeo vinkelstykker WP-64M

Komfort og kvalitet

Profylaksevinkelstykket WP-64M er udført med en helt unik lukning af hovedet, som sammen med Young gummikopper forhindrer urenheder i at trænge ind i vinkelstykket.

Dette forlænger levetiden på vinkelstykket.

36 måneders garanti ved brug af Young gummikopper.

Pakke

3 x WP-64M

inkl. 144 stk. YOUNG Elite kopper

8.875,-

~~13.945,-~~



Proxeo vinkelstykker WP-64MU

Universal

Profylaksevinkelstykket WP-64MU er beregnet til alle typer gummikopper og børster. Leveres med en skrue til montering af Snap-on gummikopper.

24 måneders garanti.

Pakke

3 x WP-64MU

inkl. 144 stk. YOUNG Snap-on kopper

9.875,-

~~13.945,-~~



Alle gummikopper er engangsprodukter®

Elite

Young Elite med udvendige riller sikrer, at pudsepastaen bliver på koppen. Koppen er kort, effektiv og latexfri.



Elite Extend Flex

Extend Flex - Den ekstra bløde gummikop øger koppens omfang og fleksibilitet omkring tandens konturer. Rillerne på ydersiden er designet for bedre rengøring og for at eliminere stænk af poleringspasta.



Elite latch

Elite latch – RA vinkelstykkefatning
Young Elite latch har samme gode egenskaber som Elite gummikoppen, men kan tilsluttes direkte i et alm. vinkelstykke.



Pointed

Young Pointed til approssimalt samt til implantater, under broer og andre svært tilgængelige steder. Meget god til patienter med fast apparatur.



Snap-on

Young Snap-on passer til alle vinkelstykker som er udstyret med en skrue for Snap-On kopper. En Snap-on gummikop i høj kvalitet.



YOUNG™



Kampagnen gælder frem til 30. juni 2026. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Thed/Thed+

Perfekt rengøring & desinfektion

Effektiv dentalopvaskemaskine med program for optimal rengøring og desinfektion. En smart og pålidelig maskine, som fås som alm. gulvmodel eller som bordmodel.

- › Moderne design med glat overflade for nem rengøring
- › Aktiv lufttørring med HEPA-filer (standard på alle Thed)
- › Programtid inklusive tørring fra 43 minutter
- › Tilpasser program og tørretid til indholdet
- › Interaktivt display med tydelig og attraktiv brugerflade
- › EliSense viser programstatus på et øjeblik
- › Specialprogram til hånd- og vinkelstykker fra 35 min. inkl. tørring
- › Stort udvalg af tilbehør

To vaskeniveauer

Afhængigt af indholdet kan et eller to vaskeniveauer anvendes med Thed opvaskeren. Dette muliggør en optimal udnyttelse af kapaciteten i 64-liters kammeret.

Thed+ (Gulvmodel)

inkl. startsæt med sæbe, over- og underkurv

83.995,-

106.065,-

Thed+ (Bordmodel)

inkl. startsæt med sæbe, over- og underkurv

75.995,-

95.745,-

Tilbehør

Specialdesignet indsats til gennemskylning af roterende instrument, spidser og andre hule genstande. Denne indsats udnytter pladsen optimalt i den kompakte opvasker.



Unik design med overkurv!



Thed (Gulvmodel)

inkl. startsæt med sæbe, over- og underkurv

68.995,-

87.345,-

Thed (Bordmodel)

inkl. startsæt med sæbe, over- og underkurv

63.995,-

80.645,-

Thed+ justerer automatisk cyklostid og forbruget af vand, proceskemikalier og strømforbrug. Tilsluttes kraft stik for hurtig cyklus.



thed

Hygiejne



Lisa - med ioDent intelligent Assist

Premium

Lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben steril – hurtig og intelligent. Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug. Lisa dækker behovet for både store og små klinikker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 28 minutter for indpakkede instrumenter og 13 minutter for en hurtigcyklus for uindpakkede hule instrumenter.

Lisa autoklaven kan tilkobles cloudløsningen ioDent® intelligent Assist, der giver mulighed for opdateringer, fjerndiagnose og derved hurtigere reaktionstid for din servicepartner.

Lisa findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med 5 bakker.

- › Interaktiv display med tydelig og enkel betjening
- › Super hurtigt klasse B program
- › Op til 9 kg gods
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › LED dioder viser temperatur på gods
- › Hurtigprogram på 13 min. for uindpakkede instrumenter
- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Skal først have service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

17
liter

65.995,-

82.615,- inkl. 5 bakker

Klasse **B** 28
MINUTER

22
liter

69.995,-

88.675,- inkl. 5 bakker



Bakkestativ for 6 bakker.



Bakkestativ for 2 alm. bakker og 3 brede bakker.



Bakkestativ for 3 beholdere.

Hygiejne

Lara

Lara autoklaven bygger på samme høje kvalitet som Lisa, og er den hurtigste i sin klasse. Lara dækker behovet for både små og mellemstore klinikker.
Lara findes i 17 og 22 liters kammerstørrelse og leveres med 3 bakker.

- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Sparer energi og tid med Eco Dry+ systemet
- › Brugervenlig menu system
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › Opgraderes via aktiveringskoder
- › Service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

Lara kampagnen er inkl. opgradering med Eco Dry+ der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden.
Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er ca. 38 minutter.

17
liter

53.995,-

~~67.575,-~~ inkl. 3 bakker

Klasse **B** 38
MINUTER

22
liter

54.995,-

Special tilbud

~~73.595,-~~ inkl. 3 bakker

Standard



Hygiejne

Lara XL og XXL

Standard XXL

De nye Lara XL og XXL autoklaver er udstyret med ekstra bredde kamre og passer til klinikken, der har brug for ekstra meget plads i autoklaven.

Lara XL og XXL er som Lisa udstyret med det patenterede Eco Dry+ system der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug. Leveres med 6 bakker, hvor de 4 midterste er ekstra bredde.

Både Lara XL og Lara XXL kan stå på en normal bordplade i sterilen.

Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er 41 minutter for Lara XL og 42,5 minutter for Lara XXL.

- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard
- › Kun 2,7 cm bredere end en standard autoklave
- › Lara XL: BxHxD: 492 mm x 455 mm x 614 mm
- › Lara XXL: BxHxD: 492 mm x 455 mm x 797 mm
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

28
liter

Lara XL

69.495,-

86.695,-

Klasse
B 41
MINUTER

38
liter

Lara XXL

87.925,-

109.905,-

Klasse
B 42,5
MINUTER



Lara XL

Lara XXL

Kampagnen gælder frem til 30. juni 2026. Priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Hygiejne Lisa mini

Mini

Den nye Lisa Mini med 5 liter kammer kan alt som en normal autoklave – bare mindre og hurtigere. Autoklaving af uindpakket gods på godt 9 minutter giver alle klinikker fleksibilitet, og er et perfekt supplement til enhver steril.

Lisa Mini er udviklet så den kan stables eller der kan placeres andet udstyr på toppen af autoklaven.

- › Kan indeholde op til 22 instrumenter eller 1,5 kg.
- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard.
- › Lisa mini skal tilkobles luft og afløb.
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år.
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

5
liter

37.750,-

~~47.175,-~~



Klasse
B

Pakkepris:

Lisa Mini og Assistina Twin.
Attraktiv pakke til smøring og autoklaving af instrumenter

58.995,-

~~76.020,-~~



Kontakt os for yderligere information eller bestil produkterne gennem din nærmeste forhandler.
W&H Nordic, t: 64 41 41 42, e: info@whnordic.dk

Hygiejne tilbehør

Osmo

Dette vandanlæg bruges, hvis klinikken har et stort vandforbrug til autoklaver.

- › Osmo vandanlæg er udstyret med 2 filtre, som nemt kan skiftes
- › Mulighed for at forbinde op til 6 autoklaver på samme tid
- › Osmo vandanlæg producerer ca. 30 liter vand pr. time
- › 7 liters vandbeholder
- › Leveres med en spraypistol for nem aftapning.

Kan levere vand til 6 autoklaver

11.495,-

~~13.255,-~~



Multidem

Dette vandanlæg bruges hvis der er et begrænset vandforbrug.

- › Filter skiftes nemt på få minutter.
- › Kan anvendes op til 2 autoklaver.
- › Anvendes hvis vand skal være yderst høj kvalitet
- › Leveres med en spraypistol for nem aftapning.

Kan levere vand til 2 autoklaver

3.495,-

~~4.045,-~~



Steril indpakning

Seal²

Seal² foliesvejseren er enkel og nem at anvende, da toppen er transparent og arbejdspladen er integreret for nem håndtering. Foliesvejseren er fleksibel og passer i de fleste sterilisationer, da rulleholderen kan separeres fra foliesvejseren og monteres på væggen.

- › Foliesvejser giver perfekt 12 mm kvalitetsforsegling på kun 2 sekunder
- › Svejsetemperaturen kontrolleres elektronisk for en perfekt forsegling
- › Patenteret dobbelt rullestativ kan holde på stort udvalg af rullebredder
- › Lyd indikerer når svejsningen er gennemført

Seal² foliesvejser

6.580,-

~~7.295,-~~



Spar 20%

EliReel Ruller

	180,-
EliReel 5,5 cm X 200 m	144,-
	255,-
EliReel 7,5 cm X 200 m	204,-
	350,-
EliReel 10 cm X 200 m	280,-
	530,-
EliReel 15 cm X 200 m	424,-
	705,-
EliReel 20 cm X 200 m	564,-
	890,-
EliReel 25 cm X 200 m	712,-
	1.055,-
EliReel 30 cm X 200 m	844,-



Assistina Twin

Maksimal vedligeholdelse med minimal omkostning

Assistina Twin er til den større klinik, der ønsker optimal vedligeholdelse af sine instrumenter på enkel, hurtig og økonomisk måde.

- › Vedligeholder dine instrumenter på rekordtid - kun 10 sekunder
- › Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
- › Oleipartikler opsamles i HEPA-filteret
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/rensevæske
- › Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes nemt med det nye Quick Connect System
- › Kræver kun luft og strøm

Assistina Twin

(u/turbine adaptere)

25.995,-

~~28.845,-~~



Assistina One

Hurtig, økonomisk og enkel!

Assistina One er til den mindre klinik der ønsker en enkel og økonomisk måde at vedligeholde sine instrumenter.

- › Renser og smører et instrument på kun 18 sekunder!
- › Kun ét tryk på en knap
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/rensevæske
- › Nem håndtering af væsker
- › Luftdrevet - utrolig pålidelig
- › Bredt udvalg af adaptere
- › Leveres komplet og klar til brug

Assistina ONE

(u/turbine adaptere)

14.435,-

~~16.040,-~~



Kampagnen gælder frem til 30. juni 2026. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.



Alt hvad du behøver til din IPR behandling

For ortodonti og generel efterbehandling

Intensiv Orto strips system

Orto strips



Vinkelstykke



- Trykknop giver åben eller låst position for strips
- Approksimal reduktion med orto strips
- Slaglængde 0,9 mm
- Passer på standardmotor med 40.000 o/min
- Intern køling
- Vinkelstykket kan fås med eller uden lys
- 24 måneders garanti på vinkelstykket

Har du allerede et oscillerende vinkelstykke kan du efterbestille metalæskan med et udvalg af Intensiv Orto strips.

1.995,-

2.365,-

Afstandsmåler



Startsæt uden lys

WG-69 A Intensiv vinkelstykke uden lys, Intensiv Orto-Strips System med 6 strips i metal æske IPR afstandsmåler.

Kampagnepris **8.495,-**

Startsæt med lys

WG-69 LT Intensiv vinkelstykke med lys, Intensiv Orto-Strips System med 6 strips i metal æske IPR afstandsmåler.

Kampagnepris **10.995,-**