

Implantmed Plus

- интуитивен потребителски интерфейс
- цветен сензорен екран
- ултракъс, мощен електрически микромотор с 6,2 Nm въртящ момент
- автоматичен контрол на въртящия момент: 5 до 80 Ncm
- нов дизайн на помпата
- обороти на микромотора: 200 до 40,000 rpm
- 24 месеца гаранция

-15%

стабилен!

implantmed PLUS

led+

вкл. наконечник 20:1

Мотор със светлина/
Педал с кабел

€ 4 080
4-805

((•)) led+

вкл. наконечник 20:1

Мотор със светлина/
Безжичен педал

€ 4 490
5-285

Към комплекта Implantmed SI-1023 е включен наконечник WS-75 L 20:1 със светлина.
Цените са с включен ДДС.

Доверете се на опита! Доверете се на W&H!



Пет години
спокойствие с
гаранция от W&H.



Lina 22 литра
80 € на месец
при разплащане за 5 години

€ 4 800
5-670



Lara 22 литра
95 € на месец
при разплащане за 5 години

€ 5 700
6-800



Lisa 22 литра
115 € на месец
при разплащане за 5 години

€ 6 900
8-200

Възползвайте се от специалната промоционална отстъпка при покупка на посочените модели W&H стерилизатори. За още по-голямо удобство предлагаме възможност за **разсрочено плащане за 5 години**. През целия период на разсрочване Вашият стерилизатор е защитен с **5-годишна фабрична гаранция от W&H**.

EU-MDR
2017/745

Цените са с включен ДДС.

Сканирайте QR
кода с мобилно
устройство и открийте
продуктите на W&H



shop.wh.com

W&H Bulgaria Ltd.
14 Svilnitsa Str.
1463 Sofia, Bulgaria
t +359 2 854 95 65
f +359 2 854 95 90
office.bg@wh.com
wh.com

#whdentalwerk
f @ in v
video.wh.com

Сега при Вашия
дистрибутор или
wh.com



Ние разширяваме границите – за ВАС!

Повече мощност.
Повече защита.
Повече издръжливост.

Без допълнително оскъпяване.

- ✓ 2 години гаранция
- Scratch Blocker
- ⚡ До 29 W*

TG-98 L
Новата турбина
Synea Fusion

€ 560
805

syneo FUSION

-30%



* съгласно ISO 14457
Цените са с включен ДДС.

Брошурата важи за периода от
01 септември 2026 г. до 20 декември 2026 г.

Synea Fusion

Гаранция:
24
месеца

-30%

synea FUSION



WG-99 LT

- › 1:5
- › светловод
- › 4-флексен спрей

€ **679**
970



WG-56 LT

- › 1:1
- › светловод
- › единичен спрей

€ **469**
670



HG-43 A

- › 1:1
- › без светлина
- › интегриран спрей

€ **340**
489



Assistina ONE

за ново ниво
на поддръжка

-15%

ONE

assistina ONE

Основни предимства

- › само **18 секунди** за целия процес на смазване и почистване
- › повече от **2800 инструмента** могат да бъдат обработени с един комплект консумативи
- › HEPA филтър
- › работи само с компресиран въздух и не зависи от свързаността към електричество
- › готови за употреба пълнители за презареждане
- › 12 месеца гаранция

€ **1 355**
1-595



quick
connect
by W&H

Thed

Мощно почистване
& дезинфекция
с термодезинфекторите Thed

-14%

Основни предимства

- › Две нива на измиване
- › Бързи цикли с висока ефективност на почистване
- › Активно изсушаване с HEPA филтър
- › Опции за пълна свързаност
- › Вътрешно позициониране на химикалите за процеса
- › Уникална система с пълнители (настолен)
- › Широка гама от аксесоари
- › Удобен за потребителя интерфейс

thed




Настолен

295 € на месец
при разплащане за 2 години

€ **7 080**
8-310

Включени аксесоари:

- › долен стелаж
- › кошница 1/4
- › кошница 1/2
- › вертикална поставка 1/4
- › поставка за 3 касети 1/2



Монтаж под плот

320 € на месец
при разплащане за 2 години

€ **7 680**
8-975



ПОДАРЪК

Промоцията важи за изброените инструменти от серията Synea Fusion и важи до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.

* Посочената цена за Assistina One е за комплект с включени RM адаптор и ISO адаптор за наконечници. Цените са с включен ДДС.

Към апаратите е добавен Стартов комплект аксесоари. Цените са с включен ДДС.