

#whdentalwerk



wh.com



Noutăți & Oferte
**Depășim
limitele!**

Martie - Iunie 2026



Catalog interactiv: faceți clic pe butoane pentru informații suplimentare.



Restaurări & Protetică

SYNEA, simțiți diferența în mâinile dumneavoastră!

Ergonomie perfect echilibrată care transformă precizia într-o a doua natură - fie că folosiți piesele contraunghi, fie că utilizați turbinele.



„Garanția de 24 de luni este un stimulent puternic pentru achiziție, prin reducerea riscurilor, creșterea previzibilității costurilor, dar mai ales economisind semnificativ pe termen lung. Este dovada încrederii noastre în calitatea produselor, dar și un răspuns în fața așteptărilor clienților noștri, care caută echipamente de calitate superioară. **Patrick Lang**, W&H - Prevenție și Stomatologie Restaurativă



W&H stabilește noi standarde de design și durabilitate, asigurând un aspect premium de lungă durată, prin protejarea pieselor împotriva uzurii zilnice.

 Scratch Blocker 40g Top Seller Synea Vision TK-98 L 28 W 2 ANI 5.390 LEI 7.874 LEI	 Scratch Blocker Alegria TE-95 RM 1 AN 1.490 LEI 2.451 LEI	 Scratch Blocker Cupla RQ-24 2 ANI 1.290 LEI 1.627 LEI	 Scratch Blocker Synea Vision WK-56 LT 1:1 3 ANI 4.090 LEI 5.598 LEI	 Scratch Blocker Synea Fusion WG-56 LT 1:1 2 ANI 2.890 LEI 4.336 LEI	 Scratch Blocker Alegria WE-56 1:1 1 AN 1.090 LEI 1.509 LEI	 Scratch Blocker Synea Vision WK-99 LT 1:5 3 ANI 5.390 LEI 8.255 LEI	 Scratch Blocker Synea Fusion WG-99 LT 1:5 2 ANI 3.690 LEI 6.262 LEI	 Scratch Blocker Power Edition WK-900 LT 1:4 10.7 3 ANI 5.890 LEI 8.667 LEI	 Scratch Blocker Power Edition WG-900 LT 1:4 10.7 2 ANI 4.090 LEI 6.566 LEI	 Scratch Blocker Synea Vision HK-43 LT 1:1 3 ANI 4.090 LEI 5.444 LEI	 Scratch Blocker Synea Fusion HG-43 A 1:1 2 ANI 2.390 LEI 3.152 LEI	 Scratch Blocker Alegria HE-43 1:1 1 AN 790 LEI 1.365 LEI
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--



Synea Fusion
TG-98 L



2.990 LEI

4.913 LEI

Synea Fusion
UPGRADE turbine:

- ✓ 100% mai multă garanție
- ⚡ Până la 29W
- 🛡️ Protecție maximă

În 90% dintre cazuri, când o piesă de mână necesită reparații premature, acest lucru se datorează întreținerii inadecvate.

Soluția noastră: Assistina!



Assistina One

- » Curățare și lubrifiere în 18 secunde
- » Include soluții pentru 2800 cicluri
- » Adaptoare rapide: Quick RM și Quick ISO
- » Include filtru HEPA

7.290 LEI

8.219 LEI



Ulei de service F1

- » Lubrifiere excelentă
- » Rezistență la sterilizare
- » Compatibilitate ridicată cu materialele
- » Recipient 400ml

110 LEI

178 LEI

Chirurgie & Implantologie

implantmed PLUS II

Redefinim precizia chirurgicală!
Implantmed Plus II "vede" ce
utilizați și ridică standardele așa
cum n-ați fi crezut că se poate.

O caracteristică minoră.
**O schimbare majoră în
fluxurile de lucru chirurgicale.**

Implantmed Plus II

• Micromotor EM-19 LC
• WS-75 L

Cu fir / fără fir

23.990 LEI

-31.405 LEI-

Scan Edition, fără fir

27.990 LEI

-33.722 LEI-



Modul Piezomed Plus II

- Ceiță dinamometrică
- Detectare automată a anselor
- Bibliotecă de instrumente
- 6 tuburi de irigare

22.990 LEI

-30.648 LEI-

**Set anse „Special”
& Ansa B6 GRATIS**
În valoare de peste 2.000€

Nou!



Un sistem cu adevărat complet, care acoperă o gamă largă de indicații chirurgicale — de la piezochirurgie la implantare stabilă și sigură. Soluția este completată de funcția de documentare integrată și conectivitatea perfectă cu sistemul Osstell de măsurare a stabilității implantului.

Dr. Stavros Pelekanos, Ph.D. LL.M. - Atena, Grecia

O mică scanare, un impact mare
Implantmed Plus II poate scana etichetele tuturor materialelor utilizate în timpul intervenției chirurgicale.

Iar datorită ioDent®, puteți crea o documentație DIGITALĂ perfectă pentru fluxul de lucru chirurgical. Fără hârtie, fără lipici, fără foarfece!

ioDent®

ioDent® Cloud
Smart Digital Connection

Piese de chirurgie
**Control de
neegalat**
datorită
designului
nostru de
contur unic

Contraunghi
Chirurgie
20:1
**Simțiți
diferența
forme
triunghiulare
a corpului
piesei.**



WI-75 E/KM

3.090 LEI

-5.547 LEI-



WS-75 L

5.090 LEI

-7.457 LEI-



WS-75 LG

5.290 LEI

-8.250 LEI-



**Zygora
SZ-75**

6.990 LEI

-8.498 LEI-

Contraunghi
Chirurgie
1:2,7
**Acces mai
bun în zona
molarilor de
minte.**



WS-91/92 L

5.190 LEI

-6.880 LEI-

Piesă
dreaptă
Chirurgie
1:1
**Fixarea
ușoară a
frezelor, cu
un singur
deget.**



S-11

3.090 LEI

-5.930 LEI-



S-11 L

5.090 LEI

-7.401 LEI-



S-11 LG

5.290 LEI

-8.204 LEI-

Chirurgie & Implantologie

implantmed^{PLUS}

**Lider de piață
în implantologie**



**Implantmed Plus
cu Lumină**

- › Pedală cu fir S-N2
- › Micromotor EM-19
- › WS-75 L

20.990 LEI

~~-29.154 LEI-~~



Modulul Piezomed Plus

Totul: de la tratamente endodontice retrograde, la extracții cu zero pierderi osoase, incizii de înaltă precizie și operații de sinus lift!
Deblocați întregul potențial al tratamentelor!

- › Cheiță dinamometrică
- › Detecție automată a anselor
- › Bibliotecă de instrumente
- › 6 Tuburi de irigare

22.990 LEI

~~-31.008 LEI-~~

**Set anse „Special” &
Ansa B6 GRATIS**

În valoare de peste 10.000 LEI

Cart chirurgical

- › Etajere metalice
- › Bandă cu 3 prize electrice
- › Rotile cu sistem frânare

3.990 LEI

Echipamentele NU sunt incluse!



Chirurgie & Implantologie

implantmed

**Standardul pe care
vă puteți baza.**



Implantmed Classic

- › Pedală cu fir S-N2
- › Micromotor EM-19

Fără lumină
WI-75 E/KM

13.990 LEI

~~-22.387 LEI-~~

Cu generator de lumină
WS-75 LG

15.990 LEI

~~-25.091 LEI-~~

Chirurgie & Implantologie

**Este implantul dvs.
gata de încărcare?**

OSSTELL
A W&H COMPANY



**Fabricat din
aluminiu.**

Pentru că filetul
implanturilor trebuie
protejat



Nou!

**De 10 x mai
economic**

**Osstell
Smartpeg
Reutilizabil**

1 Smartpeg
sterilizabil de min. 20 de ori

190 LEI

Disponibil din mai 2026

Osstell Classic

Osstell Classic ajută la determinarea obiectivă a stabilității implantului și măsurarea gradului de osteointegrare.

10.490 LEI

~~-11.390 LEI-~~

Osstell Beacon

- › Indicator, tip semafor, pentru starea de stabilitate
- › Acces la platforma Osstell Connect
- › Conectabil la Implantmed Plus
- › **10 x SmartPegs de unică folosință GRATIS****

13.990 LEI

~~-15.280 LEI-~~



**Osstell
Smartpeg
de unică folosință**

Cutie cu 5 bucăți

450 LEI

~~-582 LEI-~~

** Se primesc după înregistrarea echipamentului
în Osstell Connect

Fluxul de lucru W&H AIMS

Pentru că siguranța nu ar trebui să fie complicată!



Menținerea celor mai înalte standarde de igienă într-un cabinet stomatologic este o cerință obligatorie. Alături de W&H, ca partener în noua noastră sală de reprocesare, ne bazăm pe un flux de lucru complet integrat pentru curățare, dezinfectare și sterilizare — totul dintr-o singură sursă de încredere. Acest angajament față de controlul infecțiilor protejează nu doar pe pacienții noștri, ci și pe stomatologii și personalul asistent, precum și pe cei dragi, care-i așteaptă acasă în fiecare zi.

Anastasia Chatzimichali, Manager Clinica Stomatologică, AthenaSmile – Dr. Stavros Pelekanos

Pasul 1 Curățarea & Dezinfectarea



Pasul 2-3-4 Igienizarea internă & lubrifierea



Pasul 5 Ambalarea La pachet!



Pasul 6 Sterilizarea Întotdeauna cu apă demineralizată de înaltă calitate!



Pasul 7 Trasabilitate Depozitați și monitorizați!



BePro Virucid complet! Baie Instrumente pentru decontaminare

Cum știți diluția corectă?
Avem noi răspunsul!

289 LEI



U-Son

Curățarea cu ultrasunete poate
îndepărta chiar și cele mai
încăpățănate depuneri, unele
foarte greu accesibile manual.

3 litri

3.090 LEI

-3.554 LEI-

6 litri

4.690 LEI

-5.408 LEI-



Thed

Nu vă pierdeți
timpul! Economisiți-!
Termodezinfectare și uscare
în doar 43 de minute!

Preț de la

39.990 LEI



Assistina One

Piese de mână perfecte cu
ajutorul soluției de curățare
și a uleiului de lubrifiere, în
doar 18 secunde.

7.390 LEI

-8.219 LEI-



Seal²

Seal² asigură o lățime de
12 mm de sigilare perfect
ermetică și rezistentă!

3.490 LEI

-4.007 LEI-



Multidem C27

Multidem furnizează apă
demineralizată de înaltă
calitate, asigurând umplerea
automată a până la 2
sterilizatoare.

1.890 LEI

-2.117 LEI-



Sterilizatorul Lara XL 28 litri

Tehnologia avansată patentată Eco Dry+
adaptează timpul de uscare la volumul
încărcăturii. Ciclu de clasa B, în doar 28
de minute!

34.990 LEI

-47.493 LEI-



EliSafe Pachet Trasabilitate

Crearea legăturii între procesul
de sterilizare și fișa pacientului,
cu ajutorul imprimantei de etichete
și al cititorului de coduri de bare.

3.990 LEI

-5.146 LEI-

Termodezinfectare

Singurul sistem cu două niveluri de spălare,
pentru o curățare puternică, flexibilitate maximă
și rezultate mai rapide, chiar și în cele mai
aglomerate clinici.

Primul de pe piață!

Gata pentru 240 de instrumente sau o încărcătură de 16 kg!

Varianta "PE MASĂ"
Perfect pentru camerele
de sterilizare spațioase,
trebuie doar să-l așezați pe
blatul mobilierului (60 cm),
să-l conectați la priză și să-l
racordați la apa curentă și la
scurgere. Atât.
**Compact. Simplu. Gata de
utilizare!**

Lumină în incintă
Camera de spălare, cu lumină
interioară. (Thed+)

Tehnologia Eco Dry
adaptează timpul de uscare la volumul
încărcăturii. Uscarea cu aer activ
asigură cele mai bune rezultate și cel
mai rapid timp de ciclu, de numai 43
de minute.

Varianta "SUB BLAT"
Mai mult spațiu?
Alegeți canistra de 5L și
bucurați-vă de până la 6 luni
de curățare fără reumplere.
**Mai puține complicații,
mai multă performanță.**

Lumină la mâner
Prezența luminii LED la mâner oferă - rapid și
dintr-o singură privire - informații despre
statusul curent al echipamentului,
optimizând atât fluxul de lucru, cât și
rezultatele. (numai pentru Thed+)

Dispozitiv smart
senzorii interni detectează setările
existente, pentru optimizarea duratei
ciclului, a consumului de apă,
energie și agenți chimici, făcând
și recomandări pentru programul
optim. (Thed+)



Utilizând echipamente stomatologice conforme cu Regulamentele
europene privind dispozitivele medicale (MDR 2017/745), îndepliniți cele
mai înalte standarde UE actuale. Acest lucru asigură siguranță maximă,
trasabilitate completă și încredere în calitate - atât pentru pacienții și
echipa dvs., cât și în fiecare tratament pe care îl efectuați.


Thomas Lang, CTO W&H Group



Thed / Thed+
Pe masă / sub blat
cu suport inferior,
Cleaner TE și Rinse Aid

Thed
39.990^{LEI}


Thed+
49.990^{LEI}



Thed / Thed+
Pe masă / sub blat
cu suport inferior și superior,
Cleaner TE și Rinse Aid

Thed
43.990^{LEI}

Thed+
54.490^{LEI}



Upgrade
pentru suportul inferior
6.890^{LEI}

**Profitați de
pachetele
exclusive și
deblocați cel
mai bun preț!**



Vedeți pagina 15

Agenti chimici BePro
pentru echipamentele "pe masă"

Agenti chimici BePro
pentru echipamentele "sub blat"



Cleaner TE
Detergent tri-enzimatic cu pH
neutru. Nu necesită neutralizator!
Cartuș 1,5 litri
109^{LEI}



Cleaner TE
Detergent tri-enzimatic cu pH
neutru. Nu necesită neutralizator!
Canistră 5 litri
299^{LEI}
~~-366^{LEI}-~~



Neutralizer C
Se utilizează împreună cu
un detergent alcalin, pentru
restabilirea pH-ului
Canistră 5 litri
199^{LEI}
~~-231^{LEI}-~~



Rinse Aid
Pentru îmbunătățirea
fazei de uscare.
Cartuș 0,8 litri
99^{LEI}



Cleaner MA
Detergent alcalin,
necesită neutralizator!
Canistră 5 litri
239^{LEI}
~~-299^{LEI}-~~





Rinse Aid
Pentru îmbunătățirea
fazei de uscare.
Flacon 1 litru
99^{LEI}
~~-124^{LEI}-~~

thed

Sterilizare de Clasă B

Sterilizați mai rapid, cheltuiți mai puțin. Cele mai mici costuri de consum și revizii de service extinse.



**Standarde unice
cu fiecare sterilizator W&H**

- › Înregistrarea automată a ciclurilor prin USB
- › **Meniu de afișare disponibil în limba ROMÂNĂ**
- › Alimentare cu apă internă și externă
- › Curățare ușoară și evacuarea apei în partea din față
- › Filtru de praf pentru protejarea componentelor electronice
- › Garanție 2 ani

**Știați că autoclavele W&H
pot fi upgradeate?**

Datorită sistemului simplu de coduri de activare, puteți adapta autoclavul la nevoile dumneavoastră. Extindeți perioada de garanție. Adăugați ciclul rapid S. Faceți upgrade la algoritmul de economisire EcoDry+. Activați funcția Trasabilitate avansată (vedeți ultima pagină).

Solicitați distribuitorilor autorizați oferta completă.

Lisa Mini

- › Sterilizatorul de clasă B, complet echipat, oferă cele mai rapide cicluri din clasa sa de performanță.
- › Până la 22 de instrumente.

Lisa Mini
Aer comprimat 5l

21.990 LEI

~~-25.899 LEI-~~

Lisa Mini
Pompă de vacuum 5l

23.990 LEI

~~-28.526 LEI-~~

Lina

- › Ciclurile de clasă B asigură uscarea perfectă pentru încărcături de 2 kg, în doar 48 de minute.
- › Posibilități unice de upgrade pentru personalizarea și modernizarea aparatului, în funcție de nevoile dumneavoastră.

Lina 17 litri

24.990 LEI

~~-34.067 LEI-~~

Lina 22 litri

25.990 LEI

~~-37.168 LEI-~~

Lara

- › Posibilități de upgrade: personalizați echipamentul în funcție de nevoile dvs. cu un plus de viteză sau opțiunea pentru un proces de documentare mai cuprinzător.
- › Ciclurile de clasă B asigură uscarea perfectă a încărcăturilor de 2 kg în doar 40 de minute.

Lara 17 litri

29.990 LEI

~~-37.106 LEI-~~

Lara 22 litri

30.990 LEI

~~-40.417 LEI-~~

Lara XL/XXL

- › Puteți reprocessa până la 7 kg (XL) sau 10 kg (XXL) de instrumente împachetate sau în containere de 9 kg (XL) sau 12 kg (XXL).
- › Tehnologia Eco Dry: adaptează timpul de uscare la volumul de încărcare.
- › Ciclurile de clasă B asigură uscarea perfectă a încărcăturilor de 2 kg (XL) sau 3 kg (XXL) în doar 40 de minute.

Lara XL 28 litri

34.990 LEI

~~-47.493 LEI-~~

Lara XXL 38 litri

48.990 LEI

~~-59.174 LEI-~~

Lisa

- › Tehnologia Eco Dry: adaptează timpul de uscare la volumul de încărcare. Acest fapt permite reducerea duratei ciclului, creșterea duratei de viață a instrumentelor dvs. și optimizarea consumului de energie.
- › Ciclurile de clasă B asigură uscarea perfectă a încărcăturilor de 2 kg în doar 30 de minute.

Lisa 17 litri

37.990 LEI

~~-45.408 LEI-~~

Lisa 22 litri

39.990 LEI

~~-48.693 LEI-~~

Adresați-vă distribuitorului dvs. și solicitați
**o piesă de mână gratuită
cu fiecare sterilizator!**



Aveți nevoie de o
garanție suplimentară?
**Întrebați-ne pe noi! 1.290LEI
pe an, până la 5 ani!**



BePro

Protecție profesională.

Protecție împotriva infecțiilor, prin eliminarea contaminării de pe suprafețe.



BePro Băiță instrumente mini

Recipient pentru articole mici.

49LEI



Șervețele dezinfectante

Dezinfectant pentru suprafețe. Compatibil cu 250 de materiale.

Cutie 120 șerv. Rezervă 120 șerv.

59LEI

~~-68 LEI-~~

49LEI

~~-52 LEI-~~



Baie imersie pentru decontaminare

Cum știți care este diluția corectă? Vă arătăm noi răspunsul!

289LEI

~~-294 LEI-~~



Spray dezinfectant

Dezinfectant pentru suprafețe, destinat dezinfectării și igienizării rapide a dispozitivelor medicale neinvazive.

Spray 1 litru Canistră 5 litri

79LEI

~~-97 LEI-~~

289LEI

~~-366 LEI-~~



Dezinfectant I

Dezinfectant concentrat puternic pentru instrumente medicale și dentare.

Recipient 2 litri

249LEI

~~-310 LEI-~~



Dezinfectant Concentrat

Dezinfectarea și curățarea atât a suprafețelor mari, cât și a dispozitivelor medicale neinvazive.

Recipient 1 litru

109LEI

~~-139 LEI-~~



Dezinfectant R

Soluție gata preparată pentru dezinfectarea și curățarea instrumentelor dentare rotative.

Recipient 1 litru

89LEI

~~-100 LEI-~~



Suction CM

Concentrat pentru contracurătarea acidă săptămânală și întreținerea sistemelor de aspirație dentară.

Recipient 5 litri

129LEI

~~-152 LEI-~~



Suction CD

Pentru igienizarea și întreținerea zilnică a sistemelor de aspirație dentară.

Recipient 5 litri

229LEI

~~-283 LEI-~~

Pachete Promo

Aveți nevoie doar de sterilizator?

Sunteți sigur?

Profitați de **PACHETELE EXCLUSIVE:**

Luați un sterilizator sau termodezinfector W&H împreună cu oricare dintre pachetele/produsele selectate din portofoliul W&H - și deblocați cel mai bun preț!

Cabinetul dumneavoastră merită mai mult!



-33%

Implantmed Plus II Wireless + WS-75 L

› Implantmed Plus II Fără Fir
› Piesă cu LUMINĂ WS-75 L

20.990LEI

~~-31.405 LEI-~~



-32%

Assistina One

Curățare & lubrifiere în 18 secunde.

5.990LEI

~~-8.219 LEI-~~



-49%

Pachet Synea Vision

› Turbină TK-98 L
› Cuplă RQ-24
› Contraunghi 1:1 WK-56 LT

7.790LEI

~~-16.100 LEI-~~



-23%

Pachet BePro

› 24x BePro Șervețele Rezervă
› 10x BepPro Dezinfectant Concentrat
› 6x BePro Disinfecant I
› 2x BePro Suction CD
› 2x BePro Suction CM
› 2x BePro Baie imersie

4.790LEI

~~-5.958 LEI-~~



-59%

Pachet Contraunghi Synea Vision

› Contraunghi 1:1 WK-56 LT
› Contraunghi 1:5 WK-99 L

5.890LEI

~~-13.854 LEI-~~

Trasabilitate

Cabinetul dvs. în conformitate cu **cele mai înalte și mai recente standarde UE!**

Trasabilitatea reprezintă capacitatea de a urmări
instrumentele de la ciclul de sterilizare până la pacient și
ziua utilizării. **Dovada completă a siguranței depline!**
W&H vă oferă 2 opțiuni de trasabilitate:



01. Pachetul de trasabilitate EliSafe

Utilizați etichetele tipărite (din faza de documentare) și încărcați-le în fișa pacientului, cu ajutorul cititorului de coduri în momentul utilizării.

Veți avea dovada clară că s-au utilizat instrumente sigure în tratamentul pacientului.



**Pachetul de
trasabilitate
EliSafe**

3.990 LEI


~~-5.146 LEI-~~

Disponibil pentru toate autoclavele, fără costuri suplimentare lunare.

02. Pachet de trasabilitate avansată

Creați o singură dată lista tuturor instrumentelor și seturilor dvs., iar cu ajutorul cititorului de coduri sau al smartphone-ului, transmiteți autoclavului ce
anume sterilizați, urmând să obțineți etichete autocolante, nu numai cu data de expirare, ci și cu un cod QR, care va indica conținutul.

Veți obține dovezi cu privire la INSTRUMENTELE SPECIFICE, pe care le-ați utilizat pentru pacient.



Standard pentru Lisa, pentru Lara XL/XXL după activarea codului suplimentar, indisponibil pentru Lina și Lara.



Str. Oltarului nr 4, Sector 2
020765 Bucuresti
t +40 215 280 320 / 215 280 321
office@sitea.ro / info@sitea.ro
www.sitea.ro



Str. Aeroport nr. 90
307200 Ghironda
t +40 256 246 114/755 082 077
comenzi@poka-dent.ro
www.poka.ro



Str. Soveja, nr. 75, Sector 1
012303 Bucharest
t +40 372 402 702
office@htp.ro
www.htp.ro



Bld. Mircea Vodă Nr.21D
București, România
t 0212.240.702 / 0742.583.759
info@bredentgroup.ro
www.bredentgroup.ro



Str. Republicii nr. 65-67
400489, Cluj-Napoca
t +40 745 348 034
office@temco.ro
www echipamentestoma.ro



Str. Stirbei Voda nr 72
010117, Bucuresti
t +40 799 655 604
steliana@tehnicaldent.ro
www.tehnicaldent.ro

Ofertele sunt valabile din 01.03.2026 până în 30.06.2026, cu excepția erorilor tipografice. Prețurile includ TVA.

Prețurile afișate sunt prețuri recomandate și pot diferi de prețurile finale de vânzare, care se vor stabili de către fiecare distribuitor în parte.