




MÄSSKAMPANJ 2019



Besök oss
på Swedental den
13 - 15 november
i Stockholm.



NYHET

lisa

Nya Lisa 2019 med ännu fler smarta funktions!
Fortfarande med unik serviceintervall:
hela 4000 körningar eller 5 år.

- Spårbarhet direkt i displayen.
- Programtid från 13 minuter.
- Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen.
- Supersnabbt klass B-program.
- Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. Wifi-förberedd.
- Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest utanför arbetstid. Kvitte sen direkt på displayen.
- Lisa anpassar varje körning till just det som steriliseras, sparar tid, pengar och bra för miljön!
- Finns även med 22 liters kammare.

KAMPANJPRIS
Lisa 17
62.000,-
(Ord. pris 81.120,-)

LEASING
Alt. 1.826 kr/
månad*



NYHET

lara

Lara är den nya autoklaven som bygger på samma design och höga kvalitet som Lisa. Lara kan uppgraderas efter kliniken behov. Programtiden för en genomsnittlig last är 38 minuter.

- Programinfo lagras automatiskt på USB.
- Tyst i drift.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Användarvänlig.
- Programmerbar start.
- Kan växa med era behov på kliniken.
- Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar!
- Finns även med 22 liters kammare.

KAMPANJPRIS
Lara 17
49.300,-
(Ord. pris 65.520,-)

LEASING
Alt. 1.452 kr/
månad*

VISION

PREMIUMSERIEN



FULL KRAFT MED
POWERBLADE

26 W

> Ring LED+ som är 5 x LED för det starkaste ljuset någonsin, helt skuggfritt och dessutom stark.
(TK-97 L, TK-98 L och TK-100 L)



led+



TK-97 L
TK-98 L

KAMPANJPRIS:
10.800,-
(Ord. pris 13.600,-)

LEASING
Alt. 318 kr/
månad*



TK-94 L
MINI

KAMPANJPRIS:
9.700,-
(Ord. pris 12.470,-)



TK-98 LM
STANDARD

KAMPANJPRIS:
9.700,-
(Ord. pris 11.480,-)



TK-100 L
KRAFTFULL

KAMPANJPRIS:
10.800,-
(Ord. pris 13.600,-)

SYNEA VISION – TURBINER

- > Optimal kylning med 5-punktsspray.
- > Fyra huvudstorlekar att välja bland. Ansluts på Roto Quick- eller Multiflex®-koppling. Ring LED+ endast för RQ-koppling.
- > Enkelt handhavande vid smittrening, unikt skydd i form av en specialyta.
- > Lång livslängd och väldigt tyst drift tack vare keramiska kullager.
- > Ergonomisk design och unik reptålig "anti-scratch" yta.
- > 24 månaders garanti.

SYNEA VISION – LÅGVARV

- > High-end serie av hög och pålitlig kvalitet.
- > Uppväxlat vinkelstycke - nu med två huvudstorlekar.
- > Utmärkt grepp och ergonomi.
- > Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd.
- > Optimal kylning med 5-punktsspray.
- > Specialbeläggning "Anti-scratch" yta som håller längre.
- > 36 månaders garanti.



HK-43 LT

KAMPANJPRIS:
7.380,-
(Ord. pris 9.240,-)



WK-56 LT
FAVORITEN

KAMPANJPRIS:
7.380,-
(Ord. pris 9.480,-)



WK-99 LT
KLASSIKER

KAMPANJPRIS:
10.800,-
(Ord. pris 13.980,-)



WK-93 LT
LITET HUVUD

KAMPANJPRIS:
10.800,-
(Ord. pris 13.980,-)

* Exempel på leasing: 10.000 kr. 36 månader. Restvärde: 5 % 500 kr Leasingavgift: 295 kr i månaden.
Detta tillkommer: Uppläggningsavgift: 450 kr (kommer på första avin). Ev. försäkring 19kr/månad.

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com

Följ oss på Instagram & Facebook!

FUSION

STANDARDSERIEN

SYNEA FUSION – TURBINER

- > Ljus, ljus, ljus – effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
- > Anpassad huvudstorlek för bästa insyn och prestanda – midi eller mini?
- > Effektiv kylning med quattrospray.
- > Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd.
- > Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK.
- > 12 månaders garanti.

SYNEA FUSION – LÅGVARV

- > Anpassad huvudstorlek för bästa insyn.
- > Effektiv kylning med quattrospray.
- > Modifierad greppprofil – monoblock design.
- > Glasstav för effektivt ljus.
- > Tyst och vibrationsfri drift.
- > 24 månaders garanti.



TG-97 L
TG-98 L



TG-98 LM



TG-97 LM



WG-56 LT, 1:1



WG-66 LT 2:1



WG-99 LT 1:5



HG-43 A 1:1

KAMPANJPRIS:
6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:
6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:
6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:
5.890,-
(Ord. pris 7.360,-)

KAMPANJPRIS:
6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:
8.200,-
(Ord. pris 10.610,-)

KAMPANJPRIS:
4.272,-
(Ord. pris 5.340,-)

LEASING
Alt. 195 kr/
månad*



W&H RQ-24
snabbkoppling

KAMPANJPRIS:
2.450,-
(Ord. pris 2.810,-)



RM-34 LED W&H
Multiflex®- koppling
med LED ljus

KAMPANJPRIS:
4.700,-
(Ord. pris 5.870,-)



SWINGLE

EVA-liknade system med dubbla funktioner.
För ortodonti (IPR) och generell efterbehandling.

För restaurationer med Intensiv Proxoshape-spetsar.

- > öppen rotation
- > låst position - 12 olika lägen
- > interproximal reduktion med Orto-strips
- > konturering av fyllningar approximalt och subgingivalt med Proxoshaper spetsar
- > slaglängd 0,9 mm
- > 20.000 slag på en standardmotor
- > Intern kylning
- > Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- > 24 månaders garanti



KAMPANJPRIS:
9.900,-
(med ljus)
(Ord. pris 11.420,-)

KAMPANJPRIS:
7.500,-
(utan ljus)
(Ord. pris 7.980,-)



KIRURGI & IMPLANTAT

implantmed

Vår nya Implantmed med ny starkare motor som ger dig maximal precision. Komplet med motor, pedal och kylslang. En multifunktionell, säker och pålitlig utrustning som enkelt kan flyttas mellan de olika behandlingsrummen.

EGENSKAPER:

- Kraftfull motor med 6.2 Ncm torque.
- Brett varvtalsområde: 200 upp till 40 000 rpm på motorn.
- Exakt vridmomentsinställning: 5 - 80 Ncm.
- Kan uppgraderas med LED-ljus, sladdlös fotpedal och Osstell ISQ stabilitetskontroll.

* Alt. leasing 1.075 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.

Mer info, maila office@whnordic.se

Tillbehör till Implantmed:

Osstell ISQ modul för stabilitetskontroll
Se även Beacon nedan

Sladdlös fotpedal

Cart för Implantmed och Piezomed



LEASING
Alt. 1.075 kr/
månad*

IMPLANTAT
& KIRURGI



S-11 LG
1:1
Mini LED+
Finns även utan ljus.

KAMPANJPRIS:
11.300,-
(Ord. pris 13.330,-)



WS-75 LG
20:1
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
12.380,-
(Ord. pris 14.570,-)



WS-91 L
1:2,7
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
9.800,-
(Ord. pris 11.660,-)



WS-56 L
1:1
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
9.800,-
(Ord. pris 11.660,-)



S-9 LG
1:1
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
12.300,-
(Ord. pris 14.570,-)



S-15
1:1

KAMPANJPRIS:
9.900,-
(Ord. pris 11.750,-)

45 ° vinkel på
huvudet, ger
bättre åtkomst
och insyn över
op-området.

L = nya Implantmed, LG = övriga motorer

PAKETPRIS: **36.500,-**

inkl. valfritt kirurgiinstrument
(Ord. pris från ca. 44.000,-)

Kan uppgraderas med tillbehör:

- LED 3.000,-
- Sladdlös fotpedal 3.000,-
- Osstell ISQ stabilitetskontroll 26.980,-

piezomed

Innovativ ultraljudsteknik som lämnar den mjuka vävnaden oskadd. Minimalt invasiv med maximal kontroll. Finns med flertalet system: Endo, Paro, Ex, Sinus Special & Bone. (Systemet Bone ingår).

Det är nu även möjligt att köpa en sladdlös fotpedal till Piezomed.

EGENSKAPER, Piezomed:

- Tre olika driftslägen + Boostfunktion som ger dig 20 % tillfällig effekttökning.
- LED-ring ger dig perfekt belysning av operationsområdet.
- Handstycke desinficerbart och steriliserbart.
- Fotpedal med tydliga funktioner, samma som till W&H implantmed.
- Utmärkt skärprecision.
- Enkel rengöring och handhavande.

* Alt. leasing 1.835 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.
Mer info, maila office@whnordic.se



KAMPANJPRIS:
62.300,-
(Ord. pris 69.250,-)

inkl. systemet "Bone" med 6 spetsar

Kan uppgraderas med tillbehör:

- Sladdlös fotpedal 3.000,-

LEASING
Alt. 1.835 kr/
månad*

OSSTELL ((•))

BEACON - Trådlös stabilitetskontroll

- Visar tydligt när implantatet kan belastas.
- Reducerar behandlingstiden.
- Tryggare för patient och behandlare.

KAMPANJPRIS:
24.900,-
inkl. 2fp smartpegs
(Ord. pris 25.473,-)



NYHET



HYGIEN & PROFYLAX



Inkl. magasin
med 6 adaptrar
samt NitraDem
vattensystem

KAMPANJPRIS:
67.000,-
(Ord. pris 80.100,-)

LEASING
Alt. 1.973 kr/
månad*

DAC Universal

DAC behöver endast vatten, olja och värme, en miljöhjälte!
Jämför med andra maskiner på marknaden!

- 6 diskade, smorda samt högradigt rena instrument på endast 16 minuter.
- Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken.
- DAC Universal är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar.
- Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt så att du ökar livslängden på dem avsevärt.
- Med uppgraderad, tydlig och lättnavigerad display.

OBS! Leasing för 1.973 kr i månaden i 36 månader möjligt!
Maila office@whnordic.se för mer info!

FLEX LID - Ett helt nytt magasin!

Nu är det lika enkelt att smittrengöra ultraljudshandstycken, AIRFLOW®-handstycken och EMS-spetsar som klinikens hand- och vinkelstycken mellan varje patient med nya magasinet till DAC.



NYHET FLEX LID
Pris inkl. valfria adaptrar
13.200,-
(Ord. pris 14.700,-)



Köp till ett extra
magasin för bättre flöde i sterilen.
Pris inkl. valfria adaptrar **13.200,-**
(Ord. pris 14.700,-)

Engångshuvud Vera Contra by YOUNG

Nytt vinklat engångshuvud från Young med Elite gummikopp. Liten, smidig och nätt storlek för bästa åtkomst. Varje huvud är hygienförpackat. Med gummikopp Elite, en av våra mest populära koppar tack vare räfflor som ger mindre stänk!

Proxeo Twist - Trådlöst putsvinkelstycke

Profylaxvinkelstycke med trådlös fotkontroll. Du får total frihet att putsa med instrumentet som väger hälften mot en standardmotor och vinkelstycke.

NYHET

KAMPANJPRIS:
125 st. VERA Contra (1 fp.) +
Trådlöst putsvinkelstycke
9.900,-
(ord. pris 11.340,-)

STÄNKFRITT!

Borste mini spetsig

Används på ocklusalytor, i fissursystem och i konkaviteter. Bra åtkomlighet då den är spetsformad. Mindre i diameter än standardborste.
144 st./fp.

Kopp Elite latexfri

Räfflad ut- och invändigt. Effektiv rengöring utan en massa stänk.
144 st./fp.

WP-64 M

Puts 4:1 Trippelseal med litet och smidigt huvud för bästa sikt. Överlägsen åtkomst, överlägsen komfort och hållbarhet. Ett måste vid puts och polering!

KAMPANJPRIS:
3.280,-
(Ord. pris 5.430,-)

Kopp spetsig hård

Rekommenderas till approximala ytor samt implantat, under broar och andra svåråtkomliga områden. Mycket bra till "bandade" patienter. 144 st./fp.

Engångshuvud Vera Contra by YOUNG

(Se info till vänster)

HP-44 M

Engångshuvuden med gummikopp för puts och polering ansluts enkelt och snabbt på autoklaverbar underdel HP-44 M. Utväxling 4:1, max.hastighet: 10 000min⁻¹.

KAMPANJPRIS:
250 st. VERA Contra (2 fp.) +
1 st. HP-44 M underdel **4.500,-**
för dig som redan har underdelen;
2 fp. VERA Contra för **2.360,-**

proxeo TWIST



YOUNG



proxeo

Samtliga gummikoppar och huvuden på marknaden är engångs.



Kampanjen gäller tom 8 december 2019. Priser exkl moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

THE ORIGINAL. THE MASTER.

Fulländad design, teknik och hygien.
Utformad för intensiv professionell användning,
unik ergonomi, hög precision, lätt underhåll och i
överensstämmelse med högsta hygienstandard.

- ➔ 30 % lägre pulverförbrukning - ekonomiskt.
- ➔ Effektivare avverkning – snabbare behandlingar,
fler behandlingar – högre intäkt.
- ➔ Inställbar vattentemperatur – otrolig patientkomfort.
- ➔ Unik pulverpåfyllning – inget skruvande.
- ➔ Stor behållare för vatten – färre avbrott.
- ➔ Enkelt och smidigt underhåll – driftssäkert.
- ➔ Optimerad för PLUS-pulvret.
- ➔ Trådlös fotpedal – ny pedal med fantastisk
känsla och boostfunktion!
- ➔ Skräddarsydd cart.

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



KAMPANJPRIS:
86.700,-
(inkl. cart)
(Ord. pris 94.330,-)

AIRFLOW ONE



KAMPANJPRIS:
70.208,-
(inkl. cart)
(Ord. pris 76.340,-)



Hyra 60 månader:
2.760 kr./månad
inkl. cart, pulver,
nightcleaner &
årlig service.

Hyra 60 månader:
1.707 kr./månad
inkl. cart. Ny
maskin efter
60 månader.



AIRFLOW® CLASSIC COMFORT
Ett supragingivalt pulver som används
till samma indikationer som det tidigare
Classic-pulvret. Lev i fp. om 4 flaskor
x 300 g. Finns i smaker lemon, mint,
cherry och neutral. Rek. inställning:
100% vatten, 30-50% pulver. REF:
DV-048/A. Natriumbikarbonat 40µ.



KAMPANJPRIS:
890,-
(Ord. pris 1.030,-)

AIRFLOW® PULVER PLUS
För sub- och supragingival
avlägsning av biofilm. Väldigt
snabb och effektiv behandling
med hög patientkomfort. Rek.
inställning: 100% vatten och
30% pulver. REF: DV-082/A.
Erytritol 14µ.



KAMPANJPRIS:
950,-
(Ord. pris 1070,-)

**INFÄRGNING
BIOFILM DISCLOSER** visar på
tidig och äldre biofilm.
Fördränkta kuddar. Färgen
guider till borttagningen av
biofilm.
Röd färg - ny biofilm
Blå färg - äldre biofilm
1 burk innehåller 250st kuddar.
Ref: DV-158



KAMPANJPRIS:
440,-
(Ord. pris 470,-)

AIRFLOW® & PIEZON® - ULTRALJUDSSPETSAR

EMS⁺
MAKE ME SMILE.

SUPRA



AIRFLOW® HANDY 3.0

AIRFLOW® HANDY 3.0
Ansluts enkelt på turbinkopplingen. Effektiv luftpolerare för avlägsnande av beläggningar och missfärgningar. Hög komfort med bästa ergonomi och bra insyn över behandlingsområdet.

LEASING
Alt. 321 kr/
månad*

KAMPANJPRIS:
10.900,-
(Ord. pris 12.860,-)

PIEZON® 250 LED-LJUS
Den portabla, lilla bords-scalern med LED-ljus. Den finns även utan LED-ljus samt utan vattenbehållare. (PIEZON® 150)



PIEZON® 250 MED LED-LJUS

KAMPANJPRIS:
19.300,-
(Ord. pris 21.510,-)

SUPRA & SUB



AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM
Optimal för användning i djupa fickor samt över hela det synliga tandområdet. AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM passar till de flesta snabbkopplingar på marknaden. 1st. AIRFLOW®-handstycke samt 1st. PERIO-handstycke ingår.

ALL-IN-ONE
N°1
PROPHYLAXIS

KAMPANJPRIS:
15.900,-
(Ord. pris 18.270,-)

LEASING
Alt. 468 kr/
månad*



EN-041

Piezon® handstycke, utan ljus.
> Storsäljare som passar samtliga EMS-spetsar.
> Lätt och ergonomisk.
> Autoklaverbart.

KAMPANJPRIS:
4.700,-
(Ord. pris 5.300,-)



EN-061

Piezon® handstycke utan ljus.
> NO PAIN – teknik som är skonsam för patienten.
> Ergonomisk och lätt design som passar till samtliga EMS-spetsar.
> Autoklaverbart.

KAMPANJPRIS:
4.700,-
(Ord. pris 5.300,-)



EN-060

Piezon® handstycke, LED-ljus.
> NO PAIN – teknik som är skonsam för patienten.
> Ergonomisk och lätt design som passar till samtliga EMS-spetsar.
> Autoklaverbart.
> 1st PS spets ingår.

KAMPANJPRIS:
7.400,-
(Ord. pris 8.550,-)



PIEZON®
NO PAIN
ems-swissquality.com



SCALING

Spets A

Används supragingivalt vid stora mängder tandsten. Tandstenen borttages med lätta penselrörelser.

Kampanjpris: 750,-
(Ord. pris: 860,-)



SCALING

Spets P

Används supra- och subgingivalt. Vår universal-spets. Tandstenen borttages med lätta penselrörelser.

Kampanjpris: 870,-
(Ord. pris: 970,-)



SCALING

Spets PS

Allroundspets för alla subgingivala behandlingar på naturliga tänder och från lätt till medel supragingival behandling.

Kampanjpris: 950,-
(Ord. pris: 1080,-)



SCALING

Spets PSL & PSR

Enklare approximal, mesial och distal åtkomst, supra- och subgingival.

Kampanjpris: 1.250,-
(Ord. pris: 1.390,-)



SCALING

Spets B

Används på linguala ytor för avlägsnande av missfärgningar och rikliga mängder av tandsten.

Kampanjpris: 760,-
(Ord. pris: 860,-)



SCALING

Spets PL3

Spets för IMPLANTAT. Lika lång och smal som den populära PS-spetsen men med rund (cylindrisk) arbetsdel för skonsam depuration på fixturer.

Kampanjpris: 950,-
(Ord. pris: 1080,-)



ENDO

Spets RT1

Endospets som preparerar åtkomst till kanalen. RT1 har konisk form. Rek. effekt: medium-max.

Kampanjpris: 1.450,-
(Ord. pris: 1.610,-)



ENDO

Spets RT2

Endospets som preparerar åtkomst till kanalen. RT2 har cylindrisk form. Rek. effekt: låg.

Kampanjpris: 1.450,-
(Ord. pris: 1.610,-)



ENDO

Spetsset RT3

Specialspets avsedd för avlägsnande av filar & stift vid filfraktur i rotkanaler. Ger maximal åtkomst. Levereras i fp. om 5 st. och monteras i filhållare DS-010. Rek. effekt: låg-medium.

Kampanjpris: 1.800,-
(Ord. pris: 2.050,-)

OBS! Detta är endast en bråkdel av alla spetsar som EMS erbjuder.
Prata med oss om du ej hittar det du söker.

Kampanjen gäller tom 8 december 2019. Priser exkl moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.



RECIPROKERANDE ENFILSSYSTEM

Det smarta S1 vinkelstycket har en unik integrerad växellåda som skapar den reciprokerande rörelsen direkt i vinkelstycket vilket ger en mjuk arbetsgång. Du ansluter S1 vinkelstycket direkt till din tandläkarunit utan behov av extern motor.

S1 Plus - Effektiv, Följsam & Säker

S1 Plus-filarna har Sendolines S-profil med dubbelskärande eggar och tunn kärna vilket gör dem effektiva, följsamma och säkra att använda. Alla S1 filar levereras sterilförpackade om 6 st/fp.

S1 Plus Standard 25/06

Art.nr
S1P252506BS - 25 mm
S1P312506BS - 31 mm

S1 Plus Small 15/06

Art.nr
S1P251506BS - 25 mm
S1P311506BS - 31 mm

S1 Plus Large 40/04

Art.nr
S1P254004BS - 25 mm
S1P314004BS - 31 mm



NYHET



NYHET



S1 Plus Start Up Set 2.0

Art.nr OP0007

1 x S1-E Vinkelstycke inkl. 1 apex clip
6 x S1 Plus Treatment Pack
1 x S1 Plus Standard 25/06 refill - 25 mm
1 x S1 Plus Small 15/06 refill - 25 mm
1 x S1 Plus Large 40/04 refill - 25 mm

Totalt 30 st filar.

S1 Plus Start Up Set 2.0

13.500:-

Du spar ca 2.900:- jämfört med
att köpa artiklarna separat.

S5 Apex Locator

Art.nr 385S15001



S5 Apex Locator

6.200:-

ord.pris 7.160:-



Sendoline®

Sendoline AB t: 08-445 88 30
contact@sendoline.com www.sendoline.com



och S1, S5 är registrerade varumärken av Sendoline AB.

SWISS
DENTAL
ACADEMY

KURS



LÅT STÅ!!!



SWISS
DENTAL
ACADEMY

Kurstid: 09:30-15:30.

Pris kr. 2.250,- exkl.

moms inkl. lunch
och kursmaterial

(max. 12 deltagare).

DATUM FÖR VÅREN 2020:

Fredag den 7/2 och 24/4

För mer information eller
anmälan kontakta Marie

Forsgren på; maf@whnordic.se

