

#whnordic
video.wh.com



HÖSTKAMPANJ 2020



Piezo scaler Ultra



WG-99 LT 1:5

#dentals
united

Kampanjpriser gäller t.o.m.
31 december 2020

VISION

PREMIUMSERIEN



FULL KRAFT MED
POWERBLADE

26 W

> Ring LED+ med 5 x LED för det starkaste ljuset någonsin, helt skuggfritt och dessutom stark.
(TK-97 L, TK-98 L och TK-100 L)



led+



TK-97 L
TK-98 L

KAMPANJPRIS:
10.900,-
(Ord. pris 14.040,-)

LEASING
Alt. 321 kr/
månad*



TK-94 L
MINI

KAMPANJPRIS:
10.900,-
(Ord. pris 12.870,-)



TK-98 LM
STANDARD

KAMPANJPRIS:
9.900,-
(Ord. pris 11.850,-)



TK-100 L
KRAFTFULL

KAMPANJPRIS:
10.900,-
(Ord. pris 14.040,-)

SYNEA VISION – TURBINER

- > Optimal kylning med 5-punktsspray.
- > Fyra huvudstorlekar att välja bland. Ansluts på Roto Quick- eller Multiflex®-koppling. Ring LED+ endast för RQ-koppling.
- > Enkelt handhavande vid smittrening, unikt skydd i form av en specialyta.
- > Lång livslängd och väldigt tyst drift tack vare keramiska kullager.
- > Ergonomisk design och unik reptålig "anti-scratch" yta.
- > 24 månaders garanti.


SYNEA VISION – LÅGVARV

- > High-end serie av hög och pålitlig kvalitet.
- > Uppväxlat vinkelstycke - nu med två huvudstorlekar.
- > Utmärkt grepp och ergonomi.
- > Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd.
- > Optimal kylning med 5-punktsspray.
- > Specialbeläggning "Anti-scratch" yta som håller längre.
- > 36 månaders garanti.



HK-43 LT

KAMPANJPRIS:
7.600,-
(Ord. pris 9.540,-)




WK-56 LT
FAVORITEN

KAMPANJPRIS:
7.600,-
(Ord. pris 9.780,-)



WK-99 LT
KLASSIKER

KAMPANJPRIS:
11.300,-
(Ord. pris 14.430,-)



WK-93 LT
LITET HUVUD

KAMPANJPRIS:
11.300,-
(Ord. pris 14.430,-)

* Exempel på leasing: 10.000 kr. 36 månader. Restvärde: 5 % 500 kr Leasingavgift: 295 kr i månaden. Detta tillkommer: Uppläggningsavgift: 450 kr (kommer på första avin). Ev. försäkring 19kr/månad.

FUSION

STANDARDSERIEN



TG-97 L
TG-98 L

TG-98 LM

TG-97 LM

KAMPANJPRIS:
6.900,-
(Ord. pris 8.770,-)

KAMPANJPRIS:
6.900,-
(Ord. pris 8.770,-)

KAMPANJPRIS:
6.900,-
(Ord. pris 8.770,-)

LEASING
Alt. 203 kr/
månad*



W&H RQ-24
snabbkoppling

KAMPANJPRIS:
2.450,-
(Ord. pris 2.900,-)



RM-34 LED W&H
Multiflex®- koppling
med LED ljus

KAMPANJPRIS:
4.800,-
(Ord. pris 6.060,-)

SYNEA FUSION – TURBINER

- > Effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
- > Anpassad huvudstorlek för bästa insyn och prestanda – midi eller mini?
- > Effektiv kylning med quattrospray.
- > Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd.
- > Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK.
- > 12 månaders garanti.

SYNEA FUSION – LÅGVARV

- > Anpassad huvudstorlek för bästa insyn.
- > Effektiv kylning med quattrospray.
- > Modifierad greppprofil – monoblock design.
- > Glasstav för effektivt ljus.
- > Tyst och vibrationsfri drift.
- > 24 månaders garanti.



WG-56 LT, 1:1

WG-66 LT 2:1

WG-99 LT 1:5

HG-43 A 1:1

KAMPANJPRIS:
6.000,-
(Ord. pris 7.600,-)

KAMPANJPRIS:
6.900,-
(Ord. pris 8.770,-)

KAMPANJPRIS:
8.700,-
(Ord. pris 10.950,-)

KAMPANJPRIS:
4.400,-
(Ord. pris 5.510,-)

KIRURGI & IMPLANTAT

implantmed

Vår nya Implantmed med ny starkare motor som ger dig maximal precision. Komplet med motor, pedal och kylslang. En multifunktionell, säker och pålitlig utrustning som enkelt kan flyttas mellan de olika behandlingsrummen.

EGENSKAPER:

- Kraftfull motor med 6.2 Ncm torque.
- Brett varvtalsområde: 200 upp till 40 000 rpm på motorn.
- Exakt vridmomentsinställning: 5 - 80 Ncm.
- Kan uppgraderas med LED-ljus, sladdlös fotpedal och Osstell ISQ stabilitetskontroll.

* Alt. leasing 1.075 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.

Mer info, maila office@whnordic.se

Tillbehör till Implantmed:

Osstell ISQ modul för stabilitetskontroll
Se även Beacon nedan

Sladdlös fotpedal

Cart för Implantmed och Piezomed



PAKETPRIS: 37.700,-
inkl. valfritt kirurginstrument
(Ord. pris från ca. 45.400,-)
Kan uppgraderas med tillbehör:
→ LED 3.000,-
→ Sladdlös fotpedal 3.000,-
→ Osstell ISQ stabilitetskontroll 27.840,-

LEASING
Alt. 1.110 kr/
månad*

IMPLANTAT
& KIRURGI



Uppväxlat



S-11 LG
1:1
Mini LED+
Finns även utan ljus.

KAMPANJPRIS:
11.600,-
(Ord. pris 13.760,-)

WS-75 LG
20:1
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
12.700,-
(Ord. pris 15.040,-)

WS-91 L
1:2,7
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
10.200,-
(Ord. pris 12.030,-)

WS-56 L
1:1
Mini LED+

KAMPANJPRIS:
10.200,-
(Ord. pris 12.130,-)

S-16
1:2

KAMPANJPRIS:
11.900,-
(Ord. pris 13.860,-)

S-15
1:1

KAMPANJPRIS:
10.300,-
(Ord. pris 12.130,-)

45° vinkel på huvudet, ger bättre åtkomst och insyn över op-området.

NYHET

L = nya Implantmed, LG = övriga motorer

LEASING
Alt. 300 kr/
månad*

piezomed

Innovativ ultraljudsteknik som lämnar den mjuka vävnaden oskadd. Minimalt invasiv med maximal kontroll. Finns med flertalet system: Endo, Paro, Ex, Sinus Special & Bone. (Systemet Bone ingår). Det är nu även möjligt att köpa en sladdlös fotpedal till Piezomed.

EGENSKAPER, Piezomed:

- Tre olika driftslägen + Boostfunktion som ger dig 20 % tillfällig effekttökning.
- LED-ring ger dig perfekt belysning av operationsområdet.
- Handstycke desinficerbart och steriliserbart.
- Fotpedal med tydliga funktioner, samma som till W&H implantmed.
- Utmärkt skärprecision.
- Enkel rengöring och handhavande.

* Alt. leasing 1.835 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.
Mer info, maila office@whnordic.se



KAMPANJPRIS:
63.900,- (Ord. pris 71.470,-)

inkl. systemet "Bone" med 6 spetsar
Kan uppgraderas med tillbehör:
→ Sladdlös fotpedal 3.000,-

LEASING
Alt. 1.882 kr/
månad*

OSSTELL ((•))

BEACON - Trådlös stabilitetskontroll

- Visar tydligt när implantatet kan belastas.
- Reducerar behandlingstiden.
- Tryggare för patient och behandlare.

KAMPANJPRIS:
25.000,-
inkl. 1fp smartpegs



HYGIEN



Inkl. magasin
med 6 adaptrar
samt NitraDem
vattensystem

KAMPANJPRIS:
67.500,-
(Ord. pris 80.100,-)

LEASING
Alt. 1.988 kr/
månad*

DAC Universal

DAC behöver endast vatten, olja och värme, en miljöhjälte!
Jämför med andra maskiner på marknaden!

- 6 diskade, smorda samt högradigt rena instrument på endast 16 minuter.
- Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken.
- DAC Universal är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar.
- Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt så att du ökar livslängden på dem avsevärt.
- Med uppgraderad, tydlig och lättnavigerad display.

OBS! Leasing för 1.973 kr i månaden i 36 månader möjligt!
Maila office@whnordic.se för mer info!

FLEX LID

Nu är det lika enkelt att smittrengöra ultraljudshandstycken, blästerspetsar och scaler-spetsar som klinikkens hand- och vinkelstycken mellan varje patient med FLEX-magasinet till DAC.



FLEX LID
Pris inkl. valfria adaptrar
13.200,-
(Ord. pris 14.700,-)



Köp till ett extra
magasin för bättre flöde i sterilen.
Pris inkl. valfria adaptrar **13.200,-**
(Ord. pris 14.700,-)

assistina^{TWIN}

Tack vare innovativ oljebuliseringssteknik kan Assistina Twin behandla upp till 360 instrument i timmen. Den idealiska och praktiska lösningen för varje tandläkarpraktik.

- Smörjning utan väntetid - 10 sekunder.
- Perfekt rengöring innan autoklavering.
- Två kammare som används vartannat för ökad effektivitet.
- Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till 2800 instrument. Brett utbud av adaptrar.



LEASING
Alt. 674 kr/
månad*

KAMPANJPRIS
22.900,-
(Ord. pris 27.340,-)



KAMPANJPRIS
Lisa 17
62.000,-
(Ord. pris 81.120,-)

LEASING
Alt. 1.826 kr/
månad*

lisa

Nya Lisa med ännu fler smarta funktions!
Fortfarande med unik serviceintervall:
hela 4000 körningar eller 5 år.

- Spårbarhet direkt i displayen.
- Programtid från 13 minuter.
- Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen.
- Supersnabbt klass B-program.
- Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. Wifi-förberedd.
- Spar tid - låt Lisa utföra vakuump- och Helixtest utanför arbetstid. Kvittera sen direkt på displayen.
- Lisa anpassar varje körning till just det som steriliseras, sparar tid, pengar och bra för miljön!
- Finns även med 22 liters kammare.



KAMPANJPRIS
Lara 17
49.300,-
(Ord. pris 65.520,-)

LEASING
Alt. 1.452 kr/
månad*

lara

Lara är den nya autoklaven som bygger på samma design och höga kvalitet som Lisa. Lara kan uppgraderas efter klinikkens behov. Programtiden för en genomsnittlig last är 38 minuter.

- Programinfo lagras automatiskt på USB.
- Tyst i drift.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Användarvänlig.
- Programmerbar start.
- Kan växa med era behov på kliniken.
- Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar!
- Finns även med 22 liters kammare.

Kampanjen gäller tom 31 december 2020. Priser exkl moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

PROFYLAX

YOUNG™ proxeo

Proxeo Twist

Engångshuvud Vera Contra by YOUNG

Vinklat engångshuvud från Young. Liten, smidig och nätt storlek för bästa åtkomst. Varje huvud är hygienförpackat. Med gummikopp Elite, en av våra mest populära koppar tack vare räfflor som ger mindre stänk!

Proxeo Twist - Trådlöst putsvinkelstycke

Profylaxsvinkelstycke med trådlös fotkontroll. Du får total frihet att putsa med instrumentet som väger hälften mot en standardmotor och vinkelstycke.

100% HYGIEN



STÄNKFRITT!

Borste mini spetsig

Används på ocklusalytor, i fissursystem och i konkaviteter. Bra åtkomlighet då den är spetsformad. Mindre i diameter än standardborste. 144 st./fp.



Kopp spetsig hård

Rekommenderas till approximala ytor samt implantat, under broar och andra svåråtkomliga områden. Mycket bra till "bandade" patienter. 144 st./fp.



Elite Extend Flex

Den extra mjuka gummikoppen ökar koppens omfattning och flexibilitet omkring tandens konturer. 144 st./fp.



Kopp Elite latexfri

Räfflad ut- och invändigt. Effektiv rengöring utan en massa stänk. 144 st./fp.



WP-64 M

Puts 4:1 Trippelseal med litet och smidigt huvud för bästa sikt. Överlägsen åtkomst, överlägsen komfort och hållbarhet. Ett måste vid puts och polering!



KAMPANJPRIS:

125 st. VERA Contra (1 fp.) +
Trådlöst putsvinkelstycke
9.900,-

(ord. pris 13.800,-)

LEASING
Alt. 292 kr/
månad*

KAMPANJPRIS:

3.400,-

(Ord. pris 5.600,-)



Detta är endast en liten del av våra koppar. Se hela utbudet på: wh.com

Samtliga gummikoppar och huvuden på marknaden är engångs.



proxeo AURA

En komplett air polisher för din unit. Avlägsnar missfärgningar supragingivalt samt biofilm subgingivalt. Effektiv och smidig polisher där spetsar och pulver ingår. Ansluts enkelt på turbinens snabbkoppling. Finns för både W&H, Kavo, Sirona och NSK.

Ange koppling vid beställning.

- Huvudenhet
- Spets 120
- Spets perio 120
- Periospetsar 40st
- Prophypulver SOFT (250g)
- Prophypulver SENSITIVE - Glycine (160g)
- Tillbehör

KAMPANJPRIS:

730,-

(Ord. pris 810,-)

KAMPANJPRIS:

500,-

(Ord. pris 560,-)



Pulver SOFT -
Supraingivalt

Kornstorlek 40 µm
Fp. om 4 flaskor á 250 g

Ref. 08020870



Pulver SENSITIVE -
Subingivalt

Kornstorlek 25 µm
Fp. om 2 flaskor á 160 g

Ref. 08020890



KAMPANJPRIS:

11.500,-

Ord. pris 12.850,-

LEASING
Alt. 339 kr/
månad*

PIEZO

proxeo ULTRA

Nya Proxeo Ultra från W&H är utvecklad med professionen för bästa effekt och komfort. Piezotekniken arbetar helt linjärt för effektiv och kontrollerad avverkning. Inbyggd vätskebehållare gör denna enhet mobil och mångsidig då endast anslutning till 220V krävs. Kan användas på pacemakerpatienter.



Fördelar för dig som användare:

- ➔ Handstycke med 5x LED
- ➔ Trådlös fotpedal
- ➔ Varnar vid låg vattennivå
- ➔ Specialanpassat rengöringsprogram
- ➔ Tunnt och flexibel slang
- ➔ Handstycke PB-5L
- ➔ Inkl. spetsar 1U, 2U, 1P, 1I
- ➔ Universal Piezo gänga



KAMPANJPRIS:

19.900,-

(Ord. pris 23.780,-)

LEASING
Alt. 586 kr/
månad*



KAMPANJPRIS: 620,-/styck
Ord. pris: 690,-



KAMPANJPRIS: 670,-/styck
Ord. pris: 750,-



KAMPANJPRIS: 870,-/styck
Ord. pris: 970,-



KAMPANJPRIS: 880,-/styck
Ord. pris: 980,-



KAMPANJPRIS: 1.030,-/styck
Ord. pris: 1.150,-



KAMPANJPRIS: 1.030,-/styck
Ord. pris: 1.150,-



KAMPANJPRIS: 1.030,-/styck
Ord. pris: 1.150,-



KAMPANJPRIS: 1.030,-/styck
Ord. pris: 1.150,-

Universal Piezo gänga

Detta är endast en liten del av våra spetsar. Se hela utbudet på: wh.com

Kampanjen gäller tom 31 december 2020. Priser exkl moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

INTENSIV



SWINGLE

EVA-liknande system med dubbla funktioner.
För Ortodonti (IPR) och generell efterbehandling.
För restaurationer med Intensiv Proxoshape-spetsar.

- Öppen rotation - eller låst position
- Interproximal reduktion med Orto-Strips
- Konturering av fyllningar approximalt och subgingivalt med Proxoshaper spetsar
- Slaglängd 0,9 mm
- 20.000 slag på en standardmotor
- Intern kylning
- Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- 24 månaders garanti på vst.



Intensiv Swingle Startkit inkl. 6 spetsar. Välj mellan Orto och Cons.
Finns med eller utan ljus.



KAMPANJPRIS:

9.900,-

(inkl. ljus)
(Ord. pris 11.420,-)

KAMPANJPRIS:

7.500,-

(utan ljus)
(Ord. pris 7.980,-)

LEASING
Alt. 292 kr/
månad*



Orto strips

Finns dubbelsida och enkelsidiga



Professional cons

ENDODONTI

S1 - RECIPROKERANDE ENFILSSYSTEM

Enkelt. Säkert. Komplett.



S1 vinkelstycke

REF: 6542471

S1 vinkelstycket ansluts enkelt på er befintliga tandläkarunit. Vinkelstycket arbetar med en reciprokerande rörelse, filen roterar omväxlande medsols och motsols vilket minskar risken för filfraktur. Rengöring och hygien sköts på samma sätt som dina övriga vinkelstycken, ingen adapter behövs.



S1 Plus Start Up Set 2.0*

REF: OP0007

Innehåll:

- 1 x S1-E vinkelstycke inkl. 1 Apex clip
- 6 x S1 Plus Treatment Pack
- 1 x S1 Plus Small 15/06 - refill - 25 mm
- 1 x S1 Plus Standard 25/06 - refill - 25 mm
- 1 x S1 Plus Large 40/04 - refill - 25 mm

*Totalt 30 st S1 Plus-filar.

S1 Plus Start Up Set 2.0

13.500,-

Du spar ca 2.900,- jämfört med
att köpa artiklarna separat.

S5 Apex Locator

REF: 385S115001

Använd tillsammans med röntgen för
att fastställa rotkanalens längd.
Helautomatisk och lätt att använda.



Sendoline®

Sendoline, S1, S5, S5 Rotary Files, S-Files/S-fil, inklusive S-symbolen och NiTi-S är varumärken och/eller bildmärken är skyddade av upphovsrätt som tillhör Sendoline. © 2019 Sendoline AB. Med ensamrätt.