

EFTERÅR & VINTER 2020



Piezo scaler Ultra

WG-99 LT 1:5

#dentals
united

Kampagnen gælder frem til
31. december 2020

VISION

PREMIUM-SERIEN



HVORFOR RingLED?

- > RingLED+ som er 5 x LED
- > Det stærkeste lys nogensinde
- > Helt skyggefrit
- > RingLED+ kun til RQ-kobling (TK-97 L, TK-98 L, TK-100 L)
- > KAMPAGNEPRIS 8.595,-



Vinkelstykker
36 måneders
garanti



HK-43 LT

WK-56 LT 1:1
FAVORITTEN

WK-99 LT 1:5
KLASSIKER

WK-93 LT 1:4,5
MINI HOVED

KAMPAGNEPRIS:
5.940,-
(Vejl. pris 8.485,-)

KAMPAGNEPRIS:
6.095,-
(Vejl. pris 8.740,-)

KAMPAGNEPRIS:
8.995,-
(Vejl. pris 12.875,-)

KAMPAGNEPRIS:
8.995,-
(Vejl. pris 12.875,-)

Bor skyggefrit med 5 x LED



Ridsefri overflade



Fire turbine
hovedstørrelser



led+

Turbiner
24 måneders
garanti

26 W



TK-94 LM
MICRO

TK-97 LM
MINI

TK-98 LM
STANDARD

TK-100 LM
POWER

KAMPAGNEPRIS:
5.650,-
(Vejl. pris 10.350,-)

KAMPAGNEPRIS:
5.650,-
(Vejl. pris 10.350,-)

KAMPAGNEPRIS:
5.650,-
(Vejl. pris 10.350,-)

KAMPAGNEPRIS:
5.650,-
(Vejl. pris 10.350,-)



TK-97 L
TK-98 L
TK-100 L

KAMPAGNEPRIS:
8.595,-
(Ord. pris 12.280,-)

SYNEA VISION – TURBINER

- > Lang levetid og støjsvag med keramiske lejer
- > Unik rengøringsvenlig og ridsefri belægning
- > Optimeret tilbagesugssystem
- > Øget effekt med ny rotortechnologi

SYNEA VISION – VINKELSTYKKER

- > Topserie med unikke egenskaber og seneste know-how
- > Optimeret køling med 5-huls spray for opgearing
- > Lydsvag og vibrationsfri med ny gearteknologi

FUSION

KVALITET & ØKONOMI

4 huls Quattro spray



Perfekt lys



Sikker grebsoverflade



Turbiner
12 måneders
garanti



TG-97 L
TG-98 L

KAMPAGNEPRIS:
5.375,-
(Vejl. pris 7.675,-)



TG-98 LM

KAMPAGNEPRIS:
5.375,-
(Vejl. pris 7.675,-)



TG-97 LM

KAMPAGNEPRIS:
5.375,-
(Vejl. pris 7.675,-)

SYNEA FUSION – TURBINER

- > Effektiv køling med 4 huls Quattro spray
- > Keramiske lejer – for lydsvag og vibrationsfri komfort samt længere livstid
- > Findes til koblingerne Roto Quick og Multiflex®
- > Patenteret hygiejnisk system i hovedet
- > Synea turbiner er udformet så de ligger bekvemt i hånden og har en sikker grebsoverflade, der modvirker træthed i hånden

SYNEA FUSION – VINKELSTYKKER

- > Gennemtestet teknologi
- > Effektiv køling med 4 huls Quattro spray for opgearing
- > Modifieret grebsprofil og monoblok design

Vinkelstykker
24 måneders
garanti



RQ-24 W&H
Roto-Quick kobling
For TG-97 L og TG-98 L
og TK-94/97/98/100 L

KAMPAGNEPRIS:
1.995,-
(Vejl. pris 2.550,-)



RM-34 LED W&H
Multiflex®- kobling
med LED lys

KAMPAGNEPRIS:
3.275,-
(Vejl. pris 4.660,-)



WG-56 LT, 1:1

WG-66 LT 2:1

WG-99 LT 1:5

HG-43 A 1:1

KAMPAGNEPRIS:
4.750,-
(Vejl. pris 6.770,-)

KAMPAGNEPRIS:
5.625,-
(Vejl. pris 8.020,-)

KAMPAGNEPRIS:
6.850,-
(Vejl. pris 9.775,-)

KAMPAGNEPRIS:
3.450,-
(Vejl. pris 4.925,-)

KIRURGI & IMPLANTOLOGI

implantmed

Implantmed Plus - Opdateret med nyt software.
Fantastisk er blevet endnu bedre! Vi har opdateret Implantmed Plus med nyt software, så der er mulighed for flere individuelle programmer, Osstell Beacon målinger kan vises i display, udvidet dokumentation og klar til loDent®. Implantmed plus er en pålidelig enhed, som kan flyttes mellem behandlingsrummene. Det er selvfølgelig muligt at tilvælge en trådløs fodkontrol til implantmed eller få lys på dine instrumenter.

EGENSKABER:

- Tilvalg for trådløs fodkontrol og LED-lys tilslutning i motor
- Kraftfuld motor med 6.2 Ncm torque
- Mulighed for tilkobling af Osstell ISQ modul for stabilitetskontrol af implantat
- Præcis torqueindstilling: 5 - 80 Ncm
- Dokumentation med USB-nøgle
- Nyt forbedret pumpesystem
- 24 måneders garanti

Tilbehør som kan tilkøbes:

W&H Osstell ISQ Modul for stabilitetskontrol

Trådløs fodkontrol

Cart for Implantmed og Piezomed



KAMPAGNEPRIS: 25.995,-

Implantmed standard: Vejl. pris 28.895,-

Tillæg for ændring i standardpakken:

- 3.195,- Trådløs fodkontrol tilvælges
- 4.395,- LED lys i motor tilvælges
- 22.495,- Osstell ISQ stabilitetskontrol

IMPLANTAT
& KIRURGI

← OPGEARING
NYHED



S-11 1:1 WS-75 20:1 WS-91 1:2,7 S-9 1:1 S-16 1:2

KAMPAGNEPRIS:
7.075,-
(Vejl. pris 8.320,-)

KAMPAGNEPRIS:
9.325,-
(Vejl. pris 10.980,-)

KAMPAGNEPRIS:
8.460,-
(Vejl. pris 9.950,-)

KAMPAGNEPRIS:
9.150,-
(Vejl. pris 10.765,-)

KAMPAGNEPRIS:
10.595,-
(Vejl. pris 12.495,-)

45° vinkel på
hovedet giver
bedre adgang og
udsyn. Perfekt
til deling af
visdomstand

KAMPAGNEPRIS:
INSTRUMENTER MED LYS

	L *	LG **
S-11 1:1	9.800,-	10.875,-
WS-56 1:1	9.125,-	10.175,-
WS-75 20:1	9.975,-	11.050,-
WS-91 1:2,7	9.125,-	10.175,-
WS-92 1:2,7	9.125,-	10.175,-

* L passer til Implantmed LED motor EM-19LC
** LG med intern generator til alle motorer

piezomed

Piezomed med innovativ ultralydsteknik som giver høj præcision og efterlader det bløde væv ubeskadiget. Hvilket indebærer mindre smerte og hurtigere heling, en mærkbar fordel for patienten samt en forbedring af kirurgens arbejde, da dette medfører mindre blod på behandlingsområdet. Piezomed findes med flere systemer: Endo, Paro, Extract, Sinus og Bone. Det er nu også muligt at tilvælge en trådløs fodkontrol til Piezomed.

EGENSKABER, Piezomed:

- 3 programmer pr. instrument gruppe
- BOOST funktion som giver 20% midlertidig effektførøgelse
- LED ring giver perfekt belysning af behandlingsområdet
- Håndstykke kan desinficeres og autoklaveres
- Automatisk spids detektering
- Fremragende snitte præcision

OSSTELL ((•))

BEACON - Trådløs stabilitetskontrol


- Viser tydeligt om implantatet kan belastes
- Nem og objektiv vurdering om implantatet sidder ordentlig fast
- Tryghed for patient og behandler
- Reducerer behandlingstiden
- Passer til alle implantatsystemer

KAMPAGNEPRIS:
22.495,-
inkl. 2 pakker Smartpegs
(Vejl. pris 25.825,-)

KAMPAGNEPRIS: 49.995,-

Vejl. pris: 64.175,-

Inkl. Bone systemet med 6 spidser
Tillæg for ændring i standardpakken:
→ 3.195,- Trådløs fodkontrol tilvælges



HYGIEJNE



KAMPAGNEPRIS:
56.695,- Lisa 17
Vejl. pris 70.795,-
59.995,- Lisa 22
Vejl. pris 75.950,-



KAMPAGNEPRIS:
45.450,- Lara 17
Vejl. pris 56.750,-
49.450,- Lara 22
Vejl. pris 61.795,-

lisa

Den nye lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben steril – hurtig og intelligent.
Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug.
Lisa dækker behovet for både store og små klinikker.

- Interaktivt display med tydelig og enkel betjening
- Leveres med 5 bakker i kammerstørrelserne 17 eller 22 liter design
- Skal først have service efter 4000 cyklus
- Super hurtigt klasse B program
- Op til 9 kg gods
- Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- LED dioder viser temperatur på gods

lara

Lara er den nye autoklave som bygger på samme design og høje kvalitet som Lisa. Lara kan opgraderes ud fra klinikkens behov for en hurtigcyklus, variabel cyklostid eller bruger dokumentation.
Lara findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med 3 bakker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 38 minutter for indpakkede instrumenter.

- Alle data lagres automatisk på USB.
- Lydsvag i drift
- Hurtigprogram for uindpakkede instrumenter
- Brugervenlig menu-system
- Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- Opgraderes via aktiveringskoder

seal²

Lisa Seal 2 foliesejser

Perfekt 12 mm kvalitetsforsegling på kun 2 sekunder.
Ingen risiko for brændte poser.
Patenteret dobbelt rullestativ kan også vægmonteres.
Rulleholdere kan eftermonteres efter behov.



KAMPAGNEPRIS:
5.295,-
(Vejl. pris 5.875,-)

assistina^{TWIN}

Assistina TWIN - Maksimal vedligeholdelse med minimal omkostning!

- Vedligeholder dine instrumenter på rekordtid – kun 10 sekunder
- Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
- Oliepartikler opsamles i HEPA-filteret
- ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/rensevæske
- Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes nemt med det nye Quick Connect system



KAMPAGNEPRIS:
22.495,-
(Vejl. pris 25.650,-)



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020**


PROFYLAKSE

YOUNG™ proxeo



WP-64 M
36 måneders
garanti

UNIK TÆTNINGSSYSTEM
"TRIPPELSEAL"



WP-64 M

Profylaksevinkelstykket WP-64M er udført med en helt unik lukning af hovedet, som sammen med Young gummikopper forhindrer urenheder i at trænge ind i vinkelstykket. Dette forlænger meget levetiden på vinkelstykket.

PAKKEPRIS 7.995,-

3 x WP-64 M inkl. 144
Young Elite gummikopper

Elite latexfri



Petite Web latexfri



Elite Flex latexfri



Elite Extend Flex latexfri



Pointed



Webbed latexfri



12 måneders
garanti

PROXEO TWIST - Trådløs polering

Profylaksevinkelstykke med trådløs fodkontrol. Du får her komplet frihed med instrumentet som kun vejer halvdelen af en standard motor og vinkelstykke

KAMPAGNEPRIS:

Proxeo Twist inkl. 125 stk
Young Vera engangshoveder

9.995,-

(Vejl. pris 13.500,-)



OBS! ALLE GUMMIKOPPER ER ENGANGSPRODUKTER!



proxeo AURA

Proxeo Aura for optimal håndtering af biofilm i dybe pocher samt ved implantater. Sensitive pulveret fjerner skånsomt biofilm i kritiske områder uden at skade cement, gingiva og emalje. Med Soft pulveret fjernes effektivt supragingivale belægninger og misfarvninger.

Leveres med følgende:

- 120° håndstykke
- Perio håndstykke
- Subgingivale Perio spidser (40 stk)
- SOFT pulver (250g)
- SENSITIVE - glycin pulver (160g)



Prophylaxis pulver SENSITIVE -
Subgingival glycin pulver
Til fjernelse af biofilm i pocher
og ved implantater.

Pakke med 2 flasker x 160 g.
Ref. 08020890

KAMPAGNEPRIS:

450,-

(Vejl. pris 499,-)



Supragingival



Supragingival
Subgingival pocher < 3mm



Subgingival pocher > 3mm



Implantatoverflader



Behandling af peri-implantitis



Profylakse pulver SOFT -
Supragingival pulver med
mint smag. Til fjernelse af
belægninger og
misfarvninger.

Pakke med 4 flasker x 250 g.
Ref. 08020870

KAMPAGNEPRIS:

635,-

(Vejl. pris 705,-)

KAMPAGNEPRIS:

9.995,-

(Vejl. pris 11.195,-)

PIEZO SCALER

proxeo^{ULTRA}

Proxeo Ultra piezo scaler er en effektiv bordmodel i prisvindende design. Piezoteknikken arbejder helt lineært for bedste effekt og komfort. Ergonomisk håndstykke med LED lys og stor spidssortiment. Godkendt til brug på patienter med pacemaker.

Findes også i model uden trådløs fodkontrol.



- Håndstykke med 5x ring LED
- Trådløs fodkontrol
- Automatisk registrering af vandniveau
- Stor vandtank 750 ml. – Nem rengøring
- Special rensesprogram
- Inkl. spidserne 1U, 2U, 1P, 1I
- Piezo kan bygges ind i din unit
- Universal standard gevind

KAMPAGNEPRIS:

18.495,-

(Vejl. pris 20.625,-)



1U Scaling

Supragingival spids. Effektiv fjernelse af calculus. Fjernes med lette penselstrøg.
Anbefalet effekt: min - maks

KAMPAGNEPRIS: 549,-
Vejl. pris: 610,-



2U Scaling

En supragingival spids til fjernelse af calculus. Længere end 1U spidsen men stadig effektiv.
Anbefalet effekt: min - medium+

KAMPAGNEPRIS: 599,-
Vejl. pris: 665,-



1P Scaling

Sub- og supragingival spids til anvendelse i dybe pocher.
En rigtig allround spids.
Anbefalet effekt: min - medium+

KAMPAGNEPRIS: 785,-
Vejl. pris: 870,-



1I Scaling

Til rensning af implantater. Special-design giver nem adgang og kanter på plastdel gør behandlingen nemmere.
Anbefalet effekt: min - medium+

KAMPAGNEPRIS: 790,-
Vejl. pris: 875,-



1E Endo

Tynd endospids til aktivering af skyldevæske i rodkanal.
Anbefalet. effekt: min - medium

KAMPAGNEPRIS: 925,-
Vejl. pris: 1.030,-



6E Endo

Smidig spids til fjernelse af fyldning og tilkalkning i rodkanal.
Anbefalet effekt: min - max

KAMPAGNEPRIS: 925,-
Vejl. pris: 1.030,-



3Pr / 3PI Mesial & Distal

For enklere approximal mesial og distal adgang, Anvendes i medium og dybe pocher samt på rodfurkaturer.
Anbefalet. effekt: min - medium+

KAMPAGNEPRIS: 1.035,-
Vejl. pris: 1.150,-



KiS 1E Retrograd

Diamantbelagt spids for retrograd endodonti. Denne spids findes i 6 versioner med forskellige vinklinger.
Anbefalet effekt: min

KAMPAGNEPRIS: 1.295,-
Vejl. pris: 1.460,-

Dette er kun et lille udvalg af vores spidser. Se hele udvalget af vores scalerspids på wh.com

Kampagnen gælder frem til 31. december 2020. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

INTENSIV



SWINGLE

EVA-lignende system med dobbelt funktion.
For Orthodonti (IPR) og generel efterbehandling.
For restaurationer med Intensiv Proxoshape spidser.

- Trykknop giver åben eller låst position for spids
- Interproksimal reduktion med Ortho Strips
- Konturering af fyldninger approssimalt og subgingivalt med Proxoshaper spidser
- Slaglængde 0,9 mm
- Passer på standardmotor med 40.000 o/min
- Intern kølning
- Vinkelstykket kan fås med eller uden lyd



Intensiv Swingle Startkit inkl. 6 spidser. Vælg mellem Ortho og Cons.
Findes med og uden lys.

24 måneders
garanti



KAMPAGNEPRIS:
9.895,-
(med lys)
(Vejl. pris 10.295,-)

KAMPAGNEPRIS:
6.795,-
(uden lys)
(Vejl. pris 7.195,-)



Ortho Strips



Professional Cons

Findes dobbeltsidet og enkeltsidet.

ENDODONTI

S1 - RECIPROKERENDE ENKELT FILSSYSTEM

Enkelt. Sikker. Effektivt.



S1 vinkelstykke

Varenr: 6542471

Det smarte S1 vinkelstykke har en unik integreret gearkasse som skaber den reciprokerende bevægelse direkte i vinkelstykket hvilket giver en blød arbejdsgang. Du sætter S1 vinkelstykket direkte på din unit. Der er ikke brug for en ekstern motor og der er ikke nogle batterier der skal oplades.



S1 Plus Start Up Sæt 2.0*

Varenr: OP0007

S1 Plus Start Up Sæt 2.0*

Varenr: OP0007

- 1 x S1-E Vinkelstykke inkl. 1 apex clip
- 6 x S1 Plus Treatment Pack**
- 1 x S1 Plus Standard 25/06 refill – 25 mm
- 1 x S1 Plus Small 15/06 refill – 25 mm
- 1 x S1 Plus Large 40/04 refill – 25 mm

*Totalt 30 stk file.

**Hver Treatment Pack passer til 2 rodbehandlinger.

S1 Plus Start Up Sæt 2.0
12.995,- inkl. moms



S5 Apex Locator

Varenr: 385S115001

Anvendes for at fastslå rodkanalens længde.
Helautomatisk og enkel at anvende.



Sendoline®

Sendoline, S1, S5, S5 Rotary Files, S-Files/S-fil, inklusive S-symbolet og NiTi-S är varumärken och/eller bildmärken är skyddade av upphovsrätt som tillhör Sendoline. © 2019 Sendoline AB. Med ensamrätt.