



Stériliser avec rapidité et

Le nouveau stérilisateur *Lisa* doté d'un cycle rapide propose une fonction de traçabilité intégrée.

Le nouveau stérilisateur *Lisa* offre une rapidité d'exécution grâce à la technologie *Eco Dry* qui adapte la durée du séchage au volume de la charge. Une charge de 2 kg par exemple est stérilisée et séchée en seulement 30 minutes. Ceci raccourcit la durée du cycle, prolonge la durée de vie des instruments et réduit la consommation d'énergie. L'équipement offre un système de traçabilité totale. Équipé de cycles B entièrement automatiques, il est doté d'un choix de fonctions et d'options permettant de créer un protocole de stérilisation documenté. Support d'informations de grande capacité, il permet l'identification des utilisateurs et rend inutiles papier, ordinateur et logiciels spécifiquement dédiés.

TRAÇABILITÉ DES DONNÉES

Cet appareil propose une fonction de traçabilité intégrée avec l'accès à

Akidata. Dans le cadre de l'offre *Akilease*, le stérilisateur sera automatiquement connecté à l'interface web *Akidata*, plateforme sécurisée pour la traçabilité des données. Elle offre une traçabilité sécurisée avec un contrôle permanent du stérilisateur, une alerte-prévention et des rapports de contrôle du stérilisateur. Une requalification opérationnelle est proposée tous les 2 ans ou tous les 1 000 cycles.

L'écran tactile couleur affiche un menu clair simplifiant la sélection des cycles. La navigation est intuitive et la page d'accueil personnalisable. L'appareil propose en outre une assistance de l'utilisateur. L'application *Lisa Mobile* permet de contrôler en temps réel jusqu'à quatre stérilisateurs à tout moment et de n'importe quel endroit du cabinet. Elle offre une plus grande sécurité dans la liaison entre le cycle de stérilisation et le dossier du patient. ■



TÉMOIGNAGE DU DR JÉRÔME LEGRAND (02)

Il est très pratique d'utilisation



Je possède cet appareil depuis décembre 2015. J'avais déjà un *Lisa* que j'ai utilisé sans gros problèmes durant 8 ans. Il est très pratique d'utilisation avec une bonne identification de la personne responsable du cycle. Je ne lui trouve pas d'inconvénient, hormis qu'il pourrait être plus silencieux.

traçabilité



OÙ SE LE
PROCURER ?

W&H

Tél. : 03 88 774 797

@ : info.fr@wh.com

3w : wh.com

TÉMOIGNAGE DU DR JEAN-FRANÇOIS RUSSON (77)

Il est simple d'utilisation



Nous utilisons ce produit depuis trois mois, ayant depuis quatre ans le modèle précédent dont nous étions très satisfaits. Arrivés à l'échéance du leasing sur le modèle précédent, nous avons décidé de renouveler notre confiance à la société W&H pour repartir avec ce nouveau matériel plus évolué. Il est simple d'utilisation pour les trois assistantes (*nous avons trois stérilisateurs*). Il est esthétique également : notre espace de stérilisation est central au milieu des sept fauteuils et donc visible par les patients se répartissant dans nos différents espaces de traitements.

La société propose une maintenance sur l'ensemble du *leasing* intégrée dans l'offre. Nous utilisons déjà cette formule avec nos *DAC*. C'est pratique, les visites se font régulièrement selon un calendrier dont nous ne nous occupons pas. De plus ce matériel possède une centrale de diagnostic très moderne, afin d'aiguiller le réparateur sur la nature de la panne survenue. C'est rassurant pour tout le staff du cabinet. Pour notre précédent *Lisa*, nous n'avons eu aucune intervention de la part du service technique pour un quelconque problème en quatre années.

La société connaît les besoins des cabinets de groupe et adapte les offres en conséquence. Nous sommes trois praticiens de la même famille avec trois assistantes fauteuil, et deux secrétaires, accueil et communication. Nous travaillons sur sept fauteuils, trois omnipratiques et quatre spécialisés chirurgie et esthétique.

Les avantages de cet équipement sont sa rapidité sur chaque cycle de stérilisation. Le panneau de commande digital est très simple d'utilisation. Nous utilisons depuis vingt ans des cassettes de soins, et chaque stérilisateur est très sollicité car nous faisons six cycles quotidiens. Le remplissage direct avec la connexion à l'osmoseur de W&H est pratique. Le joint est très facile à changer par mes assistantes sans avoir à faire déplacer le service technique.

Je note cependant un inconvénient : il n'a pas de vidange automatique. D'autre part la capacité de la chambre de stérilisation pourrait être plus grande, pour mettre plus de cassettes et containers. Dans notre cas nous pourrions faire moins de cycles dans la journée. Si je pouvais améliorer certains points, je mettrais une vidange automatique. Je ferais également un modèle grande capacité de charge, pour les cabinets d'implantologie comme le nôtre afin de mettre plus de cassettes et de boîtes de chirurgie implantaire.

TÉMOIGNAGE DU DR OLIVIER BEAURENAULT (69)

Il répond aux normes de la stérilisation



Nous sommes fidèles à ce fabricant depuis 1991. Nous utilisons cet équipement car il répond aux normes de la stérilisation. Il permet un usage quotidien aisé. Deux *Lisa* tournent au cabinet de 8h30 à 19h00 tous les jours. Tout est stérilisé au cabinet, rotatifs, pièces à main *EMS*, fraises... Tout patient se voit ouvrir les sachets pour chaque rendez-vous. Je ne vois pas d'inconvénient à cet appareil, mais si cela était possible, évidemment, je changerais son tarif ! La nouvelle grande cuve est confortable et le nouveau système de filtration est parfait et simple d'utilisation pour les assistantes. Enfin nous apprécions le SAV très réactif.

TÉMOIGNAGE DU DR MATHIEU DEUDON (74)

La rapidité des cycles



Nous utilisons le nouveau *Lisa* depuis juillet 2015 en supplément du *Lisa 500* que nous avons depuis 9 ans, en plus du *DAC* et de l'*Assistina*. Nous avons choisi cet équipement pour la rapidité des cycles, la traçabilité embarquée, la télémétrie à distance, la réactivité du SAV et la confiance auprès de W&H avec qui nous travaillons depuis 19 ans. Le nouveau *Lisa* vient compléter notre environnement où la traçabilité est gage de garantie pour nos patients et nos cabinets : certification des cycles, pré-diagnostic sur le suivi machine, enregistrement des rapports sur le serveur *Cloud*. C'est une version 2.0 de la stérilisation. Il a cependant l'inconvénient de l'ouverture porte à gauche. Il serait temps de pouvoir avoir une ouverture inversée comme un frigo, pour l'ergonomie de toutes les stérilisations.

edp dentaire
Groupe EDP Sciences

Psychologie et implantologie Donner sa chance à l'implant


Jean-Pierre Chetry

Jean-Pierre Chetry a su trouver les exemples pratiques, les mots simples et compréhensibles face aux situations de notre quotidien professionnel. En déclinant de façon didactique et concrète les différentes clés pour y parvenir, l'auteur expose un protocole original de la communion patient-praticien.

À l'appui de cas cliniques concrets et de jurisprudences pertinentes, cette publication vise à optimiser la présentation du projet implantaire.

En conclusion de ce discours sur lequel tout implantologiste devrait se pencher, il faut reconnaître à l'auteur le mérite d'avoir pu développer vis-à-vis des différentes préoccupations des patients, une approche pédagogique adaptée qui veut s'inscrire dans une véritable stratégie relationnelle : celle de gagnant-gagnant. - Gérard Scortecchi

95 euros



Commandez et retrouvez toutes nos collections sur
www.librairie-garanciere.com