

#whdentalwerk




wh.com




W&H, tecnología
**que previene
la infección.**

Ofertas Especiales Medidas COVID-19
Mayo-Agosto 2020





Instrumental de clínica
**Cabezal higiénico
y válvula anti-retorno.**
Prevenga la infección cruzada



Todas las turbinas W&H disponen de
cabezal higiénico¹ y válvula anti-retorno²
que previenen la **infección cruzada.**

¹ Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU

² En las turbinas con conexión W&H Rotoquick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.



**Años de
Garantía**
Made in AUSTRIA

Contra-ángulo 1:1



Contra-ángulo Fusion WG-56 A **SIN LUZ**

Spray Simple
Cabezal Ø 9,5mm
Contra-ángulo 1:1

€391
PVP 649€



Contra-ángulo Fusion WG-56 LT **LUZ**

Spray Simple
Cabezal Ø 9,5mm
Contra-ángulo 1:1

€440
PVP 739€



Contra-ángulo Alegra WE-56 LED G **LUZ LED+ AUTOGENERADA**

Spray Simple
Cabezal Ø 10,1mm
Contra-ángulo 1:1

€477
PVP 796€

Turbina



Turbina Fusion TG-98 L/LM **LUZ LED+**

4 Sprays
Cabezal Ø11,5mm
21 W/360.000 rpm
Conexión W&H/Multiflex®*

€499
PVP 837€



Turbina Fusion TG-98 L+RQ-24 **LUZ LED+**

4 Sprays
Cabezal Ø11,5mm
21 W/360.000 rpm
Conexión W&H

€668
PVP 1.117€



Turbina Alegra TE-95 RM **SIN LUZ**

Spray Simple
Cabezal Ø12,2mm
18 W/330.000 rpm
Conexión 4 Vías

€260
PVP 439€



Turbina Alegra TE-98 LQ+RQ-54 **LUZ LED+ AUTOGENERADA**

3 Sprays
Cabezal Ø12,2mm
18 W/330.000 rpm
Conexión W&H

€560
PVP 933€

Contra-ángulo Multiplicador

Los contra-ángulos **multiplicadores**, con fresas de turbina FG, están indicados para la **realización de tallados y puentes** gracias a su **elevado torque y precisión**, no existiendo el efecto succionador que se produce en las turbinas.



Contra-ángulo Fusion WG-99 A **SIN LUZ**

4 Sprays
Cabezal Ø 9,5mm
Contra-ángulo 1:5

€489
PVP 806€



Contra-ángulo Fusion WG-99 LT **LUZ**

4 Sprays
Cabezal Ø 9,5mm
Contra-ángulo 1:5

€705
PVP 1.066€



Contra-ángulo Alegra WE-99 LED G **LUZ LED+ AUTOGENERADA**


3 Sprays
Cabezal Ø 10,1mm
Contra-ángulo 1:4,5

€651
PVP 1.084€

Imprescindible su uso con **micromotor eléctrico.**



Instrumental de clínica
**Cabezal higiénico
y válvula anti-retorno.**
Prevenga la infección cruzada



Todas las turbinas W&H disponen de
cabezal higiénico¹ y válvula anti-retorno²
que previenen la **infección cruzada.**

¹ Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU

² En las turbinas con conexión W&H Rotoquick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.



**Años de
Garantía**
Made in AUSTRIA

Kits Instrumental



Pack 01
**Fusion LUZ LED+
Turbina, Contra-ángulo
& Pieza de Mano**
Turbina TG-98 L Luz LED+
Acoplamiento RQ-24 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz
Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

€1.295
PVP 2.303€



Pack 03
**Fusion LUZ
Turbina Multiflex®*
& Contra-ángulo**
Turbina TG-98 LM Luz Barra Vidrio
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

€890
PVP 1.486€



Pack 05
**Alegra LUZ LED+
AUTOGENERADA
Turbina, Contra-ángulo
& Pieza de Mano**
Turbina TE-98 LQ Luz LED+
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz
Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

€1.215
PVP 2.119€



Pack 07
**Alegra LUZ LED+
AUTOGENERADA
Turbina & Contra-ángulo
con Luz LED+**
Turbina TE-98 LQ Luz LED+
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1
WE-56 LED G Luz LED+

€1.037
PVP 1.729€



Pack 02
**Fusion LUZ LED+
Turbina &
Contra-ángulo**
Turbina TG-98 L Luz LED+
Acoplamiento RQ-24 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

€1.059
PVP 1.766€



Pack 04
**Alegra SIN LUZ
Turbina &
Contra-ángulo**
Turbina TE-95 RM sin luz
con conexión 4 Vías
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

€651
PVP 1.088€



Pack 06
**Alegra LUZ LED+
AUTOGENERADA
Turbina &
Contra-ángulo**
Turbina TE-98 LQ Luz LED+
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

€951
PVP 1.582€



**Luz LED+
AUTOGENERADA
Disponga de luz en
sus equipos sin luz**

La tecnología exclusiva del generador LED+ de W&H proporciona una perfecta calidad de luz LED+ independientemente de si su equipo dispone o no de suministro de luz.



Esterilizadores Clase B

**Esterilice
entre pacientes
en 13 minutos.**

Máximo ahorro,
**1ª revisión técnica
a los 4.000 ciclos.**



Los esterilizadores W&H
incluyen curso de formación
para el personal de la clínica.

**3 Años de
Garantía**
Made in AUSTRIA

Esterilizadores



1
**Ciclos
Clase B**
cargas
de hasta
22 litros.



2
**Ciclos
Rápidos**
esterilice
entre
pacientes.



3
**Ciclo
Textil**
121°C para
mascarillas
y ropa.



Lisa
Esterilizador 17/22 litros

Pantalla táctil a color Elisense

Trazabilidad Elitrace

5 Bandejas

Llenado y vaciado automático de agua

Ciclo B de hasta 22 litros

Ciclo Eco Dry+ de 13 minutos


Ciclo 121°C para carga textil y porosa

**GRATIS KIT DE MANTENIMIENTO
PARA LOS PRIMEROS 1.200 CICLOS***

€5.450 **€5.950**

17 litros PVP 7.701€

22 litros PVP 8.262€



Lara
Esterilizador 22 litros

Pantalla táctil a color

Trazabilidad automática integrada

5 Bandejas con capacidad extra

Llenado y vaciado automático de agua

Ciclo B de hasta 22 litros

Ciclo Rápido de 20 minutos

Ciclo 121°C para carga textil y porosa


**GRATIS KIT DE MANTENIMIENTO
PARA LOS PRIMEROS 1.200 CICLOS***

€4.650

PVP 7.003€



El nuevo esterilizador
Lara incorpora un
**porta-bandejas especial
con capacidad extra.**



Lina
Esterilizador 22 litros

Navegación por teclado

Trazabilidad automática integrada

3 Bandejas

Llenado y vaciado automático de agua

Ciclo B de hasta 22 litros

Ciclo Corto ECO B de 30 minutos

Ciclo 121°C para carga textil y porosa

**GRATIS KIT DE MANTENIMIENTO
PARA LOS PRIMEROS 1.200 CICLOS***

€3.950

PVP 6.508€

* Incluye 1 junta de la puerta, 2 filtros bacteriológicos y 2 filtros antipolvo, consulte condiciones en wh.com

3 Años de garantía, condiciones en contraportada.



Accesorios esterilización.

Tests de Validación

Normativa EN 13060



Paquete de test Helix para carga hueca

1 test y 250 tiras de ensayo (Browne)

€196



Paquete de test Bowie & Dick para carga textil

Incluye 20 tests (Browne)

€194

Tratamiento del Agua

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

Tratamiento de agua Multidem C27

El sistema de tratamiento del agua
Multidem ofrece un agua desmineralizada
de gran calidad.

SIN PISTOLA
€295
PVP 397€

CON PISTOLA
€345
PVP 479€



Según la **normativa UNI 868-5 5** el
sellado mínimo debe de ser de **6mm**.

Lisa Seal² hace un sellado de 12 mm de ancho

para garantizar la calidad adecuada durante un ciclo
de Clase B debido a la tensión de fase previa al
vacío para las bolsas.

Sellado y Embolsado



Unidad de Sellado Seal²

Con superficie de trabajo
Portarrollos doble
Sellado de 12 mm de ancho

€490
PVP 654€



Trazabilidad



Trazabilidad Lisa Safe

Impresora de etiquetas
Incluye 3 rollos de etiquetas
Lector de código de barras
Apto para Lina mediante Multiport

€995
PVP 1.312€




**Las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones habituales de aplicación y de las máquinas. A causa de los factores de influencia externos (como, por ejemplo, la calidad variable del agua bruta y/o tipo de máquina) pueden producirse desviaciones de las presentes indicaciones de aproximadamente +/-10%.

3 Años de garantía, condiciones en contraportada.




Mantenimiento del instrumental

Limpieza perfecta
con Assistina.



Engranaje contra-ángulo después del **mantenimiento convencional**.



Engranaje contra-ángulo después del **mantenimiento con Assistina**.

Assistina le garantiza la correcta **limpieza y lubricación** para un excelente funcionamiento y una larga vida útil de los instrumentos dentales rotatorios.



Assistina Twin

Limpieza y lubricación en sólo 10 segundos.
2 cámaras de procesamiento para utilizar de forma alterna.

€1.695

PVP 2.537€

INCLUYE ASSISTINA TWIN CARE SET PARA UNOS 2.800 CICLOS Y ADAPTADOR HPI.



Assistina 301 Plus

Limpieza y lubricación en sólo 35 segundos.
Hasta 7.000 ciclos con cada kit de lubricante y limpieza

€749

PVP 1.325€

INCLUYE SET DE MANTENIMIENTO PARA UNOS 7.000 CICLOS Y ADAPTADOR.

Detalle de la **limpieza y lubricación** de los contra-ángulos con Assistina.



Limpieza de los tubos spray con solución limpiadora W&H Activefluid.

Mantenimiento de las piezas de transmisión con aceite de servicio W&H Service Oil F1.

Consumibles



Twin Care Set Assistina Twin

2.800 CICLOS
W&H Activefluid, MC-302
W&H Service Oil F1, MD-302
Filtro HEPA

€106



Set Mantenimiento Assistina 301 plus

7.000 CICLOS
MD-500 Service Oil F1 W&H
MC-1000 líquido de limpieza W&H

€87



Filtro Assistina 301 plus

7.000 CICLOS

€46

#whdentalwerk



wh.com



En W&H Ibérica seguimos trabajando para ofrecerle el mejor servicio con las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad contra el Covid-19.

Si tiene alguna duda sobre productos, procesos o flujo de trabajo nuestro

Servicio Técnico y Atención al Cliente

está a su disposición en horario habitual vía telefónica:

☎ +34 96 353 20 20

📞 +34 609 33 33 78

✉ oficinas.es@wh.com

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**

☎ +34 96 353 20 20

oficinas.es@wh.com

wh.com

Todos los productos de este catálogo disfrutan de **3 años de garantía** al registrarlos en www.wh.com durante el periodo de garantía original, excepto Plan Renove.

Consulte condiciones en nuestra web www.wh.com



Ofertas válidas hasta el 31 de Agosto de 2020 salvo error tipográfico. Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS.

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.