

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



DIY-Service

Alegra Ersatzteile

Neben unseren W&H-Servicepartnern haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Alegra-Turbinen und Winkelstücke selbst zu warten und kleinere Reparaturen schnell und professionell vor Ort durchzuführen. Mit der regelmäßigen Wartung vor Ort verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Turbinen und Winkelstücke und reduzieren Ausfallzeiten.

Do it yourself


Werfen Sie einen Blick auf unsere Alegra-Ersatzteilübersicht und verfolgen Sie unsere Video-Tutorials auf unserem Video Channel.



alegra



Kupplungsdichtung
BC
REF 01000700
RM
REF 02207300



Düsenreiniger kurz
für Turbinen und
Winkelstücke
REF 02015101



Rotor mit Sechskantschlüssel
für TE-98 LQ, TE-98,
TE-98 BC, TE-98 RM
REF 06787500
für TE-97 LQ, TE-97,
TE-97 BC, TE-97 RM
REF 07234100
für TE-95 RM
REF 07495400



Wasserfilter mit Rücksaugstopp
für BC Anschlüsse
REF 07092500
für RM Anschlüsse
REF 07095500



O-Ring Set
für Roto Quick Kupplungen
REF 07508900



Drehmomentschlüssel
zum Wechseln des Rotors
REF 07508800



Werkzeugset zum Wechseln
von Winkelstückköpfen
REF 07550300



Generator
für RQ-53
REF 06840300
für RQ-54
REF 06793000



Druckknopf
für TE-95 RM, TE-95 VC,
TE-98, TE-98 RM, TE-98 BC
REF 06641900
für TE-97, TE-97 RM, TE-97 BC
REF 07548000



Winkelstückkopf
für WE-56
REF 07549900
für WE-57
REF 07550000
für WE-66
REF 07550100

BITTE BEACHTEN!

Werkzeuge: Bestellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Patienten immer das für die Reparatur vorgesehene Werkzeug. Nur damit kann die Reparatur in guter Qualität durchgeführt werden.

Originalersatzteile: Das Medizinprodukt verliert seine CE-Konformität, wenn Reparaturen mit einem Nicht-Originalersatzteil durchgeführt werden. Nur W&H-Originalersatzteile erfüllen den hohen W&H-Qualitätsstandard. Bei Verwendung von anderen Ersatzteilen können die sichere Anwendung und die lange Produktlebensdauer nicht mehr gewährleistet werden.