



# HØSTKAMPANJE 2021

NYHET



# VISION

## PREMIUMSERIEN



led+

"Ring LED - om man kun skal kjøpe en turbin i sin kliniske karriere"

Bor skyggefritt  
med 5 x LED

### SYNEA VISION - VINKELSTYKKER

- > High-end serie med unike egenskaper
- > Oppgiret vinkelstykke - nå med to hodestørrelser
- > Utvendig spesialbelegg som holder instrumentene like pene år etter år
- > Utmerket grep og ergonomi
- > Keramiske kulelager for best komfort og levetid
- > Optimal kjøling med 5-punktsspray
- > 36 mnd. garanti



Spesialoverflate som holder instrumentene ripefrie

### SYNEA VISION - TURBINER

- > Optimal kjøling med 5-punktsspray
- > Fire hodestørrelser å velge mellom. Passer til RQ eller Multiflex®-kobling. Ring LED bare til RQ-kobling
- > Enkel å rengjøre, unik beskyttelse i form av en spesialoverflate
- > Ergonomisk design skapt for lange arbeidsøkter
- > Unik "anti-scratch" overflate
- > Lang levetid og veldig stillegående takket være keramiske kulelager
- > 24 mnd. garanti



TK-97 L  
TK-98 L

-18.871,-  
-16.000,-



TK-94 L

TK-98 LM

TK-100 L

-17.299,-  
-14.700,-

-15.928,-  
-13.500,-

-18.871,-  
-16.000,-

HK-43 LT 1:1

WK-56 LT 1:1

WK-99 LT 1:5

WK-93 LT 1:4,5

-12.823,-  
-10.900,-

-13.145,-  
-11.200,-

-19.395,-  
-16.500,-

-19.395,-  
-16.500,-

# FUSION

## STANDARDSERIEN

### SYNEA FUSION - VINKELSTYKKER

- > Tilpasset hodestørrelse for best mulig innsyn
- > Effektiv kjøling med Quattro spray
- > Modifisert grepsprofil - monoblokk design
- > Glasstav for effektivt lys
- > Alle ulike koblinger
- > Stille og vibrasjonsfri
- > 24 mnd garanti



Quattro spray



HG-43 A 1:1

~~7.406,-~~  
6.300,-



WG-56 LT 1:1

~~10.215,-~~  
8.700,-



WG-66 LT 2:1

~~11.788,-~~  
9.900,-



WG-99 LT 1:5

~~14.718,-~~  
12.500,-



RM-34 LED W&H  
Multiflex®- kobling  
med LED lys

~~8.145,-~~  
6.900,-



TG-97 L & TG-98 L

~~11.788,-~~  
9.900,-



TG-98 LM

~~11.788,-~~  
9.900,-



TG-97 LM

~~11.788,-~~  
9.900,-

### SYNEA FUSION - TURBINER

- > Lys, lys, lys - effektiv belysning av arbeidsområdet med LED+
- > Tilpasset hodestørrelse for best mulig innsyn og kraft - midi eller mini?
- > Effektiv kjøling med Quattro spray
- > Keramiske kulelager - stillestående og vibrasjonsfri gange + lengre levetid
- > Finnes tilgjengelig for ulike koblinger som Roto Quick (W&H) Multiflex® (Kavo) og NSK
- > 12 mnd garanti



W&H RQ-24  
Hurtigkobling

~~3.898,-~~  
3.300,-

# KIRURGI & IMPLANTAT

## Implantmed Plus SI-1023

Fra klarhet til klarhet

### Pakke

Implantmed Plus SI-1023 ink.  
valgfritt kirurgiinstrument.  
Kan oppgraderes med tilbehør:  
> Trådløs fotpedal 4.750,-  
> LED 4.750,-

**PRIS** —45.714,- 38.800,-



"Mulig å demontere for den beste hygiene og levetid"

- > Mini-LED + hånd -og vinkelstykker med den nyeste teknikken
- > Kan demonteres uten verktøy
- > Robust og holdbart takket være høy kvalitet på rustfritt stål med ripefri overflate
- > Finnes også uten lys

45 ° vinkel på hodet, gir betydelig bedre innsyn i operasjonsområdet.



S-11 LG 1:1

18.495,-  
15.700,-



WS-75 LG 20:1

20.215,-  
17.200,-



WS-91 LG 1:2,7

18.011,-  
15.300,-



WS-56 LG 1:1

18.011,-  
15.300,-



S-9 LG 1:1

15.040,-  
12.700,-



S-15 1:1

16.304,-  
13.900,-



S-16 1:1

18.695,-  
15.900,-



Zygoma 20:1

27.419,-  
23.300,-

# KIRURGI & IMPLANTAT

## Implantmed

## Nå med Piezokirurgimodul

Eksakt og presis snittoverflate med minimalt bentap

### Piezomed-modul

Gratulerer til deg som i dag har den siste versjonen av W&H Implantmed. Dere kan nå komplettere denne med en Piezomed modul for Piezokirurgi. Modulen kobles enkelt til Implantmed og styres med samme pedal.

Modulene finnes i to versjoner med ulik effekt, spissgjenkjenning, LED lys mm.

- > Tre forskjellige programmer
- > Boostfunksjon gir 20% kortvarig effektøkning
- > Steriliserbart håndstykke
- > Automatisk spissgjenkjenning
- > Fotpedal med tydelige funksjoner
- > LED ring gir deg perfekt belysning av operasjonsområdet
- > Veldig sterk og effektiv
- > Perfekt skjærepresisjon
- > Enkel rengjøring og vedlikehold
- > Effektiv kjøling



**NYHET**



Piezomed Plus  
Effekt: 24 W

Piezomed Plus modul

- > Kraftfull 24 watt ultralyd
- > Piezomed håndstykke med 1,8 meter kabel
- > LED lys
- > Spissgjenkjennelse
- > Spiss bobliotek
- > Nyeste ultralydsteknologi

Piezomed Plus modul

56.250,-



Piezomed Classic  
Effekt: 18 W

Piezomed Classic modul

- > Kraftfull 18 watt ultralyd
- > Piezomed håndstykke med 1,8 meter kabel
- > Uten lys
- > Nyeste ultralydsteknologi

Piezomed Classic modul

43.750,-



# HYGIENE

Lisa eller Lara, du velger rett uansett hvem du velger!



Lisa 17

-108.500,-  
98.000,-



Lara 17

-87.637,-  
73.500,-

## Lisa

Lisa med ennå flere smarte funksjoner!  
Fremdeles med unikt serviceintervall:  
hele 4000 kjøring eller 5år

- > Sporbarhet direkte i displayet
- > Programtid fra 13 minutter
- > Interaktiv display med tydelig og flott grensesnitt, enkel tilgang til tidligere sykluser
- > Superraskt klasse B program for de vanligste laster.
- > Optimal og enkel sporbarhet samt kontroll av alle sykluser via ny app. Wifi forberedt
- > Spar tid - Lar deg utføre vakuüm og Helixtest utenom arbeidstid. Kwitterer ut på display
- > Lisa tilpasser hver syklus til det som skal steriliseres. Sparer tid, penger og er bra for miljøet
- > Kan leveres med 17 og 22 liters kammer



Multidem C-27

Vannrensesystem

-6.813,-  
5.790,-

## Lara

Lara er autoklaven som bygger på samme design og høye kvalitet som Lisa. Lara kan oppgraderes etter klinikkens behov. Syklustiden for en gjennomsnittlast er 38 minutter

- > Syklusinfo lagres automatisk på USB
- > Stillegående i drift
- > Automatisk vannpåfyllning
- > Brukervennlig. Programmerbar start, så den kan kjøres om natten
- > Kan "oppgraderes" ved klinikkens behov
- > Service etter 4000 sykluser - ingen årlige servicer. Spar tusenlapper - regn ut selv hvor lang tid det tar for deres klinikk å komme opp til 4000 sykluser!
- > Kan leveres med 17 og 22 liters kammer.

# HYGIENE

## DAC Universal S

- > Renser, smører og steriliserer 6 instrumenter på 21 minutter
- > For alle tannlegepraksiser
- > Forenkler håndteringen av turbiner og vinkelstykker
- > DAC Universal S er en effektiv og rask maskin som sparer både tid og penger
- > Tar vare på dine instrumenter på best mulig måte. Dette forlenger levetiden

### Komplett pakke

DAC inkl. magasin med 6 adaptere og NitraDem vannsystem

**PRIS** —113.500,- 96.000,-



Standardmagasin  
Ref. 6742907

13.000,-



Flexmagasin  
Ref. 6742931

12.600,-

## Assistina Twin

Takket vare rask og innovativ oljeforsyning kan Assistina Twin behandle opp til 360 instrumenter i timen. En smart og praktisk løsning for alle tannlegepraksiser.

- > Smøring uten ventetid - 10 sekunder
- > Perfekt rengjøring før autoklaving
- > 2 kammer som brukes annen hver gang for økt effektivitet
- > Lavt forbruk - Ett Care Set holder till 2800 smøringer
- > Bredt utvalg av adaptere

### Pakke

Assistina Twin inkl, 2 adaptrar.

**PRIS** —36.563,- 31.000,-



Kampanjen gjelder till og med 31 desember 2021. Prisene er inklusive mva. Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.

# BIOFILM

## Profylakse

### Proxeo Aura

En komplett air polisher til din unit. Fjerner misfargning supragingivalt samt biofilm subgingivalt. Effektiv og smidig polisher hvor spisser og pulver medfølger. Kobles enkelt på turbinens hurtigkobling. Finnes for W&H, Kavo, Sirona g NSK. Oppgi ønsket kobling ved bestilling.

- > Hovedenhet
- > Spiss 120
- > Spiss perio 120
- > Periospisser 40st
- > Prophypulver SOFT (250g)
- > Prophypulver SENSITIVE - Glycine (160g)
- > Tilbehør




Supragingival



Subgingival



Subgingival > 3mm



Implantat




Implantat  
Peri-implantitis

#### Pakke

Proxeo Aura Perio Set, sprayhode 120, prophylaxis pulver soft + sensitive pulver

**PRIS**     ~~17.271,-~~     14.700,-



#### Pulver Soft

1.089,-  
920,-

Pulver SOFT -  
Supragingivalt

Kornstørrelse 40 µm  
Fp. om 4 flasker à 250 g

Ref. 08020870



#### Pulver Sensitive

753,-  
640,-

Pulver SENSITIVE -  
Subgingivalt

Kornstørrelse 25 µm  
Fp. om 2 flasker à 160 g

Ref. 08020890



# PIEZO

## ULTRALYDSCALER

### Proxeo Ultra

Proxeo Ultra fra W&H er utviklet med fagfolk for best effekt og komfort. Piezoteknikken jobber helt lineært for effektiv og kontrollert håndtering. Inbygget vannbeholder og 220V tilkobling gjør denne enheten mobil og allsidig. Kan brukes på pacemakerpasienter, Fordeler for deg som bruker:

- > Håndstykke med 5x LED
- > Trådløs fotpedal
- > Advarsler ved lav vannstand
- > Spesialtipasset rengjøringsprogram
- > Tynn og fleksibel slange
- > Håndstykke PB-5L
- > Inkl. spisser 1U, 2U, 1P, 1I

#### Proxeo Ultra PB-530

~~31.963,-~~  
27.200,-




**1U Scaling**

Supragingival spiss. Effektiv med store mengder tannstein.  
Rek. effekt: min - maks

KAMPANJPRIS: 780,-/styck  
Ord. pris: 922,-



**2U Scaling**

Sub- og supragingival spiss ned til 3-4 mm dype lommer.  
Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 850,-/styck  
Ord. pris: 1.004,-



**1P Perio**

Sub- og supragingival spiss til dype lommer. Effektiv, men samtidig skånsom takket være den runde arbeidsdelen.  
Rek. effekt: min - medium+


KAMPANJPRIS: 1.100,-/styck  
Ord. pris: 1.297,-



**1I Implantat**

Blonder spesielt tilpasset skalering på implantat. Conformat plastbelegg gjør denne spissen utmerket når du arbeider på titanoverflater så vel som andre sensitive materialer. God tilkommelighet takket være designet. Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 1.110,-/styck  
Ord. pris: 1.311,-




**1E Endo**

Filformatinstrument uten fellingsegenskaper tilpasset for rengjøring og spyling av rotkanaler gjennom kavitasjonseffekten av spylevæsken. Tilbyr rene og fine rotkanaler for rotfylling.  
Rek. effekt: min - medium

KAMPANJPRIS: 1.330,-/styck  
Ord. pris: 1.565,-



**6E Endo**

Fleksibel, diamantbelagt forberedelsestips for tilgang til rotkanalen og også før revisjon.  
Rek. effekt: min - maks

KAMPANJPRIS: 1.300,-/styck  
Ord. pris: 1.539,-



**3Pr / 3PI Mesial & Distal**

Mesial og distalt formet spiss for bedre tilgang i midten og dype lommer. Også egnet for arbeid i furkasjoner.  
Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 1.450,-/styck  
Ord. pris: 1.699,-



**KiS 1E Retrograd**

Diamantbelagt spiss for retrograd rotfylling, rett modell. Dette er også tilgjengelig i vinklede modeller. Jevn og god tilkommelighet takket være et smidig design.  
Rek. effekt: min

KAMPANJPRIS: 2.090,-/styck  
Ord. pris: 2.463,-

Kampanjen gjelder till og med 31 desember 2021. Prisene er inklusive mva. Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.

# PROFYLAKSE

Lite og smidig og tett hode



## Elite

Riller både utvendig og innvendig. Effektiv rengjøring uten at det spruter.


144 stk./pk.



## Elite

Extend Flex - Den ekstra myke gummikoppen øker koppens berøring og fleksibilitet rundt tannens konturer.

144 stk./pk.



## Pointed

Spentig hard - Anbefales til proximale overflater, implantater, under broer og der hvor det er vanskelig å komme til.

144 stk./pk.



## Børste

Liten og spentig - Brukes på okklusalflater, i fissursystem og i konkaviteter. Bra tilkommelighet da den er spiss. Den er mindre i diameter enn standardbørsten.

144stk./pk.



# YOUNG™

Nå med autoklaverbart hode!

**NYHET**



WP-64 M

Pussevinkelstykke 4:1  
Trippelseal med et veldig lite og smidig hode for best mulig sikt.  
Overlegen tilgang, komfort og holdbarhet.  
100% tett.

## Trippelseal

Putsvinkelstykke

7.528,-  
6.400,-

Proxéo Twist Trådløs

Pussevinkelstykke med trådløs fotkontroll. Du får frihet til å pusse hvor som helst med dette instrumentet sin veier halvparten av en standardmotor og et vinkelstykke.

## Proxéo Twist


Inkl. 144st  
Elite engangskopper.  
(Verdi 950,-)

18.462,-  
15.600,-



# BEACON

Beacon - belaste eller avvente  
 ”Omgående svar - rødt, gult eller grønt!”




## BEACON - Trådløs stabilitetskontroll

- > Viser tydelig når implantatet kan belastes
- > Reduserer behandlingstiden
- > Tryggere for pasient og behandler
- > Patentert og bevisbasert teknikk

## Osstell Beacon

inkl. 1fp smartpegs

**PRIS** 31.800,-



# ORTODONTI

## IPR

Interproximal reduksjon

- > Åpen rotasjon
- > Fiksert posisjon
- > Interproksimal reduksjon med ortho-strips
- > Konturering av fyllinger approximalt og subgingivalt med Proxoshaper spisser
- > Slaglengde 0,9 mm
- > 20.000 bevegelser på en standardmotor
- > Intern kjøling
- > Vinkelstykket leveres med eller uten lys
- > 12 fikserte posisjoner
- > 24 måneders garanti




Orto startset  
inkl. lys

—15.134,—  
12.900,—

Orto startset  
uten lys

—10.511,—  
8.900,—



IPR  
Distansemåler

—950,—  
810,—

Vil du kun etterfylle med spisser, vennligst kontakt oss for priser!

## Proxoshaper

EVA-liknende system med doble funksjoner.  
For restaurasjoner og masseoverskudd.

- > Åpen rotasjon - eller låst
- > Konturering av fyllinger approximalt og subgingivalt med Proxoshaper-spisser
- > Slaglengde 0,9 mm
- > 20.000 slag på en standard motor
- > Intern kjøling
- > Vinkelstykket kan leveres med eller uten lys
- > 24 måneders garanti på vinkelstykket



Proxo startset  
inkl. lys

—15.134,—  
12.900,—

Proxo startset  
uten lys

—10.511,—  
8.900,—