

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Adoucisseur d'eau

# step-salt

## Indications

Sel régénérant pour  
laveurs désinfecteurs.

## Avantages du produit

- + Sel régénérant indispensable pour les adoucisseurs d'eau intégrés dans des laveurs-désinfecteurs.
- + Adoucissant pour diminuer le TH (Titre Hydrométrique). Le calcaire est le premier obstacle au désinfectant.
- + Eau adoucie avec TH inférieur à 15° français (eau dure à 35°f).

## Composition

Sel de Sodium.



## Caractéristiques

- > Aspect : Granulé
- > Couleur : Blanc
- > Péréemption : 4 ans

## Conditionnement

- > **Seau** de 5 kg  
Réf STEP-SALT-5/1
- > **Carton de 2 seaux** de 5 kg  
Réf STEP-SALT-5/2



## Protocole d'utilisation

Verser le sel dans le réservoir prévu à cet effet lorsque que la machine indique qu'une régénération est nécessaire.

## Précautions d'emploi

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

