




# HÖSTKAMPANJ 2021



Piezo scaler Ultra



1U Scaling



2U Scaling



1P Perio



1I Implantat



Implantmed med Piezomodul

Besök oss på Swedental

Den 17-19 november i Stockholm

Monter A08:30

Kampanjpriser gäller t.o.m.  
31 december 2021

# VISION

## PREMIUMSERIEN



led+

"Ring LED - om man endast ska köpa en turbin under sin kliniska karriär"

Borra skuggfritt med 5 x LED



Specialyta som håller instrumenten repfria

### SYNEA VISION - LÅGVARV

- > Optimal kylning med 5-punktsspray
- > High-end serie av hög och pålitlig kvalitet
- > Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd
- > Specialbeläggning med "Anti-scratch" yta som håller länge
- > Utmärkt grepp och ergonomi
- > 36 månaders garanti

### SYNEA VISION - TURBINER

- > Lång livslängd och tyst drift tack vare keramiska kullager
- > Ergonomisk design och unik reptålig "anti-scratch" yta
- > Vibrationsfri high-end serie
- > Ökad effekt - nu ännu mer kraft
- > Ring LED+ endast för RQ-koppling
- > 24 månaders garanti



TK-97 L  
TK-98 L

14.040,-  
9.800,-



TK-94 L

12.870,-  
9.000,-

TK-98 LM

11.850,-  
8.300,-

TK-100 L

14.040,-  
9.800,-

HK-43 LT 1:1

9.540,-  
6.700,-

WK-56 LT 1:1

9.780,-  
6.700,-

WK-99 LT 1:5

14.430,-  
10.100,-

WK-93 LT 1:4,5

14.430,-  
10.100,-

# FUSION

## STANDARDSERIEN

### SYNEA FUSION - LÅGVARV

- > Anpassad huvudstorlek för bästa sikt
- > Effektiv kylning med quattrospray
- > Tyst och vibrationsfri drift
- > Ergonomisk greppprofil & monoblock design
- > Glasstav för effektivt ljus
- > 24 månaders garanti



Quattrospray



HG-43 A 1:1

-5.510,-  
3.900,-



WG-56 LT 1:1

-7.600,-  
5.400,-



WG-66 LT 2:1

-8.770,-  
6.200,-



WG-99 LT 1:5

-10.950,-  
7.700,-



RM-34 LED W&H  
Multiflex®-koppling  
med LED ljus

-6.060,-  
4.800,-



TG-97 L & TG-98 L

-8.770,-  
6.200,-



TG-98 LM

-8.770,-  
6.200,-



TG-97 LM

-8.770,-  
6.200,-

### SYNEA FUSION - TURBINER

- > Effektiv kylning med quattrospray
- > Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd
- > Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK
- > Ökad effekt, nu ännu mer kraft
- > Effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
- > Syneaturbiner är bekväma i handen och har en halkfri beläggning för bästa grepp
- > 12 månaders garanti



W&H RQ-24  
snabbkoppling

-2.900,-  
2.400,-



# KIRURGI & IMPLANTAT

## Implantmed Plus SI-1023

Från klarhet till klarhet

### Paket

Implantmed Plus SI-1023 ink. valfritt kirurginstrument.

Kan uppgraderas med tillbehör:

- > Trådlös fotpedal 3.000,-
- > LED 3.000,-

**PRIS** — 45.400,- 37.700,-



”isärtagbara för bästa hygien och livslängd”

- > Mini-LED + hand- och vinkelstycke med den senaste tekniken
- > Kan demonteras utan verktyg
- > Robust och hållbart tack vare högkvalitativt rostfritt stål med reptålig beläggning
- > Finns även utan ljus.

45 ° vinkel på huvudet, ger bättre åtkomst och insyn över op-området.



S-11 LG 1:1

13.760,-  
11.600,-



WS-75 LG 20:1

15.040,-  
12.700,-



WS-91 LG 1:2,7

13.400,-  
10.200,-



WS-56 L 1:1

13.400,-  
10.200,-



S-9 LG 1:1

15.040,-  
12.700,-



S-15 1:1

12.130,-  
10.300,-



S-16 1:2

13.860,-  
10.300,-



Zygoma 20:1

20.400,-  
18.400,-

# KIRURGI & IMPLANTAT

Implantmed

Nu med Piezokirurgi-modul

Exakt och precis snittyta med minimal benförlust!



## Piezomed-modul

Grattis ni som idag har den senaste versionen av W&H Implantmed. Ni kan nu komplettera denna med en Piezomed modul för Piezokirurgi. Modulen ansluts enkelt på Implantmed och sköts tex med den trådlösa fotpedalen - gemensam för bägge maskinerna.

Modulerna finns i två versioner med olika effekt, spetsidentifiering, LED mm.

- > Tre olika driftslägen + Boostfunktion som ger dig 20 % tillfällig effektökning
- > LED-ring ger dig perfekt belysning av operationsområdet
- > Handstykke desinficerbart och steriliserbart
- > Fotpedal med tydliga funktioner, samma som till W&H implantmed
- > Utmärkt skärprecision
- > Enkel rengöring och handhavande
- > Automatisk spetsidentifiering (plus)


**NYHET**



Piezomed Plus  
Effekt: 22-24 W



Piezomed Classic  
Effekt: 18 W



## Piezomed-Plusmodul

Inkl. systemet "Bone" med 6 spetsar

**PRIS** 43.000,-

# HYGIEN

Lisa eller Lara, vilken du än väljer, väljer du rätt!



Lisa 17

-81.120,-  
62.000,-



Lara 17

-65.520,-  
49.300,-

## Lisa

Lisa, en autoklav med smarta lösningar och funktioner för bästa hygien. Finns med 17 och 22 liter kammare.

- > Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen
- > Programtid från 13 minuter
- > Spårbarhet direkt i displayen
- > Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. Wifi-förberedd
- > Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest utanför arbetstid. Kvittera sen direkt på displayen
- > Lisa anpassar varje körning till just det som steriliseras, sparar tid, pengar och bra för miljön!
- > Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar!



Multidem C-27

Vattenreningssystem

-5.090,-  
4.500,-

## Lara

Lara är den nya autoklaven som bygger på samma design och höga kvalitet som Lisa. Lara kan uppgraderas efter kliniken behov. Cykeltiden för en genomsnittlig last (2kg) är 38 minuter. Finns med 17 och 22 liter kammare.

- > Programinfo lagras automatiskt på USB
- > Tyst i drift
- > Automatisk vattenpåfyllning
- > Användarvänlig
- > Programmerbar start
- > Kan växa med era behov på kliniken
- > Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar!



# HYGIEN

## DAC Universal S

- > Endast vatten, olja och värme!
  - > 6 diskade, smorda samt höggradigt rena instrument på endast 21 minuter
  - > Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken
  - > DAC Universal S är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar
  - > Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt så att du ökar livslängden på dem avsevärt
  - > Uppgraderad, tydlig och lättnavigerad display
- OBS! Leasing för 2.177 kr i månaden i 36 månader möjligt!

### Paket

DAC inkl. magasin med 6 adaptrar samt NitraDem vattensystem.

**PRIS** —90.000,- 73.900,-

LEASING  
Alt. 2.177 kr/  
månad\*



Standardmagasin  
Ref. 6742907

11.900,-



Flexmagasin  
Ref. 6742931

11.900,-

## Assistina Twin

Tack vare innovativ oljebuliseringssteknik kan Assistina Twin behandla upp till 360 instrument i timmen. Den idealiska och praktiska lösningen för varje tandläkarpraktik.

- > Smörjning utan väntetid - 10 sekunder
- > Perfekt rengöring innan autoklivering
- > Två kammare som används vartannat för ökad effektivitet
- > Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till 2800 instrument
- > Brett utbud av adaptrar

### Paket

Assistina Twin inkl, 2 adaptrar.

**PRIS** —27.340,- 22.900,-



Kampanjen gäller tom 31 december 2021. Priser exkl moms.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

# BIOFILM

## Profylax

### Proxeo Aura

En komplett air polisher för din unit. Avlägsnar missfärgningar supragingivalt samt biofilm subgingivalt. Effektiv och smidig polisher där spetsar och pulver ingår. Ansluts enkelt på turbinens snabbkoppling. Finns för både W&H, Kavo, Sirona och NSK.

Ange koppling vid beställning.

- > Huvudenhet
- > Spets 120
- > Spets perio 120
- > Periospetsar 40st
- > Prophypulver SOFT (250g)
- > Prophypulver SENSITIVE - Glycine (160g)
- > Tillbehör



Supragingival



Subgingival



Subgingival > 3mm



Implantat




Implantat  
Peri-implantitis

#### Paket

Proxeo Aura Perio Set, sprayhuvud 120, prophylaxis pulver soft + sensitive pulver

**PRIS**     ~~12.850,-~~     11.500,-



#### Pulver Soft

-810,-  
-730,-

Pulver SOFT -  
Supraingivalt

Kornstorlek 40 µm  
Fp. om 4 flaskor á 250 g

Ref. 08020870



#### Pulver Sensitive

-580,-  
-500,-

Pulver SENSITIVE -  
Subingivalt

Kornstorlek 25 µm  
Fp. om 2 flaskor á 160 g

Ref. 08020890



# PIEZO

## ULTRALJUDSSCALER

### Proxeo Ultra

Proxeo Ultra från W&H är utvecklad med professionen för bästa effekt och komfort. Piezotekniken arbetar helt linjärt för effektiv och kontrollerad avverkning. Inbyggd vätskebehållare gör denna enhet mobil och mångsidig då endast anslutning till 220V krävs. Kan användas på pacemakerpatienter.

- > Handstycke med 5x LED
- > Trådlös fotpedal
- > Varnar vid låg vattennivå
- > Specialanpassat rengöringsprogram
- > Tunn och flexibel slang
- > Handstycke PB-5L
- > Inkl. spetsar 1U, 2U, 1P, 1I

#### Proxeo Ultra PB-530

~~23.780,-~~  
19.900,-




**1U Scaling**  
Supragingival spets. Effektiv vid stora mängder tandsten.  
Rek. effekt: min - max

KAMPANJPRIS: 620,-/styck  
Ord. pris: 690,-



**2U Scaling**  
Sub- och supragingival spets ner till 3-4mm djupa fickor.  
Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 670,-/styck  
Ord. pris: 750,-



**1P Perio**  
Sub- och supragingival spets till djupa fickor. Effektiv men samtidigt skonsam tack vare sin runda arbetsdel.  
Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 870,-/styck  
Ord. pris: 970,-



**1I Implantat**  
Spets specialanpassad för scaling på fixturer. Konformat plastöverdrag gör denna spets utmärkt vid arbete på titanytor samt andra känsliga material. Bra åtkomst tack vare sin design.  
Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 880,-/styck  
Ord. pris: 980,-




**1E Endo**  
Filformat instrument utan avverkande egenskaper anpassat för rengöring och spolning av rotkanaler genom kavitationseffekten av spolvätskan. Ger rena och fina rotkanaler före rotfyllning. Rek. effekt: min - medium

KAMPANJPRIS: 1.030,-/styck  
Ord. pris: 1.150,-



**6E Endo**  
Smidig, diamantbelagd preparasjonsspets för åtkomst till rotkanal samt även före revidering.  
Rek. effekt: min - max

KAMPANJPRIS: 1.030,-/styck  
Ord. pris: 1.150,-



**3Pr / 3PI Mesial & Distal**  
Mesialt och distalt formad spets för bättre åtkomst i medel och djupa fickor. Passar även bra till arbeten i furkationer.  
Rek. effekt: min - medium+

KAMPANJPRIS: 1.140,-/styck  
Ord. pris: 1.270,-



**KiS 1E Retrograd**  
Diamantbelagd spets för retrograd rotfyllning, rak modell. Denna finns även i vinklade modeller. Smidig och bra åtkomst tack vare den nätta designen.  
Rek. effekt: min

KAMPANJPRIS: 1.650,-/styck  
Ord. pris: 1.840,-

Kampanjen gäller tom 31 december 2021. Priser exkl moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

# PUTS & POLERING

Litet smidigt och tätt huvud



## Elite

Räfflad ut- och invändigt. Effektiv rengöring utan en massa stänk. 144st.st./fp. Populär!



## Elite

**Extend Flex** - Den extra mjuka gummi-koppen ökar koppens omfattning och flexibilitet omkring tandens konturer. Räfflorna på utsidan är utformade för bättre rengöring och för att eliminera stänk av putsfasta. 144 st./fp.



## Pointed

**Spetsig hård** - rekommenderas till approximala ytor samt implantat, under broar och andra svåråtkomliga områden. Mycket bra till "bandade" patienter. 144 st./fp.



## Borste

**Mini spetsig** - Används på ocklusalytor, i fissurer och i konkaviteter. Bra åtkomlighet då den är spetsformad. Mindre i diameter än standardborste. 144st./fp.



# YOUNG™

Nu med autoklaverbart huvud

**NYHET**



WP-64 M

Puts 4:1 Trippelseal med litet och smidigt huvud för bästa sikt. Överlägsen åtkomst, överlägsen komfort och hållbarhet. Ett måste vid puts och polering!

### Trippelseal

Putsvinkelstycke

5.600,-  
3.400,-

### Proxeo Twist Trådlös

- > Arbeta flexibelt utan kablar
- > Enkel hastighetsreglering med trådlös fotkontroll
- > Optimal hastighet för skonsam och effektiv polering / rengöring
- > Roterande polering innebär mindre aerosol

### Proxeo Twist


Inkl. 144st  
Elite engångkoppar.  
(Värde 950,-)

12.500,-  
9.100,-



# BEACON

Beacon - belasta eller avvakta  
 ”Svar direkt: rött, gult eller grönt!”




## BEACON - Trådlös stabilitetskontroll

- > Visar tydligt när implantatet kan belastas
- > Reducerar behandlingstiden
- > Tryggare för patient och behandlare
- > Patenterad och evidensbaserad teknik

## Osstell Beacon

inkl. 1fp smartpegs

**PRIS** 24.900,-





# ORTODONTI

## IPR

Interproximal reduktion

- > Öppen rotation - eller låst position
- > Interproximal reduktion med Orto-Strips
- > Slaglängd 0,9 mm
- > 20.000 slag på en standardmotor
- > Intern kylning
- > Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- > 24 månaders garanti på vst.




Orto startset  
inkl. ljus

—11.420,—  
9.900,—


Orto startset  
utan ljus

—7.980,—  
7.500,—



IPR  
Distansmall

—710,—  
640,—



Vill du endast fylla på med spetsar, kontakta oss för pris!

## Proxoshaper

EVA-liknande system med dubbla funktioner.  
För restaurationer och fyllnadsöverskott.

- > Öppen rotation - eller låst position
- > Konturering av fyllningar approximant och subgingivalt med Proxoshaper spetsar
- > Slaglängd 0,9 mm
- > 20.000 slag på en standardmotor
- > Intern kylning
- > Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- > 24 månaders garanti på vst.



Proxo startset  
inkl. ljus

—11.420,—  
9.900,—

Proxo startset  
utan ljus

—7.980,—  
7.500,—

