



KAMPAGNE



Synea Vision

PREMIUM SERIEN

Ekstra nemt at skifte bor med unik og genkendelig sort trykknapsdesign

Ekstra præcis med nyt hoveddesign for bedre styring af boret

Ekstra robust for lavere serviceomkostninger

Ekstra solidt chucksystem da bor fastholdes med mere end 20 % større spændekraft

Ekstra hårdfør til fjernelse af zirkonium og materialer med høj styrke

Ekstra stærk med mere torque

Ekstra holdbar med mindst 20% længere levetid

SYNEA POWER EDITION

Opgearingsvinkelstykke der er konstrueret til at fjerne zirkonium og andre hårde materialer. Fås både som Synea Vision med 3 års garanti eller Synea Fusion med 2 års garanti. Leveres inkl. zirkoniumbor

WK-900 LT

10.825,-

†6.265,-

WG-900 LT

8.195,-

†2.515,-

Intensiv Zircon cut FG ZR06

- › FG diamantbor anbefalet til fjernelse af zirkonium og hårde materialer
- › Cylinder normal Ø 016 - 6 mm
- › Standard 106 Mikron
- › Leveres i rustfri stål boks med 3 stk



795,-



Synea Vision – Når kun det bedste er godt nok

Med SYNEA VISION vinkelstykker og turbiner får du ikke bare et instrument – du investerer i kvalitet, komfort og driftssikkerhed i topklasse. Den avancerede 5-huls spray sikrer optimal køling på turbiner og opgearingsvinkelstykket, hvilket giver maksimal sikkerhed og effektivitet under behandlingen.

Synea Vision er en high-end serie, kendt for sin høje og pålidelige kvalitet, samt den støjsvage og vibrationsfrie drift. Den specielle belægning med ridsefri overflade bevarer instrumentets flotte udseende selv efter intensiv brug, mens det ergonomiske design og fremragende greb sikrer optimal håndtering og præcision i hver eneste behandling. For at understrege kvaliteten yder vi hele 36 måneders garanti på vinkelstykkerne og 24 måneders garanti på turbinerne – din sikkerhed for en investering, der holder.



WK-56 LT 1:1

5.775,-

9.995,-

WK-66 LT 1:

6.895,-

†0.960,-

WK-99 LT 1:5

8.450,-

†4.745,-



Mini



TK-97 LM

5.925,-

†1.850,-

Standard



TK-98 LM

5.925,-

†1.850,-

Synea Fusion

KVALITET & ØKONOMI

Synea Fusion – Driftssikkerhed og lang levetid

SYNEA FUSION er et pålideligt valg for alle, der ønsker høj ydeevne og lang holdbarhed. Et virkeligt godt forhold mellem pris og kvalitet.

Synea serie er en garanti for et lavt lydniveau og få vibrationer, hvilket sikrer en behagelig oplevelse for både behandler og patient. Det robuste monoblok design har en fremragende ergonomi, samt er nemt at rengøre hvilket sikrer en høj hygiejne. Turbinerne fås til både Roto Quick og Multiflex-koblinger og har et patenteret hygiejnisk system i hovedet, som bidrager til øget infektionskontrol.

Derudover medfølger 24 måneders garanti på vinkelstykkerne og 12 måneder på turbinerne, hvilket giver ekstra tryghed i investeringen.

2x

WG-56 LT ●

Vinkelstykke, blå 1:1
med lys, 1 x spray
24 måneders garanti

Normalpris ~~15.490,-~~

2 stk. 7.745,-



2x

WG-66 LT ●

Vinkelstykke, grønt 2:1
med lys, 1 x spray
24 måneders garanti

Normalpris ~~18.360,-~~

2 stk. 9.180,-



2x

WG-99 LT ●

Vinkelstykke, rødt 1:5
Keramiske lejer, 5-huls spray
24 måneders garanti

Normalpris ~~22.350,-~~

2 stk. 9.995,-



2x

TG-97 L

Turbine til RQ-24 kobling
LED+ lys og keramiske lejer
12 måneders garanti

Normalpris ~~17.540,-~~

2 stk. 8.770,-



2x

TG-98 L

Turbine til RQ-24 kobling
LED+ lys og keramiske lejer
12 måneders garanti

Normalpris ~~17.540,-~~

2 stk. 8.770,-



1 stk.

RQ-24

Roto Quick kobling
til turbiner med LED+
24 måneders garanti

Normalpris ~~2.925,-~~

1 stk. 2.195,-



2x

TG-97 LM

Turbine til Multiflex® kobling
med lys og keramiske lejer
12 måneders garanti

Normalpris ~~17.540,-~~

2 stk. 8.770,-



2x

TG-98 LM

Turbine til Multiflex® kobling
med lys og keramiske lejer
12 måneders garanti

Normalpris ~~17.540,-~~

2 stk. 8.770,-



1 stk.

RM-34 LED

Multiflex® kobling
til turbiner med glasstav
24 måneders garanti

Normalpris ~~5.340,-~~

1 stk. 3.740,-



Kampagnen gælder frem til 31. december 2025. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Profylakse


Proxeo Vinkelstykke WP-64

Komfort og kvalitet

Profylaksevinkelstykket WP-64M er udført med en helt unik lukning af hovedet, som sammen med Young gummikopper forhindrer urenheder i at trænge ind i vinkelstykket. Dette forlænger levetiden på vinkelstykket. 36 måneders garanti ved brug af Young gummikopper.

Pakke
3 x WP-64M
inkl. 144 stk YOUNG Elite kopper

8.695,-
~~13.675,-~~



Proxeo vinkelstykke WP-64MU

Universal

Profylaksevinkelstykket WP-64MU er beregnet til alle typer gummikopper og børster. Leveres med en skrue til montering af Snap-on gummikopper. 24 måneders garanti.

Pakke
3 x WP-64MU
inkl. 144 stk. YOUNG Snap-on kopper

9.695,-
~~13.675,-~~



YOUNG™

Alle gummikopper er engangsprodukter


Elite

Young Elite med udvendige riller sikrer, at pudsepastaen bliver på koppen. Koppen er kort, effektiv og latexfri.



Elite Extend Flex

Extend Flex - Den ekstra bløde gummikop øger koppers omfang og fleksibilitet omkring tandens konturer. Rillerne på ydersiden er designet for bedre rengøring og for at eliminere stænk af poleringspasta.



Pointed

Young Pointed til approksimalt samt til implantater, under broer og andre svært tilgængelige steder. Meget god til patienter med fast apparatur.



Elite soft latch

Elite latch – RA vinkelstykkefatning Young Elite latch har samme gode egenskaber som Elite gummikoppen, men kan tilsluttes direkte i et alm. vinkelstykke.



Snap-on

Young Snap-on passer til alle vinkelstykker som er udstyret med en skrue for Snap-On kopper. En Snap-on gummikop i høj kvalitet.



Se vores udvalg fra Young

Kirurgi & Implantologi

Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

Arbejde uden træthed takket være ergonomisk balance

Optimal køling og mulighed for belysning af behandlingsstedet.
Rustfrit stål i højeste kvalitet med en ridsefri belægning gør de kirurgiske hånd- og vinkelstykker robuste og sikrer dem en særlig lang levetid.
Alle instrumenter adskilles uden værktøj for optimal hygiejne



se flere kirurgiske
instrumenter

Instrumenter med indbygget lys generator

					
WS-75 LG 20:1	WS-56 LG 1:1	WS-91 LG 1:2,7	WS-92 LG 1:2,7	S-11 LG 1:1	S-9 LG 1:1
12.145,- 15.180,-	11.195,- 14.000,-	11.195,- 14.000,-	11.195,- 14.000,-	11.950,- 14.945,-	12.895,- 16.115,-

Perfekt rengøring

For at sikre optimal hygiejne og rengøring adskilles alle kirurgiske instrumenter uden værktøj



Variabel køling

Sprayclips findes til venstre og højre side. Køling kan justeres til individuelle krav.



Lang levetid

Ridsefri belægning sikrer flotte instrumenter og lang levetid



Instrumenter uden lys

						
WS-75 20:1	WS-56 1:1	WS-91 1:2,7	WS-92 1:2,7	S-11 1:1	S-9 1:1	S-16 1:2
10.250,- 12.820,-	8.725,- 10.905,-	9.295,- 11.625,-	9.295,- 11.625,-	7.775,- 9.715,-	10.050,- 12.575,-	11.450,- 14.310,-

Optimal belysning

mini LED+ er integreret meget tæt på spidsen og giver optimal belysning



WS-75 vinkelstykke

Specielt designet til forberedelse af implantatbehandling og implantat isættelse.

S-11 håndstykke

Det første valg til næsten alle kirurgiske behandlinger. En håndsbetjening. Kirurgens fortrukne instrument.

WS-91 vinkelstykke med 45° vinklet hoved

Specielt designet til forbedret adgang i præmolar og molar område.

WS-56 og WS-92 vinkelstykker

Designet til fjernelse af visdomstænder og anden kæbekirurgi.

Instrumenter med lys kontakt *

*designet til motor EM-19 LC og Implantmed SI-1023

				
WS-75 L 20:1	WS-56 L 1:1	WS-91 L 1:2,7	WS-92 L 1:2,7	S-11 L 1:1
10.850,- 13.580,-	9.995,- 12.540,-	9.995,- 12.540,-	9.995,- 12.540,-	10.785,- 13.480,-

Kampagnen gælder frem til 31. december 2025. Priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Kirurgi & Implantologi

Implantmed Plus

Implantmed er et brugervenligt og robust kirurgianlæg, der passer til alle implantatsystemer og kirurgiske behandlinger

- › Automatisk momentstyring: 5 til 80 Ncm
- › Kraftfuld og kort motor
- › Fuldstændig dokumentation
- › Programmeres nemt til dine behandlingstrin
- › Mulighed for trådløs fodkontrol og lys i motor
- › Modulær: Piezomed Modul og Osstell kan tilkobles
- › 24 måneders garanti

Få et gratis og uforpligtende demo besøg på klinikken af produktspecialist Søren Klausen

Implantmed Plus SI-1023 kablet fodkontrol og EM-19 motor (uden lys)	29.995,- 33.710,-
Implantmed Plus SI-1023 trådløs fodkontrol og EM-19 motor (uden lys)	33.995,- 37.760,-
Implantmed Plus SI-1023 kablet fodkontrol og EM-19 LED motor	34.995,- 39.505,-
Implantmed Plus SI-1023 trådløs fodkontrol og EM-19 LED motor	38.995,- 43.580,-



Piezomed modul

Piezomed modulerne giver nu mulighed for at opgradere Implantmed Plus SI-1023 til en komplet kirurgienhed, der kombinerer Piezo kirurgihåndstykket og implantologi motoren i en enhed. Dette geniale modulsystem kombineret med implantatstabilitetsmåling og dokumentationsfunktioner, gør W&H til den første producent, der dækker alle kirurgiske behandlinger i én enhed.

Til Piezomed findes også et stort spidssortiment til bl.a. retrograd, parodontologi, ekstraktion, sinusløft, implantologi eller kirurgiske save

Piezomed Plus modul Topmodel

- › Kraftfuld 24 watt ultralyd
- › Piezo kirurgihåndstykke med 1,8 meter kabel
- › LED lys
- › Spidsgenkendelse
- › Spidsbibliotek
- › Nyeste ultralydsteknologi

Piezomed Plus



42.695,-

Piezomed Classic modul Standardmodel med alle basisfunktioner

- › Kraftfuld 18 watt ultralyd
- › Piezo kirurgihåndstykke med 1,8 meter kabel
- › Uden lys
- › Nyeste ultralydsteknologi

Piezomed Classic



33.225,-



Ex sæt Ekstraktion spidser

REF. 07173500

2.775,-

3.085,-



Special sæt Lateral sinus løft

REF. 07173200

6.295,-

6.995,-



Endo sæt Retrograd kirurgi

REF. 07173300

7.050,-

7.820,-



Paro sæt Parodontologi

REF. 07173400

3.950,-

4.385,-



Få mere information og se flere spidser på wh.com!

Kirurgi & Implantologi



Ekstra motor til Implantmed SI-1023

EM-19 motor uden lys EM-19 LC lys motor

12.495,-

~~13.940,-~~

17.495,-

~~19.455,-~~



Sterilisationskassette lav model
Plads til Implantmed motor og 4 instrumenter

1.895,-

~~2.045,-~~

Sterilisationskassette høj model
Plads til Piezomed håndstykke og spidssæt

2.025,-

~~2.245,-~~

W&H rullebord til kirurgi
med skjult kabelføring

6.195,-

~~7.995,-~~



EI-udtag i søjlen



Osstell Beacon

Belast eller afvent

Implantat stabilitets måling (ISQ)

- › Overvågning af osseointegrationen
- › Muliggør en tidligere protetisk behandling
- › Forbedret forudsigelighed af behandlingen for patienter med risikofaktorer
- › Nem kommunikation med patienter gennem visualisering af osseointegrationen
- › Maksimal fleksibilitet takket være trådløs teknologi
- › Osstell Beacon kan integreres med den nyeste generation af W&H Implantmed



læs mere

Pakke

Osstell Beacon
Inkl. 1 pakke SmartPeg

22.250,-

~~27.815,-~~



Bestil SmartPeg i vores webshop



Osstell Classic har samme funktionalitet som Osstell Beacon, dog uden mulighed for at bruge Osstell Connect Portal og kan ikke forbindes med W&H Implantmed.

Osstell Classic

16.495,-

~~20.625,-~~



Steril indpakning

Seal²

Seal² foliesvejseren er enkel og nem at anvende, da toppen er transparent og arbejdspladen er integreret for nem håndtering. Foliesvejseren er fleksibel og passer i de fleste sterilisationer, da rulleholderen kan separeres fra foliesvejseren og monteres på væggen.

- › Foliesvejser giver perfekt 12 mm kvalitetsforsegling på kun 2 sekunder
- › Svejsetemperaturen kontrolleres elektronisk for en perfekt forsegling
- › Patenteret dobbelt rullestativ kan holde på stort udvalg af rullebredder
- › Lyd indikerer når svejsningen er gennemført



6.450,-

7.150,-

U-son

Ultralyd kan fjerne selv de mest genstridige aflejringer fra dele, der ville være vanskelige at nå med manuel rengøring. Tid og varme indstilles nemt og enkelt. Tid op til 20 min og varme op til 40 grader. Fås i 3 og 6 liter



3 liter

5.825,-


6.475,-

6 liter

8.875,-

9.850,-

EliReel



Rullerne er testet og valideret af W&H. Poserne er modstandsdygtige under autoklaveringsprocessen og rives ikke så nemt itu under håndtering. EliReel er høj kvalitet og med de største tørreegenskaber. Kun helt tørre poser er sterile efter autoklaving. EliReel har en enkelt indikator, der viser om posen er autoklaveret. Fås i mange størrelser.

EliReel ruller	
	175,-
EliReel 5,5 cm X 200 m	140,-
	250,-
EliReel 7,5 cm X 200 m	200,-
	340,-
EliReel 10 cm X 200 m	272,-
	515,-
EliReel 15 cm X 200 m	412,-
	690,-
EliReel 20 cm X 200 m	552,-
	870,-
EliReel 25 cm X 200 m	696,-
	1.030,-
EliReel 30 cm X 200 m	824,-

Assistina One

Hurtig, økonomisk og enkel!

Assistina One er til den mindre klinik der ønsker en enkel og økonomisk måde at vedligeholde sine instrumenter.

- › Renser og smører et instrument på kun 18 sekunder!
- › Kun ét tryk på en knap
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/rensevæske
- › Oliepartikler opsamles i HEPA-filteret
- › Luftdrevet - utrolig pålidelig
- › Bredt udvalg af adaptere
- › Leveres komplet og klar til brug

Assistina One
(u/turbine adaptere)

14.150,-

15.725,-

Assistina Twin

Assistina Twin er til den større klinik, der ønsker optimal vedligeholdelse af sine instrumenter på enkel, hurtig og økonomisk måde.

- › Vedligeholder dine instrumenter på rekordtid - kun 10 sekunder
- › Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
- › Oliepartikler opsamles i HEPA-filteret
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/rensevæske
- › Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes nemt med det nye Quick Connect System
- › Kræver kun luft og strøm

Assistina Twin
(u/turbine adaptere)

25.495,-

28.275,-



Assistina One



Assistina Twin

quick
connect
by W&H

Thed/Thed+

Perfekt rengøring & desinfektion

Mere kraft, mere hastighed, mere fleksibilitet eller det hele?
De nye dentalopvaskemaskiner Thed og Thed+ sikrer kraftfuld rengøring og desinfektion, enestående fleksibelt, reducerede tider for genbehandling og meget mere til de mest krævende klinikker. Overbevis dig selv nu. Thed opfylder ethvert ønske.

- › Aktiv lufttørring med HEPA-filter (standard på alle maskiner)
- › Programtid inklusive tørring fra 43 minutter
- › Tilpasser program og tørretid til indholdet
- › Interaktivt display med tydelig og attraktiv brugerflade
- › EliSense viser programstatus på et øjeblik
- › Specialprogram til hånd- og vinkelstykker fra 35 min. inkl. tørring
- › Stort udvalg af tilbehør - kontakt os!

To vaskeniveauer


Afhængigt af indholdet kan et eller to vaskeniveauer anvendes med Thed opvaskeren. Dette muliggør en optimal udnyttelse af kapaciteten i 64-liters kammeret.

Aktiv tørring med HEPA-filter

Alle Thed opvaskere er udstyret med den aktive lufttørrefunktion, der giver den bedst mulige hygiejne-workflow. Så er du sikker på at der ikke sker en kontaminering, korrosion og andre skader på grund af fugt i instrumenterne.

Tilbehør

Specialdesignet indsats til gennemskylning af roterende instrument, spidser og andre hule genstande. Denne indsats udnytter pladsen optimalt i den kompakte opvasker.



*den viste opvaskemaskine er vist med ekstra kurve og specialdesignet indsats.



Thed+ genkender automatisk, om kun et eller to vaskeniveauer anvendes, og justerer automatisk cyklostid og forbruget af vand, proceskemikalier og strømforbrug.



Led lys i håndtaget på Thed+ giver information om driftstatus og om godset er klar til videre håndtering.

Cyklus er i gang

Grønt lys blinker.

Cykel afsluttet

Grønt lys er konstant.

Opmærksomhed

Opvaskeren kræver opmærksomhed, f.eks. påfyldning af salt eller rengøringsmidler. Gult lys er konstant.

Cyklus stop

Opstår hver gang du manuelt stopper cyklussen, eller der opstår en større fejl. Rødt lys er konstant

Thed+ indbygningsmodel

79.995,-

100.395,-

Thed indbygningsmodel

64.995,-

81.595,-

Thed startsæt bestående af:

- Overkurv
- Underkurv
- 5 liter sæbe
- 1 liter afspænding

3.995,-

5.750,-



Kampagnen gælder frem til 31. december 2025. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Hygiejne



Premium



Klasse **B** 28*
MINUTTER

Lisa

Lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben steril – hurtig og intelligent. Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden og energiforbruget efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug.

Lisa dækker behovet for både store og små klinikker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 28 minutter for indpakkede instrumenter og 13 minutter for en hurtigcyklus for uindpakkede hule instrumenter.

Lisa autoklaven kan tilkobles cloudløsningen ioDent® intelligent Assist, der giver mulighed for opdateringer, fjerndiagnose og derved hurtigere reaktionstid for din servicepartner.

Lisa findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med 5 bakker.

- › Interaktiv display med tydelig og enkel betjening
- › Super hurtigt klasse B program
- › Op til 9 kg gods
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › LED dioder viser temperatur på gods
- › Hurtigprogram på 13 min. for uindpakkede instrumenter
- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Skal først have service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus



Bakkestativ for 6 bakker.



Bakkestativ for 2 alm. bakker og 3 bredde bakker.



Bakkestativ for 3 beholdere.

17
liter

63.950,-

inkl. 5 bakker

81.095,-

22
liter

69.450,-

inkl. 5 bakker

86.935,-



eco dry+

Standard



Klasse **B** 38*
MINUTTER

Lara

Lara autoklaven bygger på samme høje kvalitet som Lisa, og er den hurtigste i sin klasse. Lara dækker behovet for både små og mellemstore klinikker.

Lara findes i 17 og 22 liters kammerstørrelse og leveres med 3 bakker.

- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Sparer energi og tid med Eco Dry+ systemet
- › Brugervenlig menu system
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › Opgraderes via aktiveringskoder
- › Service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

Lara kampagnen er inkl. opgradering med Eco Dry+ der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden. Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er ca. 38 minutter.

22
liter

49.995,-

inkl. 3 bakker

72.150,-

Standard **XXL** **Mini**



Klasse **B** 41*
MINUTTER

Lara XL

Klasse **B** 42,5*
MINUTTER

Lara XXL

De nye Lara XL og XXL autoclaver er udstyret med ekstra bredde kammer og passer til klinikken, der har brug for ekstra meget plads i autoclaven. Lara XL og XXL er som Lisa udstyret med det patenterede Eco Dry+ system der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug. Leveres med 6 bakker, hvor de 4 midterste er ekstra bredde.

Både Lara XL og XXL kan stå på en normal bordplade i sterilen. Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er 41 minutter for Lara XL og 42,5 minutter for Lara XXL.

- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard
- › Kun 2,7 cm bredere end en standard autoclave
- › Lara XL: BxHxD: 492 mm x 455 mm x 614 mm
- › Lara XXL: BxHxD: 492 mm x 455 mm x 797 mm
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

28
liter

Lara XL

71.195,-

88.995,-

38
liter

Lara XXL

86.195,-

107.750,-



Klasse **B** 10*
MINUTTER

Lisa mini

Lisa Mini med 5 liter kammer kan alt som en normal autoclave – bare mindre og hurtigere. Autoklaving af uindpakket gods på godt 9 minutter giver alle klinikker fleksibilitet. Lisa Mini er udviklet så den kan stables eller der kan placeres andet udstyr på toppen.

- › Kan indeholde op til 22 instrumenter eller 1,5 kg.
- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard.
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år.
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

5
liter

36.995,-

46.250,-



Pakkepris:

Lisa Mini og Assistina Twin.

57.995,-

74.525,-

Kampagnen gælder frem til 31. december 2025. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.



Alt hvad du behøver til din IPR behandling

For ortodonti og generel efterbehandling

Intensiv Orto strips system



Har du allerede et oscillerende vinkelstykke kan du efterbestille metalæskan med et udvalg af Intensiv Orto strips.

1.995,-

~~2.270,-~~

Vinkelstykke



- Trykknop giver åben eller låst position for strips
- Approksimal reduktion med orto strips
- Slaglængde 0,9 mm
- Passer på standardmotor med 40.000 o/min
- Intern køling
- Vinkelstykket kan fås med eller uden lys
- 24 måneders garanti på vinkelstykket

Afstandsmåler



Trin for trin med Intensiv Orto system, link til kort video.



Startsæt uden lys

WG-69 A Intensiv vinkelstykke uden lys, Intensiv Orto-Strips System med 6 strips i metal æske IPR afstandsmåler.

Kampagnepris

7.995,-

Startsæt med lys

WG-69 LT Intensiv vinkelstykke med lys, Intensiv Orto-Strips System med 6 strips i metal æske IPR afstandsmåler.

Kampagnepris

10.995,-