



#dentals W&H united

130 years W&H

From 1890 to 2020

Novinky
& Nabídky

Září 2020

Srpen 2021

Protetika & Záchovná stomatologie

Turbíny

Vysoká rychlost, nízká hmotnost

synea
alegra

Info

Všechny turbíny W&H mají hlavičku¹, jež usnadňuje čištění, a ventil zabraňující zpětnému nasání tekutin.

¹Tzv. hygienická hlavička je unikátní W&H systém patentovaný v Evropě a USA.



TK-98 L



TK-98 L+RQ-24 TK-98 L
37.897/32.990 CZK
Ceniková cena 51.619/42.798 CZK

1:5 Kolénka

Vysoký krouticí moment
a přesnost

synea
alegra

Info

Vysokorychlostní násadce pro rotační nástroje typu FG (do turbín) jsou vhodné pro širokou škálu indikací, a navíc poskytují práci bez zpětného sání, jež se vyskytuje u turbín.



WK-99 LT



CZK 31.037
Ceniková cena 44.856 CZK



ZDARMA
při koupi
autoklávu


WG-99 LT



CZK 24.026
Ceniková cena 34.042 CZK



WG-99 A



CZK 18.459
Ceniková cena 25.777 CZK

130 years W&H

From quality to trust

1:1 Kolénka

Pro univerzální použití

synea
alegra

Info

Nízkorychlostní kolénkové násadce jsou vhodné pro konečnou úpravu protetických prací a leštění.



WK-56 LT



CZK 24.026
Ceniková cena 30.448 CZK



WG-56 LT



CZK 18.949
Ceniková cena 23.588 CZK




WG-56 A



CZK 16.828
Ceniková cena 20.713 CZK



WE-56



CZK 6.371
Ceniková cena 8.168 CZK



TK-94 L



TK-94 L+RQ-24 TK-94 L
37.080/32.180 CZK
Ceniková cena 48.090/39.269 CZK




TG-98 L



TG-98 L+RQ-24 TG-98 L
26.626/21.726 CZK
Ceniková cena 35.512/26.691 CZK



TE-95 RM/BC



CZK 8.168
Ceniková cena 13.329 CZK


1:1 Rovné násadce

Odolná konstrukce

synea
alegra



HK-43 LT



CZK 24.026
Ceniková cena 29.566 CZK



HG-43 A



CZK 13.396
Ceniková cena 17.119 CZK



HE-43



CZK 6.044
Ceniková cena 7.449 CZK




Info

Unikátní a patentovaná W&H LED+technologie s generátorem dokáže zajistit osvětlení v LED kvalitě pro kolénkové násadce v případě, že motor není vybaven zdrojem světla. A dokonce i v případě turbín, kde u starších typů vzduchových hadic nejsou el. kontakty.



TE-98 LQ



TE-98 LQ+RQ-54 TE-98 LQ
23.196/17.642 CZK
Ceniková cena 28.717/20.223 CZK




WE-99 LED G 1:4,5



CZK 27.933
Ceniková cena 34.663 CZK



WE-56 LED G 1:1



CZK 21.726
Ceniková cena 25.450 CZK

Profylaxe & Parodontologie



Krok 1
Pracujte s piezo scalerem!
Bez zubního kamene!



**Proxeo Ultra
PB-520**

49.985 CZK
Ceníková cena 62.073 CZK

Novinka



-20%

-20%

**Kit PB-520 +
Proxeo Aura Prophecy***

64.922 CZK

**Kit PB-520 +
Proxeo Twist Cordless***

73.704 CZK



Kompatibilní s hroty
**Satelec, EMS, NSK
a Mectron**

Násadec s kroužkem
5 LED diod

Q-Link systém
rychlého upevnění hrotů



2
Záruka

130 years W&H

From pain to dental health

#dental's
W&H united



Piezo násadce

Díky nabídce 3 různých systémů závitů budete zcela flexibilní. Navíc nezáleží na tom, který systém závitů a hrotů si vyberete, cena je u všech shodná. **Kupte si násadec s unikátním závitem Q-link a ušetříte čas!** Hroty pak vyměníte snadno jedním otočením.

Cena druhého násadce pro PB-520

16.335 CZK
Ceníková cena 19.635 CZK



**3 HROTY
ZDARMA**
při koupi
PB-520*

Hroty

Velmi kvalitní hroty
s momentovým klíčem.

Nabízíme 3 různé závit.

Q - pouze na patentovaný systém W&H Q-link
U - pro W&H bez Q-link, EMS/Mectron
S - kompatibilní s NSK/Satelec

Od
2.124 CZK



Krok 1
Pracujte se vzduchovým scalerem!
Připojte scaler jednoduše na vzduchovou hadici vaší zubní soupravy a můžete hned začít s čištěním nebo i aktivací endo výplachu.



**4
HROTY
ZDARMA**

**Proxeo
ZA-55 L**

Světelný
Nastavitelný výkon
Připojení na rychlospojky
Rotoquick®
Multiflex a Sirona

37.963 CZK
Ceníková cena 46.489 CZK



**2
HROTY
ZDARMA**

**Proxeo
ZE-55 RM/BC**

Nesvětelný
Bez regulace výkonu
Přímo na vzduchovou
hadici bez rychlospojky

13.894 CZK
Ceníková cena 16.890 CZK



Hrot 1AU

Vhodný pro odstarňování
zubního kamene ve všech
kvadrantech zubního oblouku
i u molárů se zakřiveným
povrchem a sklánějících se
linguálním směrem

2.124 CZK



Krok 2
Vyleštíte povrch zubů pomocí vzduchu
Odstraňte měkké usazeniny a skvrny!

Vzduchový leštící systém Proxeo Aura je opravdu všestranný. **Biofilm a skvrny mohou být supra i subgingiválně odstraněny důkladně a snadno pouze s jedním přístrojem, stačí vyměnit násadce.** Pískovač, prášky, násadce i jednorázové špičky, vše je sladěno tak, aby bylo ošetření co nejefektivnější a nejpříjemnější jak pro pacienta, tak i ošetřujícího.



1
Záruka



Proxeo Aura Perio-Set

Pískovač
120° násadec
Perio násadec
40 perio špiček (subgingivální čištění)
Prášky SOFT & SENSITIVE

38.877 CZK



Proxeo Aura Propy-Set

Pískovač
120° násadec
Prášek SOFT

31.167 CZK



Příslušenství



Prášek SOFT

Vhodný k základnímu odstraňování supragingiválního biofilmu a různých zbarvení.

- › Odstranění skvrn
- › Čištění fisur a kavit
- › Čištění ortodontických zámků

2.450 CZK
4x250 g



Prášek SMOOTH

Díky částicím s kulovitým tvarem je práce v supragingivální oblasti atraumatická a nejsou poškozovány měkké tkáně.

- › Brilantní lesk zubů s minimálním poškozením zubní skloviny
- › Šetrné čištění protetických prací, výplní, kavit a fisur
- › Vhodné pro ošetření pacientů se sodíkovou dietou

3.594 CZK
4x250 g



Prášek SENSITIVE

Umožňuje odstranění nejenom supragingiválního ho, ale i subgingiválního biofilmu.

- › Velmi šetrné odstraňování skvrn
- › Odstranění biofilmu v periodontálních kapsách
- › Periodontální terapie
- › Péče o implantáty
- › Léčba periimplantitidy
- › Čištění ortodontických zámků
- › Atraumatické čištění výplňových materiálů
- › Minimálně invazivní ošetření

1.699 CZK
2x160 g



Krok 2
Vyleštíte povrch zubů rotačními instrumenty!
Odstraňte měkké usazeniny a zbarvení!



Proxeo Twist Cordless

Lehčí než mnohé mobilní telefony
Bezdrátový nožní ovladač
Li-Ion baterie

42.144 CZK



Proxeo Twist WP-66 W

Kolénkový násadec 4:1
pro W&H kalíšky a kartáčky

10.977 CZK
Ceniková cena 13.264 CZK

Příslušenství

100 kalíšků
měkké/tvrde pro
Proxeo Twist Cordless

2.483 CZK



144 kalíšků/144 kartáčků
měkké/tvrde pro Proxeo
Twist WP-66 W

2.254 CZK
3.234 CZK

Bezpečné ošetření nástrojů v pěti krocích



Krok 1 Čištění & Dezinfekce

Zbavte se ručního čištění nástrojů a chraňte své zdraví!



Novinka

1
Záruka

Teon a Teon+ Dezinfektor

Pro personál zcela bezpečný
způsob dezinfekce
a mytí nástrojů a násadů
Aktivní sušení horkým vzduchem
(pouze u TEON+)

209.970 CZK
TEON

322.028 CZK
TEON+

Příslušenství



Držák na kolénka
a turbínky

**CZK
4.770**



Balíček Start

Obsahuje základní koše a
držáky pro běžné nástroje.

**CZK
63.118**



Balíček Injection

Set košů a držáků navíc s
rozvodem vody pro mytí násadů.

**CZK
74.978**

Koduktivita vstupní vody **	Multidem C27 Filtrovací kapacita náplně
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

**+/-10%

ZDARMA
při koupi
autoklávu

Multidem C27 s vodní pistolí

Zdroj demineralizované vody nejenom pro vaše
autoklávy, ale na vše, co je v ordinaci potřeba
umýt - stačí stisknout tlačítko. Unikátní systém
výměny kazety, který zvládne každý, zcela bez
nutnosti návštěvy servisního technika.

12.741 CZK
Ceníková cena 14.718 CZK



Refill cartridge
Multidem C27

**CZK
6.207**

130 years W&H

From today into the future



Krok 2 Vnitřní čištění & mazání

Prodlužte životnost instrumentů a ušetřete za opravy!



**Assistina zachytí aerosol v
HEPA filtru a odcházející vzduch je bezpečný!!**

Při ručním ošetřování jsou mikroorganismy
rozprašovány po místnosti.



Assistina Twin

65.815 CZK
Ceníková cena 81.250 CZK



Assistina 301 plus

36.042 CZK
Ceníková cena 42.373 CZK



Service Oil F1

Důkladné promazání
prodlouží život vašich
instrumentů.

**CZK
947**

Příslušenství



Adaptér
Quick ISO

**CZK
5.293**



Adaptér
Quick RM

**CZK
2.777**



Assistina Twin
Care set

**CZK
3.365**



Assistina 301 plus
maintenance set

**CZK
2.728**

#dental's
W&H united



Krok 3 Balení

Uchovejte
vše sterilní!

ZDARMA
při koupi
autoklávu



Svářečka Seal²

Seal² dokáže za pouhé dvě sekundy vytvořit
pomocí 12 mm širokého sváru odolné a
hermetické uzavření sterilizačních obalů.

20.451 CZK

Info

Podle normy **UNI 868-5 5**
musí mít svár minimální šířku **6 mm.**
**Lisa Seal² však dokáže velmi
rychle vytvořit 12 mm široký svár.**
Takto široký svár je dostatečnou
zárukou, že obal odolá tlaku
i vakuu, jež jsou vytvářeny
během cyklu třídy B.

Bezpečné ošetření nástrojů v pěti krocích

134°C
SSS

Krok 4 Sterilizace

Ušetřete čas a peníze díky jedinečné funkci Eco-dry!

2

Záruka



Autokláv Lisa 22 litrů

194.387 CZK

Ceniková cena 264.627 CZK



Autokláv Lara 22 litrů

147.015 CZK

Ceniková cena 215.295 CZK

*Spotřeba vody na cyklus je uvedena při průměrné náplni 2 kg

Příslušenství



**Bonus
až
25.000 CZK**

**Jeden výrobek W&H ZDARMA
při koupi autoklávu.**

Vyberte si ten váš!

- › Multidem C27
- › Svářečka obalů Seal2
- › Kolénko Synea Fusion WG-99 LT



Helix test

Balení obsahuje 1 tělísko a 250 indikátorů

**CZK
6.142**



Aktivační kódy pro Lara

Unikátní systém umožňuje odemknout na vaší Lara nové funkce. Nabízí se velmi oblíbený S-cyklus, jenž sterilizuje kovové nebalené nástroje již za 20 min, nebo Eco-dry funkce, která zkracuje sušící fázi cyklu podle velikosti sterilizované náplně.

**CZK
6.534**
Za jeden aktivační kód

130 years W&H

From quality to trust

#dental's
W&H united

3

Krok 5 Vykazatelnost

Získejte dokonalý přehled o každém nástroji!



LisaSafe tiskárna štítků & čtečka

Samolepky s údaji a čárovým kódem ušetří personálu čas nutný k popisování či orazítkování obalů. Díky údajům na samolepce máte dokonalý přehled o expiraci. Kombinace čárového kódu a čtečky pak přináší jedinečnou možnost přímo registrovat, pro jakého pacienta a kdy byly nástroje použity.

**CZK
21.660**
LisaSafe

**CZK
6.403**
Čtečka štítků

*Získejte dvojitou výhodu!

Velmi si vážíme vaší důvěry v naše autoklávy, a proto vám navíc nabízíme jedinečnou cenu na tyto výrobky, pokud si je objednáte zároveň s autoklávem W&H.



Kit Synea Vision

Kolénko 1:5 WK-99 LT

Kolénko 1:1 WK-56 LT

37.734 CZK

Ceniková cena 75.304 CZK



Kit Proxeo Aura

Pískovač s 120 násadcem

a práškem SOFT

Turbínka TG-98 L s rychlospojkou RQ-24

36.917 CZK

Ceniková cena 66.679 CZK



Assistina Twin

1 instrument zevnitř

vyčištěn a namazán

za pouhých 10 vteřin

48.842 CZK

Ceniková cena 81.250 CZK



Implantmed LED+

SI-1023 s bezdrátovým

nožním ovladačem a

světelné kolénko WS-75 L

102.569 CZK

Ceniková cena 170.962 CZK

Chirurgie & Implantologie

Implantmed Plus SI-1023

Zavádějte implantáty jako nikdy předtím.
Nový rozměr implantologie.

2

Záruka



Extra krátký a silný motor s kroutícím momentem 80Ncm

Funkce automatického řezání závitu pro implantáty

Připojte Osstell Beacon a měřte stabilitu zavedených implantátů

Protokoly o zavádění implantátů v ČJ ve formátu PDF přímo k vytištění

Implantmed 1023 s jedním SVĚTLNÝM násadcem



Hadičky

Infuzní set pro všechny chirurgické jednotky W&H

1.800 CZK

Jednorázové 6 ks

2.483 CZK

Sterilizovatelné 1 ks

WS-75 L nebo S-11 L nebo WS-91 L	Bezdrátový nožní ovladač SN-W	Druhý násadec	Druhý motor EM-19 LC	Osstell Beacon
CZK 138.944 Ceniková cena 155.313 CZK	CZK 13.068	CZK 17.609	CZK 28.586	CZK 74.684

130 years W&H

From investment to profit



Implantmed Classic SI-923

Jednoduchý, spolehlivý a výkonný

1

Záruka



Silný motor 70 Ncm

Funkce automatického řezání závitu pro implantáty

Implantmed 923 s jedním NESVĚTLNÝM násadcem

Implantmed 923 s jedním SVĚTLNÝM násadcem



WI-75 E/KM nebo S-11	WS-75 LG nebo S-11 LG nebo WS-91 LG	Druhý nesvětlný násadec	Druhý světlný násadec	Druhý motor EM-19
CZK 93.674 Ceniková cena 121.957 CZK	CZK 106.368 Ceniková cena 136.789 CZK	CZK 12.643	CZK 18.981	CZK 19.929

Příslušenství



-25%

Kompletní řešení pro chirurgii

Implantmed SI-1023

Kolénko WS-75 L

Piezomed

Bezdrátový nožní ovladač

Vozík s el. zásuvkami

289.130 CZK

Ceniková cena 385.343 CZK

Chirurgie & Implantologie

Násadce pro Implantmed Classic SI-923 a chirurgické jednotky VŠECH OSTATNÍCH VÝROBCŮ

LED osvětlení díky generátoru i pro nesvětelné motory



Info

Násadce LG s jedinečnou W&H LED+ technologií s generátorem. Poskytuje perfektní kvalitu přímého LED osvětlení bez jakékoli ztráty ve světlovodu. Možno použít i v případě, že je motor vybaven vlastním zdrojem světla.



WI-75 E/KM



CZK 25.247
Ceníková cena 30.448 CZK



S-11



CZK 25.247
Ceníková cena 28.978 CZK




WS-75 LG



CZK 37.957
Ceníková cena 45.281 CZK



WS-91 LG



CZK 37.957
Ceníková cena 41.752 CZK



S-11 LG



CZK 37.957
Ceníková cena 44.562 CZK

Násadce POUZE pro Implantmed Plus SI-1023




WS-75 L



CZK 35.171
Ceníková cena 40.936 CZK



WS-91 L



CZK 35.171
Ceníková cena 37.440 CZK



S-11 L



CZK 35.171
Ceníková cena 40.217 CZK

130 years W&H

From know-how to know-more

#dentals
W&H **united**

KDY zatížit implantát?

- › Okamžitě, nebo čekat na vhojení?
- › Vše v jednom kroku?
- › Jak poznám, že došlo k osseointegraci?


Osstell Beacon - váš průvodce světem implantologie

1

Záruka

Osstell Beacon také poskytuje bezplatný přístup k **OsstellConnect**. Cloudový software, kde můžete analyzovat svá data, sledovat časy léčení a úspěšnost osseointegrace v průběhu času. Navíc můžete svá data porovnávat s ostatními uživateli Osstell po celém světě.

Jednoduše nástroj, který vám pomůže vyniknout.



OsstellConnect

Je to důvěryhodné? Není to jenom trik?

Osstell Beacon používá pro měření hodnotu ISQ, ta je založena na výsledcích více jak 1 000 odborných studií.

Chcete vědět víc? Navštivte osstell.com/clinical-guidelines



OSSTELL
A W&H COMPANY



Osstell Beacon
82.982 CZK

Osstell SmartPegs

SmartPegs jsou tělíska pro měření s Beacon. Jednoduše je našroubujete a můžete měřit. VYBERTE TĚLÍSKO ODPOVÍDAJÍCÍ POUŽITÉMU TYPU IMPLANTÁTU

**Při koupi Beacon

3.169 CZK

5 SmartPeg tělísek v 1 balení



Rodentica CS s.r.o.
Vladislavova 250 - 370 01 Písek
t +420 388 412 428
rodentica@rodentica.cz
www.rodentica.eu

Dentamed (ČR) s.r.o.
Pod Lipami 41 - 130 00 Praha 3
t +420 266 007 111
info@dentamed.cz
www.dentamed.cz

Dent Unit s.r.o.
Obvodní 23/39
503 32 Hradec Králové
t +420 495 454 394
info@dentunit.cz
www.dentunit.cz

EveryDent s.r.o.
Perspektivní 1 - 102 00 Praha 10
t +420 274 775 175
info@everydent.cz
www.everydent.cz

Denta servis s.r.o.
Rudolfovská tř. 476/111
370 01 České Budějovice
t +420 777 102 488
info@dentaservis.cz
www.dentaservis.cz