




# KAMPANJ

Hösten 2025



PREMIÄR

Gäller till 31 december 2025

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

# Synea Vision

## Borra & Njut!

### SYNEA VISION - LÅGVARV

- › Optimal kylning med 5-punktsspray
- › High-end serie av hög och pålitlig kvalitet
- › Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd
- › Specialbeläggning med "anti-scratch" yta som håller länge
- › Utmärkt grepp och ergonomi
- › 36 månaders garanti



|                                                            |                                                             |                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| WK-56 LT 1:1                                               | WK-99 LT 1:5                                                | WK-93 LT 1:4,5              |
| 1st <b>8.300,-/st</b><br>2st <b>6.900,-/st</b><br>11.800,- | 1st <b>12.200,-/st</b><br>2st <b>8.900,-/st</b><br>17.400,- | <b>12.300,-</b><br>17.490,- |

### SYNEA VISION - TURBINER

- › Lång livslängd och tyst drift tack vare keramiska kullager
- › Ergonomisk design och unik reptålig "anti-scratch" yta
- › Vibrationsfri high-end serie
- › Ökad effekt - nu ännu mer kraft
- › Ring LED+ endast för RQ-koppling
- › 24 månaders garanti



|                             |                                                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TK-94 L                     | TK-97 L                                                     | TK-98 LM                                                    |
| <b>10.900,-</b><br>15.600,- | 1st <b>12.100,-/st</b><br>2st <b>9.500,-/st</b><br>17.020,- | 1st <b>10.100,-/st</b><br>2st <b>7.300,-/st</b><br>14.370,- |

### WORKHORSE - 4 Zirkonium

Ett uppväxlat 1:4 lågvarvsvinkelstycke med sällan skådad kraft. Ett vridmoment som klarar att bearbeta de tuffaste materialen. För FG-borr.

- › Ännu högre & effektivare avverkning
- › 20% längre hållbarhet - lägre servicekostnad
- › Lättare att byta borrar tack vare ny design
- › Ny design på huvud för bättre precision
- › 36 månaders garanti



WK-900 LT

**13.900,-**

18.900,-



- › FG diamantborr används till att avlägsna hårda material
- › Dimension 016-6 mm
- › Standard 106 Mikron
- › 3st borrar i rostfritt ställ

**680,-**

OBS! Medföljer utan kostnad vid köp av Workhorse!

*"Oslagbar turbin"*

*Fråga oss gärna..eller ännu bättre fråga en kollega som redan har en!*



Scanna och se turbinen från alla vinklar

Borra skuggfritt med 5 x LED

# Superpris!

TK-98 L RingLED

Ord. pris 17.020,-

Köp av 1st 12.100,-/st

Köp av 2st **9.500,-/st**

# Synea Fusion

## SYNEA FUSION - LÅGVARV

- › Anpassad huvudstorlek för bästa sikt
- › Effektiv kylning med quattrospray
- › Tyst och vibrationsfri drift
- › Ergonomisk greppprofil & monoblock design
- › Glasstav för effektivt ljus
- › 24 månaders garanti

2x

**WG-99 LT** ●  
Uppväxlat 1:5,  
med ljus, Quattro-Spray  
24 månaders garanti

13.280,-

Köp av 1st 7.400,-/st

Köp av 2st 6.400,-/st



2x

**WG-66 LT** ●  
Vinkelstycke 2:1,  
med ljus, 1x Spray  
24 månaders garanti

10.640,-

Köp av 1st 7.100,-/st

Köp av 2st 5.700,-/st



2x

**TG-98 L**  
Turbin, Roto Quick-koppling,  
LED+, 21 W, Ø 11,5 mm,  
12 månaders garanti

10.640,-

Köp av 1st 7.490,-/st

Köp av 2st 6.300,-/st



2x

**WG-56 LT** ●  
Vinkelstycke 1:1,  
med ljus, 1x Spray  
24 månaders garanti

9.210,-

Köp av 1st 6.600,-/st

Köp av 2st 5.200,-/st



2x

**HG-43 A** ●  
Handstycke 1:1,  
utan ljus, 1x Spray  
24 månaders garanti

6.680,-

Köp av 1st 4.990,-/st

Köp av 2st 3.990,-/st



2x

**TG-98 LM**  
Turbin, Multiflex®-Koppling,  
med ljus, 21 W, Ø 11,5 mm,  
12 månaders garanti

10.640,-

Köp av 1st 7.490,-/st

Köp av 2st 6.300,-/st



## 4-Zirkonium WORKHORSE

**WG-900 LT**  
Vinkelstycke 1:4,  
med ljus, 3x Spray  
24 månaders garanti

13.900,-

Intropis 9.900,-/st





W&H RQ-24  
snabbkoppling

3.100,-

3.520,-



RM-34 LED W&H  
Multiflex®- koppling  
med LED ljus

6.300,-

7.350,-

## SYNEA FUSION - TURBINER

- › Effektiv kylning med quattrospray
- › Keramiska kullager - för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd
- › Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK
- › Ökad effekt, nu ännu mera kraft
- › Effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
- › Syneaturbiner är bekväma i handen och har en halkfri beläggning för bästa grepp
- › 12 månaders garanti

Kampanjpriser gäller tom 31 december 2025. Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

# Puts & Polering

## Proxeo Vinkelstycke

Litet, smidigt och tätt huvud

### WP-64M


- › Överlägsen åtkomst, överlägsen komfort och hållbarhet
- › Litet och smidigt huvud för bästa sikt
- › Optimal hastighet för skonsam och effektiv rengöring och polering

Profylax Vinkelstycke, System Young  
Screw-in

**2.900,-**

5.900,-

Unik tätning - sitter i varje kopp!



Polering med rotation!



# YOUNG™

Samtliga gummikoppar på marknaden

är engångs (X) = 100% HYGIEN

### Elite

Räfflad ut- och invändigt.  
Effektiv rengöring utan en massa  
stänk. 144st.st/fp.  
Populär!

**780,-**



### Pointed

Spetsig hård - rekommenderas  
till approximala ytor samt  
implantat, under broar och andra  
svåråtkomliga områden. Mycket  
bra till "bandade" patienter. 144  
st./fp.


**715,-**



### Elite

Extend Flex - Den extra  
mjuka gummi-koppen ökar  
koppens omfattning och flexibilitet  
omkring tandens konturer.  
Räfflorna på utsidan är utformade  
för bättre rengöring och för att  
eliminera stänk av putspasta.  
144 st./fp.

**715,-**



### Elite soft Latchanslutning

Populära Elite med en latchanslutning  
direkt i ett vinkelstycke.  
Räfflad ut- och invändigt.  
Effektiv rengöring utan en massa  
stänk. 144st.st/fp.

**740,-**



## Proxeo Twist Trådlös

Putsa enkelt var du än befinner dig!

- › Arbeta flexibelt utan kablar
- › Enkel hastighetskontroll med trådlös fotkontroll
- › Optimal hastighet för skonsam och effektiv polering/rengöring
- › Mindre aerosol genom roterande polering

**Proxeo Twist Cordless**, Screw-in för  
YOUNG gummikoppar

**12.500,-**

Inkl. 1 fp Elite gummikoppar  
14.670,-

**Måste provas!  
Kontakta oss!**



Piezo  
Spetsar



Specialpris Piezospetsar med standardgänga!  
W&H kvalitet ingår!



1U Scaling

Supraringival spets. Effektiv vid stora mängder tandsten.  
Rek. effekt: min - max

760,-  
850,-



2U Scaling

Sub- och supraringival spets ner till 3-4mm djupa fickor.  
Rek. effekt: min - medium+

820,-  
910,-



1I Implantat

Spets specialanpassad för scaling på fixturer. Konformat plastöverdrag gör denna spets utmärkt vid arbete på titanytor samt andra känsliga material. Bra åtkomst tack vare sin design.  
Rek. effekt: min - medium+

1.050,-  
1.180,-



1E Endo

Filformat instrument utan avverkande egenskaper anpassat för rengöring och spolning av rotkanaler genom kavitationseffekten av spolvätskan. Ger rena och fina rotkanaler före rotfyllning. Rek. effekt: min - medium

1.270,-  
1.410,-



6E Endo

Smidig, diamanbelagd preparationsspets för åtkomst till rotkanal samt även före revidering.  
Rek. effekt: min - max

1.270,-  
1.410,-



3Pr / 3PI Mesial & Distal

Mesialt och distalt formad spets för bättre åtkomst i medel och djupa fickor. Passar även bra till arbeten i furkationer.  
Rek. effekt: min - medium+

1.390,-  
1.550,-



1P Perio

Sub- och supraringival spets till djupa fickor. Effektiv men samtidigt skonsam tack vare sin runda arbetsdel.  
Rek. effekt: min - medium+

1.050,-  
1.180,-



Hanstykke  
LED PB-5 L

6.900,-  
7.740,-

Spetsen för djupa fickor!



1P Perio



KiS 1E Retrograd

Diamantbelagd spets för retrograd rotfyllning, rak modell. Denna finns även i vinklade modeller. Smidig och bra åtkomst tack vare den nätta designen.  
Rek. effekt: min

1.590,-  
1.890,-

Detta är endast ett urval av alla spetsar.  
Kampanjpriser gäller tom 31 december 2025. Priser exklusive moms.  
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

# Imaging - CBCT

2D,3D

seethrough<sup>FLEX</sup>

PREMIÄR



## Ny dimension

Hög prestanda, liten storlek. Kompakt design.

Smidig integration i befintliga arbetsflöden på kliniken.

Flex - från små bilder av tandbågen till storskaliga bilder av käkleden (TMJ), både för diagnos och implantatplanering.

360° rotation på minimal yta.

Brett FOV område - från 5 × 5 cm till 14 × 10 cm.

10" touchskärm finns som tillval för Seethrough Flex - full kontroll direkt vid fingertopparna.

Intelligenta funktioner för att minska strålningsdosen i kombination med kompakt design, säkerställer minimal exponering och maximal skyddsnivå.

**Kontakta oss!**



Jonas Lagesson  
Mellan/Norr



Mathias Jakobsén  
Syd/Väst



Kontoret Täby

## Fokus!

Robust, lättanvänd och mångsidig.  
Seethrough Arm optimerar de dagliga rutinerna på tandvårdskliniken.  
Kan användas med fosforplåtar eller digitala sensorer.  
Tre olika armlängder, (300/600/900 mm), flera väggkonfigurationer, enkelt användargränssnitt.  
Trådlös styrning - passar perfekt in i alla klinikmiljöer.  
Välj Basic eller Comfortversion med tillägg av Seethrough Studio och ioDent®-integration.  
Bekväm fjärrkontroll för fullständigt strålskydd och obegränsad användarvänlighet.



## seethrough<sup>SCAN</sup>

### Plåtjobb!

Smidig ergonomisk design.  
Seethrough Scan är det perfekta verktyget för alla kliniker med PSP-system. Passar enkelt in i arbetsmiljön.  
Möjliggör snabb och säker insättning av plåtar i alla storlekar (0, 1, 2, 3) Lätt att rengöra. Fullt automatiserad.  
Identifiering av behandlingsrum, plåtborttagning, bildöverföring ev. fel sker automatiskt.  
Med sin användarvänliga design är Seethrough Scan lätt att rengöra, enkel att använda och passar överallt.



## seethrough<sup>SENSOR</sup>

### Sensornell!

Precisa bilder med maximal patientkomfort.  
Ergonomisk design.  
Den högupplösta CMOS-sensorn fångar varje detalj med enastående kvalitet.  
Finns i storlekarna 1 och 2, och kan enkelt integreras i den dagliga klinikrutinen.  
Seethrough Sensor – upplev effektivare arbetsflöden - dag efter dag.  
Den tunna designen med rundade hörn och mjuka kanter medför hög patientkomfort vid bildtagning.  
Smidig användning.  
Plug & Play-system säkerställer enkel hantering



# Kirurgi & Implantat

## Kirurgiska Hand- och vinkelstycken

- › Mini-LED+ Hand- och vinkelstycken med modern ljsteknik
- › Enkelt isärtagbara för garanterat god hygien
- › Robust och hållbar tack vare hög kvalitet
- › Rostfritt stål med reptålig beläggning



**WS-75 vinkelstycke**  
Speciellt utformad för förberedelse inför implantatbehandling.

**S-11 handstycke**  
Förstahandsvalet för nästan alla kirurgiska ingrepp.

**WS-91 vinkelstycke med 45° vinklat huvud**  
Speciellt utformad för förbättrad åtkomst i premolar- och molarområdet.

**WS-56 och WS-92 vinkelstycken**  
Utformad för borttagning av visdomständer och annan käkkirurgi.

### Instrument med inbyggd LED-generator

**WS-75 LG**  
20:1

**WS-56 LG**  
1:1

**WS-91 LG**  
1:2,7

**WS-92 LG**  
1:2,7

**S-11 LG**  
1:1

**S-9 LG**  
1:1

| För samtliga W&H kirurgimaskiner      |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>S-11 LG</b><br>Handstycke, 1:1     | 16.690,-<br><b>13.300,-</b> |
| <b>S-9 LG</b><br>Vinkelstycke 1:1     | 18.230,-<br><b>14.500,-</b> |
| <b>WS-75 LG</b><br>Vinkelstycke 20:1  | 18.230,-<br><b>14.500,-</b> |
| <b>WS-91 LG</b><br>Vinkelstycke 1:2,7 | 16.250,-<br><b>12.900,-</b> |
| <b>WS-92 LG</b><br>Vinkelstycke 1:2,7 | 16.250,-<br><b>12.900,-</b> |
| <b>WS-56 LG</b><br>Vinkelstycke 1:1   | 16.250,-<br><b>12.900,-</b> |

| För Implantmed Plus & Plus II        |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>S-11 L</b><br>Handstycke, 1:1     | 15.660,-<br><b>12.500,-</b> |
| <b>WS-91 L</b><br>Vinkelstycke 1:2,7 | 14.590,-<br><b>11.600,-</b> |
| <b>WS-92 L</b><br>Vinkelstycke 1:2,7 | 14.590,-<br><b>11.600,-</b> |
| <b>WS-56 L</b><br>Vinkelstycke 1:1   | 14.590,-<br><b>11.600,-</b> |
| <b>WS-75 L</b><br>Vinkelstycke 20:1  | 15.950,-<br><b>12.700,-</b> |

**WS-75 L**  
20:1

**WS-56 L**  
1:1

**WS-91 L**  
1:2,7

**WS-92 L**  
1:2,7

**S-11 L**  
1:1

**Perfekt rengöring**  
För att säkra optimal hygien och rengöring kan alla kirurgiska instrument plockas isär utan verktyg.

**Variabel kylning**  
Sprayclips finns till vänster och höger sida.

**Lång hållbarhet**  
Repfri beläggning garanterar snygga instrument och lång livslängd.

**Optimal belysning**  
mini LED+ är integrerad tätt på spetsen och ger optimal belysning.

webshop



# Kirurgi & Implantat

## Nya Implantmed Plus II

- › Lika starkt och pålitlig som tidigare 5-80 Ncm
- › 7" - ny större skärm för ännu bättre översikt och tydlighet
- › Tydlig LED indikation för respektive motor som används
- › Starkt och effektivt LED ljus över arbetsområdet
- › Välj mellan trådbunden eller trådlös fotpedal.
- › Smidig scannerfunktion kan väljas till för 3.000 kr
- › Kan enkelt anslutas till ioDent – W&Hs eget moln som ger tillgång till en rad funktioner och backup.
- › Plug-&-play - komplettera med nya Piezomodul plus II,
- › 2 i 1 enhet – roterande kirurgi eller Piezokirurgi.

**49.700,-**  
53.700,-



## Cart till implantmed/piezomed

- › Flexibel och ergonomisk arbetsställning
  - › Båda enheterna kan manövreras med en pedal
  - › Lättrullad
- (Implantmed och Piezomed ingår ej)

## Implantmed Classic

- › Perfekt för all typ av implantat och kirurgi
- › Ergonomiskt utformad även för längre behandlingar
- › Utan ljus men välj till LG instrument för LED ljus
- › Varvtal 300-40.000 v/min
- › Max vridmoment motor 5,5 Ncm
- › Motor med 1,8m kabel inkl clips
- › Trådbunden fotkontroll

**8.900,-**  
9.640,-

**39.500,-**  
Inkl. valfritt instrument



Eluttag i pelaren



# Kirurgi & Implantat

Exakt och precis snittyta med minimal benförlust

Flertalet användningsområden



Instrumentkit "Bone"  
REF. 07173100



Instrumentkit "Sinus"  
REF. 07173200



Instrumentkit "Endo"  
REF. 07173300



Instrumentkit "EX"  
REF. 07173500



B6 - Ett vasst verktyg

Specialsåg för fina och djupasnitt på rekordtid.  
Även för separation av tandrötter och rotspetsar.

### Nya Piezomed Plus Modul II

Ansluts enkelt till implantmed Plus II – med bara ett klick!

- › 2 maskiner i 1 - brett användningsområde
- roterande kirurgi och Piezokirurgi i en och samma enhet.
- › LED ljus över arbetsområdet
- › W&Hs unika spets-igenkännings-funktion – väljer rekommenderat program för just den valda spetsen.
- › 24 W effekt
- › Spetsbibliotek
- › 1,8 m kabel

**52.900,-**

55.700,-

PREMIÄR



## Osstell Beacon

### Belasta eller avvakta

- › Visar tydligt när implantatet kan belastas
- › Vägleder för optimal inläkningstid
- › Tryggare för patient och behandlare
- › Patenterad och evidensbaserad teknik
- › Maximal rörelsefrihet och flexibilitet tack vare trådlös teknik

## OsstellConnect

Möjlighet att följa implantatstabiliteten över tid och därigenom kunna föreslå den optimala och individuella tiden för protetiken. Kommunera din behandlingsplan på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt för patienten för ökad acceptans och förståelse för behandlingen. Skriv ut automatiskt genererade rapporter efter slutförd behandling för förbättrad kommunikation med remitterande tandläkare och patient.

Osstell Beacon

**28.890,-**

30.700,-



Osstell Beacon Classic

**19.000,-**



# Hygien

## Sterilförpackning

Den perfekta förseglingen på 2 sekunder

- › Patenterad dubbelrullshållare som även kan hängas på väggen
- › Förseglingsbredd på 12mm
- › Svetsning utan någon risk att påsen bränns
- › Transparent skärvals med integrerad arbetsyta
- › Spara data för att generera förseglingsrapporter (SealVal<sup>2</sup>)
- › Användarvänlig touchskärm och intuitiv menystruktur (SealVal<sup>2</sup>)

### SealVal<sup>2</sup>

Foliesvets, validerbar

14.400,-


~~16.140,-~~

### Seal<sup>2</sup>

Foliesvets, ej validerbar

7.300,-

~~9.160,-~~



## U-son ultraljudsbad

Ultraljudsbad – rengör snabbt och effektivt även i de mest svåråtkomliga skrymslen.

- › Använd med våra vätskor - BePro.
- › Digital kontrollpanel.
- › Inställbar tid upp till 20 min.
- › Värmeinställning upp till 40 grader,
- › Kan även köras utan värme.

Finns i 3 och 6 liter



U-son 3 liter

U-son 6 liter

7.590,-

11.550,-

## Assistina One

Förbehandling innan autoklivering

- › Rengöring och smörjning
- › Hel process på endast 18 sekunder!
- › Endast ett knapptryck
- › Smidig och enkel hantering av vätskor
- › Luftdrivet - oerhört driftsäkert
- › Brett utbud av adaptrar

### Assistina One

1st Quick ISO-Adapter,  
1st RM-Adapter

16.200,-

~~18.460,-~~



Assistina One

## Assistina Twin

Förbehandling innan autoklivering

- › Rengöring och smörjning
- › Snabb process på endast 10 sekunder
- › Två kammare som används vartannat för ökad effektivitet
- › Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till 2.800 Instrument
- › Brett utbud av adaptrar

### Assistina Twin

1st Quick ISO-Adapter,  
1st RM-Adapter

28.800,-

~~33.220,-~~



Assistina Twin

Kampanjpriser gäller tom 31 december 2025. Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

# Thed/Thed+

## Perfekt rengöring & desinfektion

### *Uppfyller dina önskemål!*

Effektiv diskdesinfektor med program för optimal rengöring och desinfektion. En snygg och pålitlig golvm modell alternativt bänkmodell som gör jobbet snabbt och effektivt!  
Anpassa tillbehören efter era behov.

- › Modern design med släta ytor som är enkla att hålla rena
- › Aktiv tork (standard på alla våra Thed)
- › Programtid inkl. tork från 43 minuter
- › Anpassar program och torktid efter mängden last
- › Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt
- › EliSense visar status på programmet vid ett snabbt ögonkast
- › Speciellt program för hand- och vinkelstycken från 35 min inkl. tork
- › Fullt tillbehörssortiment - kontakta oss!

**Thed+** (Golvmmodell)

**88.200,-**

**Thed+** (Bänkmodell)

123.000,-

**78.800,-**

110.400,-

**Thed** (Golvmmodell)

**71.000,-**

**Thed** (Bänkmodell)

100.000,-

**64.900,-**

91.880,-



Golvmmodell



Bänkmodell

# thed +

# DAC

För optimalt flöde i sterilen

*“Endast vatten, olja & värme.”  
Bättre för miljön!*

- › Endast vatten, olja och värme
- › 6 diskade, smorda samt steriliserade instrument på endast 21 minuter inkl. 5 minuters nedkylning och torkning
- › Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken
- › DAC Universal S är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar
- › Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt för ökad livslängd
- › Uppgraderad, tydlig och lättnavigerad touchdisplay

## Paket

DAC inkl. standardmagasin med 6 adaptrar samt Nitradem vattensystem

**84.900,-**

~~106.640,-~~



Standardmagasin



Flexmagasin

13.700,-

13.700,-

Processen omfattar (standardmagasin):



Intern diskning



Smörjning



Extern diskning



Sterilisering



Avkylning

Kampanjpriser gäller tom 31 december 2025. Priser exklusive moms.  
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

# Hygien

## Autoklaver

# Premium

# Standard



### Lisa 17

- › Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen
- › Programtid från 13 minuter
- › Spårbarhet direkt i displayen
- › Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest utanför arbetstid. Kvittera direkt på displayen
- › Lisa anpassar varje körning till just det som steriliseras, spar tid, pengar och bra för miljön!
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar. Räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar
- › **NY** Enkel spårbarhet och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. WIFI förberedd

Finns med 17 och 22 liters kammare  
Plats för 5 brickor eller 3 kassetter

**71.500,-**

98.380,-

App till Lisa autoklaven – inte ett måste men ett bekvämt och modernt sätt att utnyttja dagens teknik.

- › Hantera EliTrace data via mobil app  
Skapa data för EliTrace via Lisa Mobil Appen
- › Följ körningen i realtid  
Övervaka upp till 4 autoklaver i realtid
- › Additional backup  
All information från körningen sparas, medför en extra backup samt möjligheten att ta fram historik
- › Streckkod scanner  
Appen kan läsa av streckkod utskriven av LisaSafe. Streckkoden kan läsas med telefonens kamera.
- › Redigering av användare  
Hantera användare direkt i telefonen. Uppdatering sker automatiskt i autoklaven.



### Lara 17

- › Användarvänlig
- › Tyst i drift
- › Kan växa med era behov på kliniken genom program & spårbarhet
- › Programinfo lagras automatiskt på USB
- › Ergonomisk design
- › Programmerbar start
- › Automatisk vattenpåfyllning
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar - räkna själv ut hur lång upp till 4000 körningar

Cykeltiden för en genomsnittlig last (2kg) är  
Finns med 17 och 22 liters kammare  
Plats för 5 brickor eller 3 kassetter

### Multidem C27

**5.200,-**

6.160,-



# ard

# Mini

Den snabba, lilla och flexibla autoklaven



Klass **B** 38\*  
MINUTER

uppgradering så som snabbare

årligen  
tid det tar för er klinik att komma

38 minuter

59.800,-

79.460,-



Klass **B** 10\*  
MINUTER

**Lisa mini** - För dig som vill ha vissa instrument snabbare än andra

- › Enkel att placera
- › Användarvänlig
- › Tyst i drift
- › Programinfo lagras automatiskt på USB
- › Klass B - för alla typer av laster
- › Programmerbar start
- › S-program för supersnabb sterilisering av oförpackad last
- › Automatisk vattenpåfyllning
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen  
Spara tusenlappar - räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar

Finns med 3 och 5 liters kammare

45.800,-

56.695,-

Water distiller



5.200,-

6.060,-



Bredd: 330 mm  
Djup: 260 mm  
Höjd: 142 mm  
Volym: 3 l

**BePro soaking bath**

För blötläggning av gods  
innan vidare hantering i  
disk eller autoklav.

580,-

640,-



**BePro Disinfectant I**

2 liter koncentrerad vätska  
ger 100 liter färdigblandad  
vätska

600,-

670,-



**BePro Disinfectant R**

1 liter klar att använda  
(Finns även som 5 liter)

180,-

201,-

Kampanjpriser gäller tom 31 december 2025. Priser exklusive moms.  
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.



# Allt du behöver för din IPR behandling

Ta nästa steg - från den tidsödande manuella strippingen

- › Öppen rotation - eller låst position
- › Interproximal reduktion med Orto-Strips
- › Slaglängd 0,9 mm
- › 20.000 slag/min på en standardmotor
- › Intern kylning
- › Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- › 24 månaders garanti på vst.



## IPR i tre steg:

- Start/intro - 2 st (orange) ●
- Reduktion - 3 st (röd) ●
- Polering - 1 st (gul) ●

SET03

Kassett med 6st orto strips

**1.760,-/fp**

## Paket

Handstycke WG-69 A inkl. distansmätare, kassett med strips SET03  
\* utan ljus

**9.700,-**

~~11.500,-~~



Distansmätare IPR-DC

**730,-**

## Extra strips, 3-pack. Välj storlek:

- › OS 08 ● 15 ● 25 ○ 40 ● 60 ● 80 ● Kampanjpris 840kr/3-fp.

- › SET 01 inkl. ask, 6st

Kampanjpris 1.760kr/fp.

- › SET 02 inkl. ask, 6st

Kampanjpris 1.760kr/fp.

- › SET 03 inkl. ask, 6st

Kampanjpris 1.760 kr/fp.

Refill 3-pack  
840kr/fp.



## Vi kan det mesta



Jonas Lagesson  
Mellan/Norr



Mathias Jakobsén  
Syd/Väst

Steg för steg med Intensiv  
orto system, länk till kort video

