

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Novo!

implantmed PLUS II

A evolução inteligente em
cirurgia oral e implantologia.

ioDent®



Promoções válidas de Janeiro a Julho de 2026

Novidades e Promoções



Catálogo interativo: Clique nos botões

* Consulte as condições em wh.com

Instrumentos de clínica

Turbinas e contra-ângulos, uma solução para cada tratamento.



Luz sem sombras

O único anel com 5 LEDs esterilizável do mundo. Pela primeira vez, uma luz sem sombras na área de tratamento!



Silencioso

Conforto para si e para os seus pacientes graças aos seus apenas 59 decibéis.



Ergonómico

Leve e sem vibrações, a combinação ideal para trabalhos intensivos.



Seguridad

As turbinas W&H têm uma Cabeça higiênico¹ e uma válvula de retenção² que previnem a infecção cruzada.

¹ Sistema W&H exclusivo patenteado na Europa e nos EUA ² Em turbinas com ligação W&H Rotoquick®, a válvula de retenção está localizada no acoplamento.



Turbina Vision TK-98 L+RQ-24

- › Anel LED+ sem sombras
- › 5 Sprays
- › Cabeça Ø11,5mm
- › 24 W / 360.000 rpm
- › Ligação W&H

€ 1.199

-2.422€ Ref. 99600021



Turbina Fusion TG-98 L+RQ-24

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabeça Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Ligação W&H

€ 825

-1.465€ Ref. 99600020



Turbina Fusion TG-98 L/LM

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabeça Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Ligação W&H/Multiflex®**

€ 625

-1.099€ Ref. 30001000 / 30003000



Turbina Alegria TE-98 LQ+RQ-54

- › Luz LED+ Autogerada
- › 3 Sprays
- › Cabeça Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Ligação W&H

€ 699

-1.224€ Ref. 99600191



Turbina Alegria TE-95 RM

- › Sem luz
- › Spray simple
- › Cabeça Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Ligação 4 Vias

€ 350

-575€ Ref. 30075000

Promoções Packs Instrumentos

INOVAÇÃO
Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Pack 01 Synea Fusion Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Ligação RQ-24
- › C.A. 1:1 WG-56 A sem luz
- › P.M. 1:1 HG-43 A sem luz

€ 1.535

-3.020€ Ref. 99600423



Pack 02 Synea Fusion Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Ligação RQ-24
- › C.A. 1:1 WG-56 A sem luz

€ 1.265

-2.316€ Ref. 99600425

Mais info Synea



Catálogo interativo: Clique nos botões

* Consulte as condições em wh.com

Restauração & Prótese

Synea Power Edition

Concebido para os materiais mais duros

Synea Power Edition foi especialmente concebida para aplicações exigentes, como a remoção de tecido cariado, cavidades, restaurações, coroas e pontes.

É a solução ideal para materiais cerâmicos, como o zircónio, cada vez mais utilizados na odontologia restauradora.

Mais info
Synea Power Edition

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Maior desempenho com a mesma pressão de aplicação

Estes contra-ângulos extra-resistentes tratam materiais de elevada dureza em menos tempo e com menor esforço do que os contra-ângulos de alta rotação convencionais.



Maior força de fixação

O novo sistema de fixação FG, com um aumento de 20% na força de fixação, foi concebido para aplicações com materiais mais resistentes, como o **zircónio**.



Zircónia



Contra-ângulo WK-900 LT

- › Luz barra de vidro
- › Revestimento anti-risco
- › Spray triple
- › Cabeça Ø 10,7 mm
- › Contra-ângulo 1:4

€ 1.495

+1.819 € Ref. 30418000



Contra-ângulo WG-900 LT

- › Luz barra de vidro
- › Spray triple
- › Cabeça Ø 10,7 mm
- › Contra-ângulo 1:4

€ 1.145

+1.377 € Ref. 30459000



Contra-ângulo WG-900 A

- › Sem luz
- › Spray triple
- › Cabeça Ø 10,7 mm
- › Contra-ângulo 1:4

€ 925

+1.102 € Ref. 30460000



Restauração & Prótese

Instrumentos para profilaxia

Limpeza e polimento perfeitos

No tratamento odontológico atual, a remoção mecânica profissional da placa e da biofilme é uma parte integrante do fluxo de trabalho da profilaxia.

O Proxeo oferece uma solução compacta e prática com tudo o que precisa: limpeza, polimento e aplicação de flúor.

Standard Latch vs LatchShort



Proxeo Twist WP-66 W

- › Sem luz
- › Contra-ângulo 4:1
- Para copas e escovas LatchShort W&H**

€ 445

+556 € Ref. 30189000



Contra-ângulo WP-64 MU

- › Sem luz
- › Contra-ângulo 4:1
- Para copas e escovas Screw-in e Snap-on**

€ 445

+556 € Ref. 10216443

**Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas



Catálogo interativo: Clique nos botões

* Consulte as condições em wh.com

Soluções W&H

Apoio passo a passo para gerir a higiene de forma profissional na sua clínica.

O fluxo de trabalho W&H AIMS orienta os profissionais de saúde através de sete etapas de processamento e, além disso, passa agora a incluir informações sobre a prevenção de infeções ambientais no contexto dentário, oferecendo a melhor protecção e os melhores cuidados possíveis para si e para os seus pacientes.



PASSO 01 Pré-desinfecção dos utensílios utilizados

A fase de pré-desinfecção do instrumental utilizado é crucial para reduzir a contaminação bacteriana e minimizar o risco de infeção cruzada do pessoal durante o transporte e a limpeza do instrumental.

- › Desinfecção BePro



PASSO 02 Limpeza

Uma limpeza adequada e minuciosa é essencial para garantir a remoção de todos os resíduos biológicos, visíveis e invisíveis, dos instrumentos. Esta etapa é crucial para o sucesso das fases seguintes.

- › Uson 3 litros
- › Uson 6 litros



PASSO 03 Desinfecção

A fase de desinfecção é necessária para reduzir a carga de agentes patogénicos nos instrumentos, assim como o risco de infeção cruzada, e prepará-los para a esterilização.

- › Thed
- › Thed+



PASSO 04 Inspeção e Manutenção

É fundamental realizar uma inspeção minuciosa, uma manutenção adequada e a verificação de todo o instrumental limpo e desinfectado. Isto garante a sua funcionalidade e durabilidade. Além disso, minimiza-se o risco de infeção, tanto para os profissionais como para os pacientes, ao identificar instrumentos danificados ou sujos.

- › Assistina One
- › Assistina Twin



PASSO 05 Embolsamento

O objetivo do sistema de embolsamento é garantir a esterilidade a longo prazo do material. A selagem deve proporcionar uma barreira contra os microrganismos e protegê-lo do ambiente externo.

- › Seal2



PASSO 06 Esterilização Classe B

A esterilização garante a eliminação de agentes patogénicos que podem causar infeções. Todos os instrumentos devem ser esterilizados para garantir a sua segurança desde a primeira utilização.


- › Esterilizadores 3 a 38 litros
- › Tratamento de água



PASSO 07 Rastreabilidade e Armazenamento

A escolha do local de armazenamento adequado garante a manutenção das condições de esterilidade. É fundamental armazenar os instrumentos embalados num local seco e isento de pó, para que estejam prontos e seguros para utilização.

- › Trazabilidad EliSafe



Limpeza



Ultrassons U-son Limpeza segura

A limpeza por ultrassons é um procedimento moderno, seguro e eficaz, que garante uma limpeza ótima no menor tempo possível. O efeito de cavitação, gerado pela utilização de ultrassons, é capaz de eliminar até os depósitos mais difíceis, presentes em zonas que, de outro modo, seriam de difícil ou impossível acesso, reduzindo ainda o risco de lesões ou infeções que podem ocorrer durante a limpeza manual.



Mais info
Uson



U-son 3l

- Capacidade do tanque de 3 litros
- Câmara em aço inoxidável
- Dois transdutores
- Temperatura programável
- Temporizador programável
- Função automática de "degas"

€ 645

779€ Ref. 19600004

U-son 6l

- Capacidade do tanque de 6 litros
- Câmara em aço inoxidável
- Três transdutores
- Temperatura programável
- Temporizador programável
- Função automática de "degas"

€ 975

1.183€ Ref. 19600005

Desinfeção



Termodesinfetador Thed y Thed+ Limpeza e desinfeção

Os novos termodesinfetadores Thed+ e Thed oferecem desempenhos excepcionais de limpeza e desinfeção, máxima flexibilidade de carga, tempos de reprocessamento otimizados e muito mais, respondendo às exigências das clínicas mais exigentes.

- Otimização do tempo
- Máxima eficiência
- Limpeza sem concessões
- Maior vida útil dos instrumentos
- Gestão de pessoal
- Trabalhe com um ou dois cestos adaptando-se aos requisitos da carga



Thed

- Dois níveis de lavagem, até 16 kg de carga
- Ciclo de lavagem standard, com secagem incluída, em 55 minutos (Ciclo rápido em 45 minutos)
- Secagem ativa com filtro HEPA H13
- Conectividade total com o loDent e a App W&H Steri
- Ecrã tátil de fácil utilização
- Dosagem automatizada de detergentes
- Programa dedicado a peças de mão: 25 minutos
- Disponível em monofásico

Thed de bancada
Ref. 21050000

Thed de chão
Ref. 21051000

PEÇA MAIS INFORMAÇÕES E UM ORÇAMENTO À MÉDIDA



Único com dois níveis de lavagem

Com 2 níveis de lavagem e 3 braços aspersores para limpar e desinfetar até 240 instrumentos ou 16 kg de carga.



Automático

Os sensores incorporados reconhecem a configuração da carga e recomendam o programa mais adequado a utilizar, otimizando a duração do ciclo, o consumo de água, eletricidade e produtos químicos (Thed+).



Eco Dry

Reconhece a quantidade de carga e ajusta o tempo de secagem. Graças à secagem por ar forçado com filtro HEPA, garantimos resultados ótimos e um tempo de ciclo recorde de apenas 43 minutos.



Cartuchos integrados

Sistema de cartuchos integrados de substituição fácil e segura. A posição inclinada dos cartuchos nos compartimentos adequados garante uma utilização ótima e sem desperdícios.



Mais info
Thed



Normativa europeia obrigatória que garante a segurança dos dispositivos médicos.

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal

Thed+

Inclui todas as características do Thed, mais:

- Iluminação interior da câmara de lavagem
- Luzes LED para indicação do estado do dispositivo
- Reconhecimento automático dos carros principais
- Reconhecimento automático das peças de mão do kit de injeção
- Reconhecimento automático da carga
- Sugestão inteligente de ciclo
- Otimização do tempo de ciclo, consumo de água, energia e produtos químicos
- Disponível em monofásico ou trifásico

Thed+ de bancada
Ref. 21055000

Thed+ de chão
Ref. 21056001

PEÇA MAIS INFORMAÇÕES E UM ORÇAMENTO À MÉDIDA



Catálogo interativo: Clique nos botões

* Consulte as condições em wh.com

Manutenção Assistina

Limpeza e lubrificação

90% das vezes que uma peça de mão necessita de reparações prematuras, isso deve-se a uma manutenção inadequada. **A nossa solução: Assistina!**

INOVATENÇÃO
Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal

Mais info Assistina



Pistola de ar Q-Dry
A Q-Dry oferece uma solução de secagem interna ideal para as peças de mão após os processos de limpeza.

€ 159

+89 € Ref. 19723118



Botão de arranque One Touch

Para uma utilização fácil e intuitiva, a lubrificação e a limpeza completas dos canais de spray demoram apenas 10 segundos.



Sistema Quick Connect

Mudança flexível entre peças de mão graças aos adaptadores Quick ISO e Quick RM.



Filtro HEPA

Para cumprir as normas de higiene e manter um ambiente de trabalho limpo.



Poupe com a Assistina

Um Assistina Care Set Oil rende o equivalente a **20 frascos** de óleo.




Pack 6 Garrafas Óleo Sintético Service Oil F1

Desenvolvido especialmente para a manutenção de turbinas, peças de mão e contra-ângulos, instrumentos de cirurgia, scalers e micromotores pneumáticos da W&H.

Pack 6 garrafas MD-400 (400 ml)

€ 249


Ref. 10940021



Bico para contra-ângulos e peças de mão

€ 11,86


Ref. 02038200



Bico para turbinas, micromotores e scalers pneumáticos da W&H com ligação Roto Quick

€ 11,86


Ref. 02229200



Bico para turbinas e micromotores pneumáticos com ligação fixa

€ 11,86

Ref. 02036100



Bico para produtos com ligação Multiflex®

€ 15,06

Ref. 04396100



18" quick connect by W&H

Assistina ONE

- Limpeza e lubrificação em apenas **18 seg.**
- Inclui líquidos lubrificantes e de limpeza par 2.800 ciclos
- Inclui adaptador Quick RM y Quick ISO
- Inclui filtro HEPA

€ 1.395

+910 € Ref. 30398003



Assistina One Care Set MB-301

- W&H Activefluid 200 ml
- W&H Service Oil F1 200 ml
- Filtro HEPA

€ 130

Ref. 08064970



10" quick connect by W&H

Assistina TWIN

- Limpeza e lubrificação em apenas **10 seg.**
- Carga contínua dos instrumentos graças à câmara dupla
- Inclui adaptador Quick RM e Quick ISO
- Inclui filtro HEPA

€ 2.495

+336 € Ref. 30310003



Twin Care Set

- W&H Activefluid, MC-302
- W&H Service Oil F1, MD-302
- Filtro HEPA

€ 137

Ref. 07484000



Seal²

Selagem perfeita em 2 segundos

A esterilidade começa na selagem. Apenas uma proteção hermética e contínua garante que o material esterilizado se mantenha seguro até à sua utilização.



Selagem perfeita

É criada uma faixa de selagem com 12 mm de largura em apenas dois segundos, sem risco de queimar o saco.



Prático e fácil de usar

O funcionamento é otimizado graças à estação de selagem transparente e à superfície de trabalho integrada.



Unidade de Selagem Seal²

- Com superfície de trabalho
- Porta-rolos duplo
- Selagem com 12 mm de largura

€ 549

+559 € Ref. 19722101



Esterilizadores Clase B W&H

Fiáveis e de baixo consumo

Todos os nossos esterilizadores, dos 3 aos 38 litros, **podem ser instalados numa bancada padrão com 60 cm de profundidade.**



Os esterilizadores W&H incluem **Formação em Vídeo Conferência** Personalizado

INOVATENÇÃO
Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal

EU-MDR
2017/745
Normativa europeia obrigatória que garante a segurança dos dispositivos médicos.

Gama Esterilizadores



Manutenção económica

Graças aos seus baixos custos de assistência, com a primeira revisão técnica aos 4.000 ciclos, os esterilizadores da W&H podem ser considerados dos mais económicos ao longo da vida útil do produto.



Baixo consumo

Otimizar o tempo de secagem significa menor consumo de energia e água. Por isso, os nossos esterilizadores são uma solução económica e ecológica.



Tempos mais curtos

A tecnologia patenteada da W&H ajusta o tempo de secagem à massa da carga. Isto reduz a duração do ciclo, prolonga a vida útil dos seus instrumentos e otimiza o consumo de energia.



Lisa MINI 5 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de ciclo
- › 2 tabuleiros
- › De 3 a 7 ciclos / depósito
- › **Ciclo curto S de 10 minutos, com carga até 1,5 kg**
- › Dimensões 440 L x 200 H x 666 P

€ 3.650

-5.705€
Ref. 99700044

Lina 22 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de ciclo
- › 3 tabuleiros
- › De 7 a 10 ciclos por depósito
- › **Ciclo Curto ECO B de 28 minutos, com carga até 0,5 kg**
- › Dimensões 465 L x 452 H x 646 P

€ 4.195

8.554€
Ref. 19952131

Lara 22 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de ciclo
- › 5 tabuleiros com capacidade extra
- › De 7 a 15 ciclos com um depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com carga até 2 kg**
- › Dimensões 465 L x 452 H x 646 P

€ 5.095

-9.208€
Ref. 19942129

Lisa 22 litros

- › Ecrã tátil a cores Elisense
- › Registo de ciclo
- › 5 tabuleiros
- › De 7 a 15 ciclos com um depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Eco Dry+*** de 13 minutos, com carga até 2 kg**
- › Dimensões 465 L x 452 H x 634 P

€ 6.715

-10.862€
Ref. 19932180

Lara XL 28 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de dados
- › 6 tabuleiros
- › De 5 a 10 ciclos por depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com carga até 2 kg**
- › Dimensões 492 L x 455 H x 614 P

€ 7.115

-10.471€
Ref. 99600600

Lara XXL 38 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de dados
- › 6 tabuleiros
- › De 5 a 10 ciclos por depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com carga até 3 kg**
- › Dimensões 492 L x 455 H x 797 P


€ 9.895

-12.366€
Ref. 99700068


Com os esterilizadores W&H, poupe até 5.000 € em 10 anos!

Os nossos autoclaves consomem menos água e eletricidade e têm custos de manutenção inferiores aos do mercado**, não sendo necessária a primeira revisão técnica antes dos 4.000 ciclos.


Estatísticas calculadas com base numa média de 5 ciclos por dia (220 dias úteis); custo energético médio de 0,27 €/kWh; custo de produção de um litro de água bidestilada de 0,70 €.



Água



Electricidad



Mantenimiento



ioDent® Cloud
Inteligência Digital

Consumíveis W&H

Garanta a longevidade do seu esterilizador W&H



Teste Helix 250 tiras

Dispositivo para verificar o processo de esterilização, com o objetivo de avaliar a capacidade de eliminação de ar e penetração de vapor de um esterilizador.

€ 175

Ref. T800207X



Filtro antipó longo

Filtro antipó longo para Lisa (300, 500) e Lina (MB e PRO).

€ 18,40

Ref. F364502X



Filtro bacteriológico

Filtro bacteriológico compatível com todos os esterilizadores W&H.

€ 31,55

Ref. W322400X



Junta da porta

Junta da porta, cor cinzento escuro, para Lisa, Lina e Lara.

€ 47,34

Ref. F460504X

Tratamento de água



Sistema de Osmose Lisa Osmo

Oferece água desmineralizada de alta qualidade para até 6 esterilizadores.

€ 1.250

-1.578 €
Ref. 19721134

Capacidade de condução da água de entrada***	Multidem C27 Capacidade do filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

Tratamento de água Multidem C27

Oferece água desmineralizada de alta qualidade.

€ 335

Multidem C27 -520 €
Ref. 19723112

€ 395


Multidem C27 + Pistola -627 €
Ref. 99600521

Teste Bowie & Dick

Testes de funcionamento para a verificação diária da eficácia na extração do ar da câmara e na penetração do vapor de água. Teste de penetração em conformidade com as normas ISO 11140-1 e 4.

€ 12,74

Ref. T800002X
Pedido mínimo: 20 unid.



Filtro antipó curto

Filtro antipó curto para Lisa 2019, Lara e Lina RIK.

€ 15,06

Ref. F364511X



Junta da porta para Lisa Mini

Junta da porta, cor preta, para Lisa Mini.

€ 32,29

Ref. F460550X



Junta da porta para Lara XL e XXL

Junta da porta, cor preta, para Lara XL e XXL.

€ 45,23

Ref. F460535X

Adquira a composição de esterilização completa que melhor se adapta às suas necessidades e **poupe até 53%****.

Consulte o seu distribuidor habitual ou em wh.com

** Desconto calculado sobre o preço de venda recomendado



Porque é essencial realizar um acompanhamento dos dados de esterilização?

A rastreabilidade permite a reconstrução precisa de cada fase do ciclo de esterilização, registrando todos os dados relevantes.

A utilização de sistemas informáticos eleva o nível de qualidade e oferece uma evidência documental mais fiável do que a simples gestão em papel.

O objetivo da rastreabilidade é garantir uma ligação fiável entre:

- › a carga
- › o ciclo de esterilização
- › os dados do paciente



Rastreabilidade EliSafe

- › Impressora de etiquetas
- › 1 rolo com 2.100 etiquetas
- › 1 fita de cera/resina
- › Leitor de código de barras
- › Para Lina RIK, Lara e Lisa VA 2019

€ 975

-1.318,98 € Ref. 99600601

Cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia

Guia para a clínica dentária do futuro


A W&H acompanha-o em todas as etapas do tratamento em cirurgia oral e implantologia, desde o diagnóstico até ao tratamento e à documentação final.

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligência Digital

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



1. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PLANEAMENTO DO TRATAMENTO.



Implantmed Plus inclui
**Formação em
Vídeo Conferência**
Personalizado



4. DOCUMENTAÇÃO



Vídeo
Implantmed
Plus II

3. SUPERVISÃO E APOIO À TOMADA DE DECISÕES.



2. CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO E TRATAMENTO.

O **Implantmed Plus II** é como uma mão extra que auxilia na sala de operações. O seu objetivo é oferecer aos utilizadores o melhor apoio possível e a máxima eficiência, seja na colocação de implantes ou na extração de dentes do siso.



implantmed PLUS II

Catálogo interativo: Clique nos botões

OSSTELL
UNA COMPANIA W&H

* Consulte as condições em wh.com

EU-MDR
2017/745
Normativa europeia obrigatória
que garante a segurança dos
dispositivos médicos.

Cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia

Implantmed Plus II

O seu novo assistente inteligente para cirurgia oral

O Implantmed Plus II está a tornar-se um assistente indispensável no bloco operatório. O seu objetivo é otimizar a eficiência do utilizador, tanto durante a colocação de implantes como durante a extração dos dentes do siso.

Novo!



Função de digitalização

Com a função de digitalização integrada e a ligação ao ioDent®, a documentação manual, morosa, dos materiais utilizados, como implantes e biomateriais, passa a ser coisa do passado.



Liberdade de movimentos

Graças ao pedal de controlo sem fios, pode selecionar a sua posição ideal dentro da sua área de trabalho.



ioDent® incluído

Plataforma na nuvem para armazenamento de dados, planeamento do tratamento e atualizações automáticas de software.



Função de documentação

Armazena automaticamente dados do tratamento cirúrgico (gráfico de torque, valor ISQ, implantes e biomateriais), gerando relatórios com relevância forense.



Light-Guide

Garante uma orientação imediata mesmo em situações de stress, indicando a aplicação em uso e eventuais erros



Função CCW

Preserva e compacta o osso para alcançar uma melhor estabilidade mecânica do implante, especialmente em osso esponjoso. O programa foi desenvolvido para utilização com brocas de osteodensificação.

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligência Digital

Mais info
Implantmed
Plus II

Novo!

Módulo Piezomed Plus II

O Módulo Piezomed Plus II liga-se facilmente ao motor Implantmed Plus II através de um mecanismo deslizante, sem necessidade de cabos nem de fonte de alimentação adicional.

O Módulo Piezomed Plus II é compatível exclusivamente com o Implantmed Plus II.



Módulo Piezomed Plus II

- Microprocessador de última geração
- Potência de 24 W
- Peça de mão com luz SA-40 L
- Deteção automática do inserto
- Trocador de insertos
- Biblioteca de insertos
- 6 linhas de irrigação

€ 4.300 3.800

-6.745€ Ref. 90000421

Oferta**
**Ao comprar junto com
Implantmed Plus



Implantmed Plus II PEDAL CON CABLE

- Implantmed PLUS II SI-2100
- Pedal com cabo S-N3
- Micromotor COM luz EM-19 LC
- Contra-ângulo WS-75 L

€ 4.895 4.395

-6.699€ Ref. 99700076

Renove*
Ref. 99700080



Implantmed Plus II PEDAL INALÁMBRICO

- Implantmed PLUS II SI-2101
- Pedal sem fios S-NW3
- Micromotor COM luz EM-19 LC
- Contra-ângulo WS-75 L

€ 4.896 4.395

-6.999€ Ref. 99700077

Renove*
Ref. 99700081



Implantmed Plus II PEDAL INALÁMBRICO FUNCIÓN SCAN

- Implantmed PLUS II SI-2102
- Pedal sem fios S-NW3
- SCAN - Función de digitalización
- Micromotor COM luz EM-19 LC
- Contra-ângulo WS-75 L

€ 5.250 4.750

-7.519€ Ref. 99700078

Renove*
Ref. 99700082



Implantmed Plus inclui
Formação em
Vídeo Conferência
Personalizado



Cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia

Implantmed Plus

Motor para cirurgia oral e implantologia.

O Implantmed Plus evita a necrose óssea graças à sua função especial de roscagem. Regista automaticamente todos os valores de inserção do implante numa pen USB, permitindo um tratamento ajustado e personalizado. Além disso, permite avaliar a estabilidade do implante através da conectividade com o Beacon, determinando o momento ideal para a carga.



Avalie a estabilidade do implante

O valor ISQ* permite monitorizar de forma objetiva e não invasiva o progresso do processo de cicatrização (osteointegração) em cada paciente, garantindo uma transição segura para a fase protética.

*Implant Stability Quotient



Liberdade de movimentos

Graças ao pedal de controlo sem fios, pode escolher a sua posição ideal dentro da área de trabalho.



Evite a necrose

A função especial de roscagem evita a necrose do osso.



Avalie a estabilidade primária

O gráfico de torque permite-lhe determinar objetivamente a estabilidade primária e, assim, evitar erros na escolha clínica após a fase de inserção (tempo de cicatrização).



Potência máxima

O torque máximo do micromotor é de 6,2 Ncm, permitindo-lhe trabalhar com a potência adequada dentro de uma gama de rotações do micromotor que varia entre 200 e 40.000 rpm, mantendo-se na tensão nominal.



Utilize consumíveis originais!

Só a utilização das linhas de irrigação W&H garante uma irrigação perfeita, sem fugas.

Linhas de irrigação descartáveis


€ 79,92

Pack de 6 linhas Ref. 04363600

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligência Digital

Mais info
Implantmed
Plus



Implantmed Plus inclui
**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizada**



Kit C-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › **Contra-ângulo WI-75 E/KM**

€ 3.735 3.210

-5.299€ Ref. 99600426

Renove*
Ref. 99600452



Kit C-02 com luz LED+ Autogerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › **Contra-ângulo WS-75 LG**

€ 4.050 3.525

-5.998€ Ref. 99600427

Renove*
Ref. 99600453



Kit W-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal sem fios S-NW
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › **Contra-ângulo WI-75 E/KM**

€ 4.050 3.525

-5.996€ Ref. 99600429

Renove*
Ref. 99600455



Kit W-02 com luz LED+ Autogerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal sem fios S-NW
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › **Contra-ângulo WS-75 LG**

€ 4.365 3.840

-6.695€ Ref. 99600430

Renove*
Ref. 99600456

implantmed PLUS

Módulo Piezomed Plus

A modularidade dos Módulos Piezomed permite configurar o dispositivo tanto para implantologia como para piezocirurgia, utilizando o mesmo pedal, a mesma bomba e uma única linha dupla de irrigação.

O Módulo Piezomed Plus é compatível apenas com o Implantmed Plus.



Módulo Piezomed Plus

- › Microprocessador de última geração
- › Potência de 24 W
- › Peça de mão com luz SA-40 L
- › Detecção automática do inserto
- › Trocador de insertos
- › Biblioteca de insertos
- › 6 linhas de irrigação

€ 4.300 3.800

-5.775€ Ref. 90000350

Oferta**
**Ao comprar junto com
Implantmed Plus



Catálogo interativo: Clique nos botões

* Consulte as condições em wh.com

Cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia

Implantmed Classic SI-923 Motor de Implantologia

O Implantmed destaca-se, acima de tudo, pela facilidade de utilização, pelo seu motor potente e pela função de roscagem para realizar roscas no osso.

Graças à sua utilização intuitiva, todos os programas podem ser facilmente programados através dos controlos da unidade ou do pedal de controlo.



Implantmed Classic SI-923 Kit A sem luz

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › Novo micromotor SEM luz** EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM

€ 2.935

-5.982€ Ref. 99600494



Implantmed Classic SI-923 Kit B com luz Autogerada

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › Novo micromotor SEM luz** EM-19
- › Contra-ângulo WS-75 LG

€ 3.250

-5.691€ Ref. 99600495

Piezocirurgia

Piezomed Classic Motor de cirurgia óssea ultrassónica

Graças à inovadora tecnologia ultrassónica, atua com grande precisão exclusivamente sobre a substância óssea, sem danificar os tecidos moles circundantes.



EX1
Exodontia




S1
Abertura da
janela sinusal



S2
Abertura da
janela sinusal



S3
Separação da
membrana sinusal



B3
Remodelação óssea
e colheita óssea
atraumática



B7
Corticotomias
precisas e
minimamente
invasivas.

Kit Insertos Oral Surgery

Inclui: Insertos EX1, S1, S2, S3, B3, B6 e caixa do pontos.

€ 890

-1.242,82€ Ref. 99600599



Video
Utilizações do Piezomed



Reconhecimento automático do inserto

O Piezomed Classic reconhece automaticamente o inserto a utilizar e atribuem-lhe o grupo de potência correto.



Kit Special Elevação seio

Insertos para a elevação do seio maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5



Kit Bone Cirurgia óssea

Insertos para cirurgia óssea: corticotomia, split crest, bone grafting, enxerto do bloco, remodelação óssea.

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Inserto B6 / B7

Inserto de serra circular, máxima eficiência de corte e mínimo espessura (0,25 / 0,30mm). PERMITE REALIZAR OSTEOTOMIAS EM ZONAS DE ABORDAGEM CIRÚRGICA COMPROMETIDA, ONDE AS SERRAS NORMAIS NÃO CHEGAM.

€ 160

-246€ Ref. 07022500 / 07022600

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal




Anel LED inovador

A peça de mão com LED dos Piezomed Classic, ao não projetar sombras, proporciona uma iluminação ideal do campo operatório.




Refrigeração eficaz na zona de trabalho

O fornecimento de refrigerante atravessa o inserto até ao ponto de trabalho, garantindo uma refrigeração ideal do inserto e do tecido duro a tratar.



Piezomed inclui
**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizado**

3 2 1 0 0



Piezomed Classic KIT BONE

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Pedal com cabo, chave, 3 linhas de irrigação e caixa de esterilização

€ 5.245

-9.367€ Ref. 30078000



Piezomed Classic KITS BONE y SPECIAL

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
- › Pedal com cabo, chave, 3 linhas de irrigação e caixa de esterilização.

€ 5.725

-10.215€ Ref. 99600498

Instrumentos de Cirurgia

Luz Mini LED+ Autogerada

O instrumental da W&H oferece uma iluminação perfeita da zona de tratamento graças à sua Luz Mini LED+.

INOVAÇÃO
Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Mais info Instrumentos

Zygoma SZ-75

para implantes zigomáticos



ZYGOMA SZ-75
› Sem luz
› Spray externo
› Peça de mão 20:1
› Desmontável

€ 1.865

~~2.569 €~~ Ref. 30095000



Iluminação perfeita

Devido ao seu tamanho, o Mini LED+ pode ser integrado muito próximo da ponta, oferecendo assim uma iluminação perfeita.



WS-75 LG
› Mini LED+ Autogerada
› Spray externo
› Contra-ângulo 20:1
› Desmontável

€ 1.310

~~1.861 €~~ Ref. 30032000



Sempre Novo

Graças ao seu revestimento único, os instrumentos ficam protegidos contra riscos.



WS-75 L
› Mini LED+ contínua
› Spray externo
› Contra-ângulo 20:1
› Desmontável

€ 1.210

~~1.648 €~~ Ref. 30033000



Luz em equipamentos sem luz

O seu gerador roda juntamente com a fresa, produzindo corrente suficiente para alimentar o Mini LED+.



WI-75 E/KM
› Sem luz
› Spray externo
› Contra-ângulo 20:1
› Não desmontável

€ 835

~~1.252 €~~ Ref. 10207550



Desmontáveis sem ferramentas

Permitem uma limpeza especialmente profunda, de forma rápida e simples.



WS-91 LG 45°
› Mini LED+ Autogerada
› Spray triple
› Contra-ângulo 1:2,7
› Desmontável

€ 1.315

~~1.715 €~~ Ref. 30048000



S-11LG
› Mini LED+ Autogerada
› Spray externo
› Peça de mão 1:1
› Desmontável

€ 1.310

~~1.832 €~~ Ref. 30057000



S-11
› Sem luz
› Spray externo
› Peça de mão 1:1
› Desmontável

€ 835

~~1.193 €~~ Ref. 30056000

Acessórios

Garanta a durabilidade do seu equipamento W&H

Linhas de irrigação descartáveis
Só a utilização das linhas de irrigação da W&H garante uma irrigação perfeita, sem fugas.

€ 79,92

Pack de 6 linhas Ref. 04363600

Nova linha de irrigação dupla
Linha de irrigação com duas saídas, necessária para a utilização conjunta do Módulo Piezomed e do Implantmed Plus.

€ 81,09

Pack de 6 linhas Ref. 08072750

Clipe do tubo de spray preto com tubo externo para refrigeração do sistema Kirschner/Meyer. Compatível com **WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G e WS-75LED G**

€ 48,66

Ref. 04757101

Clipe do tubo de spray preto sem tubo externo. Compatível com **WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G e WS-75LED G**

€ 48,66

Ref. 05051001

Clipe do tubo de spray verde com tubo interno para refrigeração do sistema Kirschner/Meyer. Compatível com **WS-75, WS-75 L, WS-75 LG, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L**

€ 47,43

Ref. 06946300 (diestros) / 06948300 (zurdos)

Cirurgia oral e implantologia


Osstell

Medição da estabilidade do implante.

O Osstell mostra de imediato quando um implante está osteointegrado e pronto para carga.

Os dados podem ser guardados de forma segura na plataforma Osstell Connect ou, se estiver ligado ao Implantmed Plus, numa memória USB para posterior comparação.

OSSTELL
UNA EMPRESA W&H



Osstell Classic

- Controlo da osteointegração e avaliação da estabilidade do implante através do valor ISQ¹
- Sem fios

€ 1.695

2.562€ Ref. 08086148

Osstell Beacon

- Controlo da osteointegração e avaliação da estabilidade do implante através do valor ISQ¹
- Iluminação cromática em função do valor ISQ¹
- Conectividade com a plataforma Osstell Connect
- Sem fios

€ 1.990 10 SmartPegs¹ Gratis²

3.449€ Ref. OS103000

¹Registrando seu dispositivo no Osstell Connect.



Aumenta a confiança dos seus pacientes

Uma forma de aumentar a confiança dos pacientes no sucesso do seu tratamento, através de um relatório que podem consultar e guardar.



Acompanhamento de estatísticas

Compreenda e melhore os métodos e o nível de sucesso dos tratamentos, graças ao acesso a informações clínicas que o ajudarão a planear o melhor tratamento para os seus pacientes.



Baseie as suas decisões em dados

Obtenha informações sobre como os protocolos de carga, as marcas de implantes que utiliza e as características de risco dos seus pacientes influenciam o tempo de cicatrização individual de cada caso.



SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTIFICAMENTE VALIDADOS** COMO COMPATÍVEIS CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	125€/caja	25,00€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	120€/caja	24,00€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	110€/caja	22,00€/unid.
4 CAJAS	20 unid.	99€/caja	19,80€/unid.

SMARTPEG DESDE

€ 19,⁸⁰

SOLICITE O SEU MODELO

Produto disponível apenas numa caixa de 5 unidades. As caixas podem ser de distintos modelos.


INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal

Osstell Connect é a plataforma gratuita online que o ajuda a planear e tomar decisões com base nas características do paciente e nos tratamentos com implantes, otimizando os períodos de cicatrização.

O Osstell Connect é o maior portal online do mundo, com mais de meio milhão de medições realizadas.

Vantagens do Osstell Connect:



Os valores ISQ¹ são apresentados num círculo cromático que fornece informação sobre o grau de osteointegração:

- Círculo vermelho: estabilidade reduzida, ISQ <60
- Círculo amarelo: estabilidade média
- Círculo verde: estabilidade elevada, ISQ ≥70



O coeficiente de estabilidade do implante (ISQ) não tem uma correlação linear com a micromobilidade, que diminui > 50% entre 60 e 70 ISQ. Sua escala varia de 1-100 ISQ.

* Consulte as condições em wh.com

Descarregue o Guia Osstell

Cirurgia oral e implantologia

Plan Renove Cirurgia W&H

Actualice su material quirúrgico al mejor precio

Com o Plan Renove W&H, entregue-nos o seu motor ou instrumentos cirúrgicos antigos de qualquer marca e aproveite para desfrutar de um preço de renovação imbatível.

RENOVE

Consulte todas as **Promoções RENOVE** para Implantmed Plus na página do produto.



Kit NOVO Implantmed Plus II

- › Implantmed Plus II
- › Pedal com ou sem cabo
- › Micromotor **COM** luz EM-19 LC
- › **INCLUI CONTRA-ÂNGULO**

A partir de

€ 4.395

-6.998€ Ref. 99700076

Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal com ou sem cabo
- › Micromotor com ou sem luz

A partir de

€ 2.620

-4.047€ Ref. 99700039

Kit Implantmed Plus SI-923

- › Implantmed SI-923
- › Pedal com ou sem cabo
- › Micromotor com ou sem luz
- › **INCLUI CONTRA-ÂNGULO**

A partir de

€ 3.210

-5.299€ Ref. 99600452

Implantmed Classic SI-923

- › Implantmed SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor EM-19 sem luz

A partir de

€ 2.255

-3.880€ Ref. 99600501

*Nos planos Renove, a garantia do produto é a original, sem possibilidade de extensão. O PLANO RENOVE NÃO É ACUMULÁVEL COM OUTRAS OFERTAS. Consulte as condições em wh.com

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal

EU-MDR
2017/745

Normativa europeia obrigatória
que garante a segurança dos
dispositivos médicos.



Implantmed Plus inclui
**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizada**

WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, Email icons



Contacte o seu distribuidor W&H

Contacte o seu distribuidor habitual para efetuar o seu pedido de condições do "PLAN RENOVE".



O seu distribuidor solicita-nos a Renove

O seu distribuidor habitual informar-nos do material solicitando-nos as condições do "PLAN RENOVE".



Envio do material antigo à W&H

A W&H solicitará o envio para as suas instalações de Valência do material antigo. O porte deste envio será pago pela W&H, consulte as condições contactando o número **+34 963 532 020**



Envio do novo material as suas instalações

Quando o material antigo se encontrar nas instalações de Valência da W&H, proceder-se-á ao envio do material novo nas condições publicadas do "PLAN RENOVE".



WS-75 LG

- › Mini LED+ Autogerada
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Desmontável

€ 895

-1.861€ Ref. 99600459



WS-75 L

- › Mini LED+ contínua
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Desmontável

€ 1.045

-1.648€ Ref. 99600603



WI-75 E/KM

- › Sem luz
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Não Desmontável

€ 640

-1.252€ Ref. 99600460



S-11 / S-11 LG

- › Sem luz / Mini LED+ Autogerada
- › Spray externo
- › Peça de mão 1:1
- › Desmontável

€ 640 975

-1.199€ Ref. 99600502

S-11 LG

-1.882€ Ref. 99600503



Micromotor Implantmed SI-923/2006-2011

- › Sem Luz
- › Cabo de 1,8 metros

€ 765

-1.338€ Ref. 99600504

Motor de laboratório Perfecta

Perfeito para trabalhar com todo o tipo de materiais, incluindo óxido de zircónio e cerâmicas técnicas.

Graças ao número de rotações otimizado – facilmente regulável a partir do pedal de controlo com função ON/OFF – e à peça de mão multiplicadora, o Perfecta 900 é ideal para o processamento de todos os tipos de materiais, até mesmo óxido de zircónio e outras cerâmicas técnicas avançadas.



Peça de mão protética LA-66 Con Função de emissão de ar

A peça de mão da prótese remove as aparas e o pó muito facilmente. Isto também limpa o sistema de fixação. Disponível nos modelos 600/900



Peça de mão multiplicadora MECANIZAÇÃO DE PRECISÃO

A velocidade do motor é ideal para a mecanização de todos os tipos de cerâmica. O pulverizador triplo pode ser facilmente ligado. Protege contra micro-fendas e assegura um arrefecimento ótimo.



Motor elétrico de grande capacidade de penetração

Com um número de rotações constante e um silêncio excecional. A sua forma ergonómica garante um trabalho muito mais confortável.



Comando de controlo

Proporciona um controlo simples, com todas as funções e estados de funcionamento visíveis. No conjunto Perfecta 900, permite ainda alternar entre uma peça de mão e outra.



Mais info
Perfecta

Perfecta 900

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › Função de pulverização integrada
- › Motor sem escova
- › Controle com display digital
- › Programas automáticos
- › Abastecimento de água interno/externo
- › **Peça de mão multiplicadora**

€ **2.420**

~~2.999€~~ Varias referencias

Perfecta 900 Kit Especial 2 en 1

- › Motor sem escova
- › Controle externo com display digital
- › Abastecimento de água interno ou externo
- › **Função integrada de emissão de ar**
- › Programas automáticos
- › **Peça de mão multiplicadora**
- › **Peça de mão protética LA-66**

€ **3.445**

~~4.525€~~ Varias referencias

Peça de mão protética LA-66

- › 1.000 a 50.000 r.p.m.
- › Torque 7.8 Ncm
- › **Função de sopro**
- › Cabo para LA-66



Peça de mão multiplicadora Turbina de laboratório

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › **Função spray**



Perfecta 300

- › 1.000 a 40.000 r.p.m / Torque 5,5 Ncm
- › Peça de mão LA-66 com cabo
- › Motor sem escova
- › Controle com display digital
- › Programas automáticos

€ **1.565**

~~1.993€~~ Varias referencias

Perfecta 600

- › 1.000 a 50.000 r.p.m. / Torque 7.8 Ncm
- › Peça de mão LA-66 com cabo
- › Motor sem escova
- › Controle com display digital
- › Programas automáticos
- › **Função integrada de emissão de ar**

€ **2.045**

~~2.590€~~ Varias referencias

Serviço

Serviço Pós-venda 24/7 W&H

Atendemo-lo através dos nossos diversos canais para lhe oferecer um **Serviço Pós-venda rápido e fiável.**

INOVATENÇÃO
Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



3 Anos de Garantia

Todos os produtos deste catálogo beneficiam de 3 Anos de Garantia ao serem registados em **wh.com** durante o período de garantia original, exceto Osstell Classic, Thed, Thed+ e Plano Renove.

Web

- › Vídeos de aplicação
- › Tutoriais, FAQ e downloads
- › Resolução de problemas



Plataforma Online W&H

- › Extensão da Garantia
- › Registo de produtos
- › Envio de reparações



ProService



Orçamento e transporte gratuitos

Todos os nossos envios são seguros pela nossa agência de transporte.



Aconselhamento técnico

O nosso serviço de apoio ao cliente especializado irá fornecer-lhe aconselhamento personalizado sobre a reparação e manutenção dos seus produtos W&H.

Neste link explicamos-lhe como enviar os seus produtos para o nosso serviço técnico e, assim, beneficiar de múltiplas vantagens, como **portes gratuitos, acompanhamento das reparações enviadas e histórico dos seus produtos...**



Peças de substituição originais W&H

Reparação pormenorizada efectuada pelo próprio fabricante, substituindo apenas o que é necessário para um funcionamento ótimo. Tudo de acordo com as normas MDR, para que o seu produto W&H não perca a sua qualidade original.

Até 12 meses de garantia nas nossas reparações.



Acesso Plataforma W&H



Serviço Expresso

reparação do seu equipamento o mais rapidamente possível, uma vez aceite o orçamento.



Equipamento de substituição

A W&H possui equipamentos cirúrgicos e esterilização de substituição. Consulte condições e disponibilidade.

Serviço

Apoio ao Cliente

O nosso principal objetivo é oferecer-lhe o melhor apoio, tanto comercial como formativo, em toda a gama de produtos e serviços W&H.


Se precisar de aconselhamento sobre os produtos W&H, não hesite em contactar a nossa equipa comercial.

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca

**Atendimento personalizado
em Portugal**

Na W&H colocamos à sua disposição todos os canais de comunicação para lhe oferecer o melhor serviço.



Telefone

Contacte-nos de forma tradicional para esclarecer qualquer dúvida através do telefone.

+34 96 353 20 20



WhatsApp

Para uma comunicação mais rápida, com possibilidade de partilhar ficheiros e fotografias, escreva-nos para o telemóvel!

+351 912 593 995



Email

Envie-nos um email com o seu pedido e responderemos com a maior brevidade possível.

oficinas.es@wh.com



Online / Presencial

Também pode visitar-nos nas nossas instalações em **Valência (Espanha)** ou agendar uma reunião online.

C/Canónigo Tárrega, 33

Contacto
Web



Ángela Paredes
DIRETORA W&H Ibérica
+34 96 353 20 20
angela.paredes@wh.com

Francisco López
DIRETOR COMERCIAL
+34 635 231 663
francisco.lopez@wh.com

Cirurgia oral e implantologia

Plan Renove Cirurgia W&H

Atualize o seu material cirúrgico pelo melhor preço

Com o Plan Renove W&H, entregue-nos o seu motor ou instrumentos cirúrgicos antigos de qualquer marca e aproveite para desfrutar de um preço de renovação imbatível.



RENOVE 2. A partir de 255€

~~3.830€~~
Ref. 99600501

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valência, Espanha

+34 96 353 20 20

+351 912 593 995

+351 912 593 995

oficinas.es@wh.com

wh.com



Contacte-nos por WhatsApp
comunicação direta e rápida

+34 609 333 378

Promoções válidas até **31 de julho de 2026** salvo erro tipográfico. Preços: transporte, instalação e 23% IVA NÃO INCLuíDOS. Fotografias orientativas. Os acessórios e complementos adicionais mostrados não estão incluídos no conteúdo fornecido.

* Consulte as condições em wh.com