



EU-MDR
2017/745

Ofertas válidas de Outubro a Dezembro de 2026

Novidades & Ofertas

Catálogo interativo: Clique nos botões



INOVATENÇÃO
Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Restauração & Prótese

Instrumental de clínica

Turbinas e contra-ângulos, uma solução para cada tratamento.



Maior proteção contra o risco de infecção cruzada

Turbinas com cabeça higiénica¹ e válvula anti-retorno² que ajudam a prevenir a infecção cruzada.




¹ Sistema exclusivo W&H patenteado na Europa e nos EUA ² Nas turbinas com ligação W&H Roto Quick® a válvula anti-retorno encontra-se no acoplamento.



Trabalhe sem sombras para uma maior precisão

O único anel esterilizável do mundo com 5 LEDs, que proporciona iluminação sem sombras na zona de tratamento.



Evite fadiga em tratamentos longos

O seu design leve e com vibrações reduzidas facilita os tratamentos prolongados.



GRÁTIS!
1 garrafa de Service Oil F1
com cada instrumento incluído nestas promoções.



Turbinas até 28W

Turbina Vision TK-98 L & RQ-24

- Anel LED+
- x5 11,5
- 28W/360.000RPM
- Resistente a riscos

Ligação W&H
Ref. 99600021
1.210€
-2.164€

Turbina Fusion TG-98 L & RQ-24

- Luz LED+
- x4 11,5
- 28W/360.000RPM
- Resistente a riscos

Ligação W&H
Ref. 99600020
830€
-1.597€

Turbina Fusion TG-98 L/LM

- Luz LED+/Luz
- x4 11,5
- 28/29W/360.000RPM
- Resistente a riscos

Ligação W&H/Multiflex***
Ref. 30001000 / 30003000
630€
-1.141€

Turbina Alegra TE-98 LQ & RQ-54

- LED+ Autogerada
- x3 12,2
- 18W/330.000RPM
- Resistente a riscos

Ligação W&H
Ref. 99600191
710€
-1.266€

Turbina Alegra TE-95 RM

- Sem luz
- x1 12,2
- 18W/330.000RPM
- Resistente a riscos

Ligação de 4 vias
Ref. 30075000
360€
-617€



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Synea Power Edition

Para os materiais mais duros.

- 1:4
- x3
- 10,7



Contra-ângulo Synea Power Edition WK-900 LT

- Luz
- Resistente a riscos
- Ref. 30418000
1.510€
-1.861€

Contra-ângulo Synea Power Edition WG-900 LT

- Luz
- Ref. 30459000
1.200€
-1.419€



Contra-ângulo Synea Power Edition WG-900 A

- Sem luz
- Ref. 30460000
930€
-1.144€

Contra-ângulos

Contra-ângulo Fusion WG-99 A

- 1:5
- Sem luz
- x4
- 9,5

Ref. 30008000
615€
-1.100€

Contra-ângulo Fusion WG-99 LT

- 1:5
- Luz
- x4
- 9,5

Ref. 30007000
825€
-1.443€

Contra-ângulo Fusion WG-56 A

- 1:1
- Sem luz
- x1
- 9,5

Ref. 30010000
500€
-893€

Contra-ângulo Fusion WG-56 LT

- 1:1
- Luz
- x1
- 9,5

Ref. 30009000
555€
-1.011€

Contra-ângulo Alegra WE-99 LED G


- 1:4,5
- LED+ Autogerada
- x3
- 10,1

Ref. 10259900
850€
-1.465€

Contra-ângulo Alegra WE-56 LED G

- 1:1
- LED+ Autogerada
- x1
- 10,1

Ref. 10255600
620€
-1.087€



Soluções W&H

Um fluxo passo a passo para gerir a higiene com mais segurança e eficiência.

O fluxo de trabalho W&H AIMS orienta os profissionais de saúde ao longo de sete etapas de reprocessamento e inclui também informações sobre a prevenção de infeções ambientais no ambiente dentário, proporcionando maior proteção e segurança aos profissionais e aos seus pacientes.

aims Advanced Infection Prevention Management Solutions

EU-MDR ✓



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



PASSO 01

Desinfeção prévia dos instrumentos utilizados

A fase de desinfeção prévia do instrumental utilizado é crucial para reduzir a contaminação bacteriana e minimizar o risco de infeção cruzada dos profissionais durante o transporte e a limpeza do instrumental.

- › Desinfeção BePro



PASSO 02

Limpeza

Uma limpeza adequada e exaustiva é essencial para garantir a eliminação de todos os resíduos biológicos, visíveis e invisíveis, do instrumental. Este passo é crucial para o sucesso dos passos posteriores.

- › U-Son 3 litros
- › U-Son 6 litros



PASSO 03

Desinfeção

A fase de desinfeção é necessária para reduzir a carga de agentes patogénicos nos instrumentos, bem como o risco de infeção cruzada, e prepará-los para a esterilização.

- › Thed
- › Thed+



PASSO 04

Inspeção e manutenção

É fundamental realizar uma inspeção minuciosa, uma manutenção adequada e a verificação de todo o instrumental limpo e desinfetado. Isto garante a sua funcionalidade e durabilidade. Além disso, minimiza-se o risco de infeção, tanto para os profissionais como para os pacientes, ao identificar instrumental danificado ou sujo.

- › Assistina One
- › Assistina Twin



PASSO 05

Embalagem

O objetivo da embalagem é manter a esterilidade do material durante o armazenamento. A selagem deve proporcionar uma barreira contra os microrganismos e proteger os instrumentos do ambiente exterior.

- › Seal2



PASSO 06

Esterilização de classe B

A esterilização garante a eliminação de agentes patogénicos que podem causar infeções. Todos os instrumentos devem ser esterilizados para garantir a sua segurança desde a primeira utilização.

- › Esterilizadores de 3 a 38 litros
- › Tratamento da água



PASSO 07

Rastreabilidade e armazenamento

A escolha do local de armazenamento adequado garante a manutenção das condições de esterilidade. É fundamental armazenar os instrumentos embalados num local seco e sem pó para estarem prontos e seguros para uso.

- › Rastreabilidade EliSafe

ioDent[®]
ioDent[®] Cloud
Inteligência Digital

Limpeza

Ultrassons U-Son Limpeza segura

A limpeza por ultrassons é um procedimento moderno, seguro e eficaz, que garante uma limpeza ótima no menor tempo possível. O efeito de cavitação, gerado pela utilização de ultrassons, é capaz de eliminar até os depósitos mais difíceis, presentes em zonas que, de outro modo, seriam de difícil ou impossível acesso, reduzindo ainda o risco de lesões ou infeções que podem ocorrer durante a limpeza manual.



U-Son 6 litros


- › Capacidade do tanque: 6 litros
- › Câmara de aço inoxidável
- › Três transdutores
- › Temperatura programável
- › Temporizador programável
- › Desgaseificação automática (Degas)

Ref. 19600005

975€
1.189€

Desinfecção

Termodesinfetador Thed e Thed+ Limpeza e desinfecção



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Até 240 instrumentos e ciclos a partir de apenas 35 minutos

Único com dois níveis de lavagem para limpar e desinfetar até 240 instrumentos ou 16 kg de carga. O Eco Dry reconhece a quantidade de carga e ajusta o tempo de secagem.



Substitua os cartuchos facilmente

Sistema de cartuchos integrados de substituição fácil e segura.



Dedique menos tempo a configurar cada carga

Programas automáticos em função da carga, otimizando a duração do ciclo, o consumo de água, eletricidade e produtos químicos (Thed+).



thed



Os novos termodesinfetadores Thed+ e Thed oferecem um desempenho excecional de limpeza e desinfecção, máxima flexibilidade de carga, tempos de reprocessamento otimizados e muito mais, respondendo às necessidades das clínicas mais exigentes.

- › Otimização do tempo
- › Máxima eficiência
- › Limpeza sem concessões
- › Maior vida útil do instrumental
- › Menos tarefas manuais para a equipa
- › Trabalhe com um ou dois cestos, em função dos requisitos da carga

Thed

- › Dois níveis de lavagem até 16 kg de carga
- › Ciclo de lavagem padrão, com secagem incluída, em 84 minutos (Ciclo rápido em 68 minutos)
- › Programa para instrumentos de transmissão: 55 minutos
- › Secagem ativa com filtro HEPA H13
- › Conectividade completa com ioDent® e App W&H Steri
- › Ecrã tátil fácil de usar
- › Dosagem automatizada de detergentes
- › Disponível em versão monofásica

Thed de mesa
Ref. 21050000

7.195€
8.599€

Thed de chão
Ref. 21051000

7.835€
9.369€

Escolha os acessórios Thed que melhor se adaptam ao seu fluxo de trabalho.



Thed+

Inclui todas as características do Thed, mais:

- › Ciclo padrão com secagem: 55 minutos (ciclo rápido: 43 minutos), na versão trifásica
- › Programa para instrumentos de transmissão: 35 minutos
- › Iluminação no interior da câmara de lavagem
- › Luzes LED para indicação do estado do dispositivo
- › Reconhecimento automático dos cestos
- › Reconhecimento automático das tiras de injetores
- › Reconhecimento automático da carga
- › Recomendação inteligente do ciclo
- › Otimização do tempo de ciclo, consumo de água, energia e produtos químicos
- › Disponível em versão monofásica ou trifásica

Thed+ de mesa
Ref. 21055000

8.645€
10.932€

Thed+ de chão
Ref. 21056001

9.645€
11.515€



Oferecemos aconselhamento personalizado para a compra e instalação do seu novo termodesinfetador Thed.

Catalina García, Serviço de Atendimento ao Cliente

Manutenção Assistina

Limpeza e lubrificação



Complete a manutenção do instrumental em apenas 10 segundos

Limpeza e lubrificação automáticas com uma única pulsação.



Mude rapidamente entre instrumentos e reduza as interrupções

Os adaptadores Quick Connect simplificam o trabalho diário.



Reduza o consumo e o custo da manutenção diária do seu instrumental

Um Care Set Oil oferece um desempenho equivalente a 20 garrafas de óleo.



Em 90% dos casos, as reparações prematuras das peças de mão devem-se a uma manutenção inadequada. A nossa solução: Assistina!



Manutenção Assistina ONE

- 18 seg./instrumento
- Set para 2.800 ciclos
- Quick RM e Quick ISO
- Filtro HEPA

Ref. 30398003
1.395€
-1.919€

Assistina One Care Set MB-301

- W&H Activefluid 200 ml
- W&H Service Oil F1 200 ml
- Filtro HEPA

Ref. 08064970
130€

Manutenção Assistina TWIN

- 10 seg./instrumento
- Câmara dupla
- Set para 2.800 ciclos
- Quick RM e Quick ISO
- Filtro HEPA

Ref. 30310003
2.495€
-3.336€

Assistina Twin Care Set

- W&H Activefluid, MC-302
- W&H Service Oil F1, MD-302
- Filtro HEPA

Ref. 07484000
137€

Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Pistola de ar Q-Dry

Q-Dry oferece uma solução de secagem interna ideal para as peças de mão após os processos de limpeza.


Ref. 19723118
159€
-189€

Pack de 6 garrafas de óleo Sintético Service Oil F1

Desenvolvido para a manutenção de turbinas, peças de mão e contra-ângulos, instrumentos de cirurgia, scalers e micromotores pneumáticos.


Pack de 6 garrafas MD-400 (400 ml)

Ref. 10940021
249€




Bocal para contra-ângulos e peças de mão

Ref. 02038200
11,86€




Bocal para turbinas e micromotores de ar com ligação fixa

Ref. 02036100
11,86€



Bocal para produtos com ligação Multiflex®

Ref. 04396100
15,06€



Bocal para turbinas, micromotores e scalers de ar W&H com ligação RotoQuick®

Ref. 02229200
11,86€

Embalagem

Seal²

Selagem perfeita em 2 segundos



Sele as bolsas de forma uniforme e segura em apenas 2 segundos

Seal² cria uma selagem de 12 mm de largura. Sem risco de queimar a bolsa.



Unidade de Selagem Seal²

- Com superfície de trabalho
- Porta-rolos duplo
- Selagem de 12 mm de largura

Ref. 19722101
549€
-859€



Esterilização de classe B

Esterilizadores de classe B W&H

Fiáveis, rápidos e de baixo consumo

Todos os nossos esterilizadores, dos 3 aos 38 litros, **podem ser instalados numa bancada padrão de 60 cm de profundidade.**



ioDent®
ioDent® Cloud
Inteligência Digital



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Disponha antes do instrumental e reduza os tempos de espera entre tratamentos

A secagem adapta-se à carga, reduzindo o tempo do ciclo, prolongando a vida útil dos instrumentos e otimizando o consumo de energia.



Poupe água e energia no funcionamento diário da clínica

Os nossos esterilizadores são uma solução económica e ecológica.



Reduza os custos de manutenção durante a vida útil do equipamento

A primeira revisão técnica realiza-se apenas aos 4.000 ciclos.



Lisa MINI 5 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo do Ciclo
- › 2 Tabuleiros
- › De 3 a 7 ciclos, com cada depósito
- › **Ciclo curto S de 10 minutos, com carga até 1,5 kg**
- › Medidas em mm 440 L x 200 H x 666 P

Ref. 99700044

3.650€
5.705€

Lina 22 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo do Ciclo
- › 3 Tabuleiros
- › De 7 a 10 ciclos, com cada depósito
- › **Ciclo curto ECO B de 28 minutos, com carga até 0,5 kg**
- › Medidas em mm 465 L x 452 H x 646 P

Ref. 19952131

4.195€
8.554€

Lara 22 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo do Ciclo
- › 5 Tabuleiros com capacidade extra
- › De 7 a 15 ciclos, com um depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com carga não embalada até 2 kg**
- › Medidas em mm 465 L x 452 H x 646 P

Ref. 19942129

5.095€
9.208€

Nova Lisa 22 litros

- › Ecrã tátil a cores EliSense 5"
- › Registo do Ciclo
- › 5 Tabuleiros
- › De 7 a 15 ciclos, com um depósito de 4,8 l
- › **Ciclo S Fast de 13 minutos, com carga não embalada até 2 kg**
- › Medidas em mm 465 L x 452 H x 634 P

Ref. 19962100

6.895€
11.405€

Lara XL 28 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de Dados
- › 6 Tabuleiros
- › De 5 a 10 ciclos, com cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com carga não embalada até 2 kg**
- › Medidas em mm 492 L x 455 H x 614 P

Ref. 99600600

7.115€
10.471€

Lara XXL 38 litros

- › Ecrã tátil a cores
- › Registo de Dados
- › 6 Tabuleiros
- › De 5 a 10 ciclos, com cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com carga não embalada até 3 kg**
- › Medidas em mm 492 L x 455 H x 797 P


Ref. 99700068

9.895€
12.366€


Com os esterilizadores W&H Poupe até 5.000 € em 10 anos!

Os nossos esterilizadores consomem menos água e eletricidade e têm custos de manutenção inferiores ao mercado**, com a primeira revisão técnica apenas aos 4.000 ciclos.


**Estatísticas calculadas considerando uma média de 5 ciclos por dia (220 dias úteis); custo energético médio de 0,27 €/kWh; custo de produção de um litro de água bidestilada de 0,70 €.



Água



Eletricidade



Manutenção

Esterilização de classe B

Esterilizador Lisa

Esterilização eficiente com a máxima segurança



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Trazabilidade completa com menos esforço.

O EliTrace regista e documenta o processo ao nível de cada instrumento ou kit, sem necessidade de software ou PC adicionais.

Conheça o estado do ciclo num relance.

EliSense fornece informações visuais imediatas sobre o processo: ciclo em curso, finalizado, interrompido ou com algum erro.



Mais instrumental disponível. Menos esperas.

Eco Dry+ adapta automaticamente a secagem à carga para reduzir a duração do ciclo e otimizar o consumo.




Mais ecrã. Mais clareza. Mais fácil de usar.

O seu amplo ecrã tátil de 5 polegadas oferece uma excelente visibilidade e permite escolher entre modo claro e escuro para se adaptar a cada ambiente de trabalho.

Controle a esterilização sem estar constantemente atento ao equipamento.

ioDent® e a W&H Steri App permitem monitorizar o estado, receber avisos e aceder digitalmente às informações do equipamento.



ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligência Digital

Nova Lisa 22 litros

- Ecrã tátil a cores EliSense 5"
- Registo do Ciclo
- 5 Tabuleiros
- De 7 a 15 ciclos, com um depósito de 4,8 l
- **Ciclo S Fast de 13 minutos, para uma carga não embalada até 2 kg**
- Medidas em mm 465 L x 452 H x 634 P

Ref. 19962100

6.895€

11.495€

* Consulte as condições em wh.com



ioDent®

ioDent®

Assistente Inteligente para uma gestão mais eficiente da esterilização.

Mais controlo. Menos gestão. Mais tranquilidade para a sua clínica.



Documentação automática na nuvem

Todos os ciclos de esterilização são registados automaticamente e armazenados em segurança na nuvem.



Sempre preparado para inspeções

Aceda facilmente a toda a documentação necessária para auditorias e controlos regulamentares.



Monitorização inteligente do equipamento

Monitorização contínua para antecipar incidências e apoiar a intervenção técnica.



Esqueça transferências manuais

Poupe tempo administrativo: os dados são guardados automaticamente, evitando erros e perdas de informação.



Manutenção sob controlo

Receba avisos antecipados quando for necessário substituir consumíveis ou realizar a manutenção, evitando paragens inesperadas na sua clínica.



Software do esterilizador sempre atualizado

O seu equipamento mantém-se sempre atualizado com as últimas melhorias de desempenho e segurança, sem necessidade de intervenção manual.



Registo digital de ciclos de teste

Todos os controlos e verificações ficam documentados e disponíveis a qualquer momento.



Esterilização de classe B



Catálogo interativo: Clique nos botões

Consumíveis W&H

Proteja a vida útil do seu esterilizador W&H

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Teste Helix 250 tiras

Teste para verificar a eficácia da remoção do ar e da penetração do vapor durante a esterilização.

Ref. T800207X

175€




Teste Bowie & Dick

Testes de funcionamento para a verificação diária da eficácia na remoção do ar da câmara e penetração do vapor de água na câmara. Teste de penetração conforme ISO 11140-1 e ISO 11140-4.

Ref. T800002X

12,74€

Encomenda mínima de 20 unidades




Filtro antipó longo

Filtro antipó longo para Lisa (300,500) e Lina (MB e PRO).

Ref. F364502X

18,40€



Filtro antipó curto

Filtro antipó curto para Lisa 2019 e 2026, Lara e Lina RIK.

Ref. F364511X

15,06€



Filtro bacteriológico

Filtro bacteriológico válido para todos os esterilizadores W&H.

Ref. W322400X

31,55€



Junta da porta para Lisa Mini

Junta da porta de cor preta, para Lisa Mini.

Ref. F460550X

32,29€



Junta da porta

Junta da porta de cor cinzenta-escura, para Lisa, Lina e Lara.

Ref. F460504X

47,34€



Junta da porta para Lara XL e XXL

Junta da porta de cor preta, para Lara XL e XXL.

Ref. F460535X

45,23€

Ajudamo-lo a projetar a sua nova sala de esterilização ao melhor preço.

Kit Lina 02

- › Esterilizador Lina 22 litros
- › Unidade de selagem Seal2
- › Ultrassons U-Son 6 litros
- › Manutenção Assistina One

Ref. 99700053

5.695€

-12.506-€



Beatriz Romeu
Responsável de Logística



** As capacidades indicadas foram verificadas e calculadas com base nas relações habituais de aplicação e máquinas. Devido a fatores externos (por exemplo, a qualidade variável da água bruta e/ou o tipo de máquina), podem ocorrer desvios das presentes indicações de aproximadamente +/-10%.

Tratamento da água

W&H
135
YEARS
of innovation



Sistema de ósmose Lisa Osmo

Fornecer água desmineralizada de elevada qualidade para até 6 esterilizadores.

Ref. 19721143

1.250€

-1.678-€

Tratamento de água Multidem C27

Fornecer água desmineralizada de elevada qualidade

Condutividade da água de entrada**
50 µS/cm
100 µS/cm
200 µS/cm
300 µS/cm
400 µS/cm
500 µS/cm

Multidem C27 Capacidade do filtro
2250 litros
1130 litros
565 litros
375 litros
280 litros
225 litros

Ref. 19723112

335€

Multidem C27-620-€

Ref. 99600521

395€

Multidem C27 + Pistola -627-€



Rastreabilidade

Porque é essencial acompanhar os dados de esterilização?

A rastreabilidade permite reconstruir com precisão cada fase do ciclo de esterilização, registando todos os dados relevantes.

A utilização de sistemas informáticos aumenta o nível de qualidade e proporciona provas documentais mais fiáveis do que a simples gestão em papel.

O objetivo da rastreabilidade é garantir uma ligação fiável entre:

- › a carga
- › o ciclo de esterilização
- › os dados do paciente



Rastreabilidade EliSafe

- › Impressora de etiquetas
- › 1 Rolo 2.100 etiquetas
- › 1 Fita cera/resina
- › Leitor de código de barras
- › Para Lina RIK, Lara e Lisa VA 2019

Ref. 99600601

975€

-1.318,98-€

* Consulte as condições em wh.com



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal

Cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia

Guia para a clínica dentária do futuro

A W&H acompanha-o ao longo das diferentes etapas do tratamento em cirurgia oral e implantologia, desde o diagnóstico até ao tratamento e à documentação final.

ioDent®
ioDent® Cloud
Inteligência Digital

EU-MDR ✓




PASSO 01

Aquisição de imagens

Seethrough Max oferece uma qualidade de imagem extraordinária com um campo de visão FOV excepcionalmente amplo com baixa radiação. O design aberto e as dimensões generosas proporcionam maior conforto e facilidade de posicionamento do paciente, enquanto a colocação cara a cara facilita a interação entre o utilizador e o paciente.

- › Seethrough Max
- › Seethrough Flex



PASSO 02

Planeamento do tratamento

Além das sofisticadas tecnologias de hardware, o revolucionário software Seethrough Studio é o fator decisivo para o alto nível de toda a gama de produtos radiológicos de W&H. Com funções úteis e algoritmos avançados, Seethrough Studio é uma solução completa que leva os fluxos de trabalho digitais e de radiologia em odontologia a um novo nível.



PASSO 03

Configuração do protocolo e tratamento

O Implantmed Plus II funciona como uma mão extra na sala de cirurgia. O seu objetivo é proporcionar aos utilizadores o melhor apoio possível e a máxima eficiência, quer na inserção de implantes, quer na extração de dentes do siso.

- › Implantmed
- › Gama instrumental de cirurgia
- › Dispositivos Piezo



PASSO 04

Supervisão e Apoio durante o tratamento

Osstell Beacon permite avaliar objetivamente a estabilidade do implante e acompanhar a sua evolução durante a osteointegração, sem interferir no processo de cicatrização

- › Osstell Beacon
- › Osstell Connect



PASSO 05

Documentação

Ferramentas que ajudam a planear e a tomar decisões com base nas características dos pacientes e nos tratamentos com implantes, contribuindo para otimizar os períodos de cicatrização em diferentes situações clínicas.

- › Função de documentação Implantmed Plus II
- › Osstell Connect

Cirurgia oral, Implantologia e piezocirurgia

Implantmed Plus II

O seu novo assistente inteligente em cirurgia oral.



Pergunte ao seu distribuidor pela
Promoção Renove

Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Identifique imediatamente a função ativa e possíveis avisos

Light-Guide facilita a orientação mesmo em momentos de máxima concentração.



Mantenha a rastreabilidade completa sem adicionar tarefas administrativas

Os dados relevantes do tratamento são armazenados automaticamente.



Registe implantes e biomateriais sem perder tempo a introduzir os dados manualmente

A função de leitura de códigos DataMatrix facilita a documentação do tratamento.

Organize a área cirúrgica com maior liberdade e conforto

O pedal sem fios oferece maior liberdade de movimentos.



Preserve e compacte o osso durante a osteodensificação

A função CCW ajuda a preservar e compactar o osso durante a osteodensificação.



Centralize a informação do tratamento e simplifique a sua gestão

ioDent® reúne os dados do tratamento, o planeamento e as atualizações do equipamento.



implantmed PLUS II

Revisão anual gratuita de por vida.

Implantmed Plus II PEDAL COM CABO

- Pedal com cabo
- Micromotor com luz
- C.A. WS-75 L

Ref. 99700076

4.895€
-6.699€

Implantmed Plus II PEDAL SEM FIOS

- Pedal sem fios
- Micromotor com luz
- C.A. WS-75 L

Ref. 99700077

4.896€
-6.999€

Implantmed Plus II SCAN EDITION

- Pedal sem fios
- Função de leitura de códigos DataMatrix
- Micromotor com luz
- C.A. WS-75 L

Ref. 99700078

5.250€
-7.519€



Módulo de Piezocirurgia

O Módulo Piezomed Plus II liga-se facilmente ao motor Implantmed Plus II através de um mecanismo deslizante, sem necessidade de cabos ou fonte de alimentação adicional.

O Módulo Piezomed Plus II só é compatível com Implantmed Plus II.



Módulo Piezomed Plus II

- Anel LED+
- 24W
- Reconhecimento do inserto

› Dispositivo de troca de insertos
› Biblioteca de insertos
› 6 linhas de irrigação

Ref. 90000421

4.300€
-5.745€

* Consulte as condições em wh.com

Cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia

Implantmed Plus

Motor de cirurgia oral e implantologia



Pergunte ao seu distribuidor pela
Promoção Renove

Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Tome decisões mais objetivas antes de avançar para a fase protésica

O valor ISQ* permite controlar a evolução da estabilidade do implante.

*Implant Stability Quotient



Avalie a estabilidade primária com informação objetiva durante a inserção

O gráfico de torque fornece dados relevantes para planear as seguintes fases.



Trabalhe com maior liberdade de movimentos na área cirúrgica

O pedal sem fios melhora a organização e a ergonomia.



Reduza o risco de compressão excessiva em ossos duros

A função de abertura de rosca no osso facilita uma inserção mais controlada do implante.



Ajuste a potência às suas necessidades

O micromotor oferece uma gama de velocidades de 200 a 40.000 rpm.



Módulo de Piezocirurgia

A modularidade dos Módulos Piezomed permite configurar o dispositivo tanto para a parte de Implantologia quanto para a parte de piezocirurgia, utilizando o mesmo pedal, a mesma bomba e uma única linha dupla de irrigação.

O Módulo Piezomed Plus só é compatível com Implantmed Plus.



Módulo Piezomed Plus

Anel LED+

24W

Reconhecimento do inserto

› Dispositivo de troca de insertos
› Biblioteca de insertos
› 6 linhas de irrigação

Ref. 90000350

4.300€

-5.775€

implantmed PLUS

Revisão anual gratuita de por vida.

Implantmed Plus
KIT C-01
SEM LUZ

Pedal com cabo

Micromotor SEM luz

C.A. WI-75 E/KM

Ref. 99600426

3.735€

-5.299€

Implantmed Plus
KIT C-02
LUZ AUTOGERADA

Pedal com cabo

Micromotor SEM luz

C.A. WS-75 LG

Ref. 99600427

4.050€

-5.908€

Implantmed Plus
KIT W-01
SEM LUZ

Pedal sem fios

Micromotor SEM luz

C.A. WI-75 E/KM

Ref. 99600429

4.050€

-5.996€

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligência Digital

Implantmed Plus
KIT W-02
LUZ AUTOGERADA

Pedal sem fios

Micromotor SEM luz

C.A. WS-75 LG

Ref. 99600430

4.365€

-6.605€

Cirurgia oral e Implantologia

Implantmed Classic SI-923

Motor de implantologia

O Implantmed Classic destaca-se pela facilidade de utilização, pelo seu motor potente e pela função de abertura de rosca no osso.

Graças ao seu uso intuitivo, todos os programas são facilmente programáveis através dos controlos da unidade ou do pedal de controlo.



Revisão anual gratuita de por vida.

Implantmed Classic KIT A SEM LUZ

Pedal com cabo

Micromotor SEM luz

C.A. WI-75 E/KM

Ref. 99600494

2.935€

-5.982€

Implantmed Classic KIT B LUZ AUTOGERADA

Pedal com cabo

Micromotor SEM luz

C.A. WS-75 LG

Ref. 99600495


3.250€

-5.691€



Pergunte ao seu distribuidor pela **Promoção Renew**

Kit Insertos Piezocirurgia



Kit Insertos Oral Surgery

Inclui: Insertos EX1, S1, S2, S3, B3, B7 e caixa para insertos.

Ref. 99600599

890€

-1.242,82€



Piezocirurgia

Piezomed Classic

Motor de cirurgia óssea ultrassónica

Intervenção sem sombra para trabalhar com maior precisão

O anel LED proporciona uma luz uniforme e sem sombras.



Catálogo interativo: Clique nos botões


INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado em Portugal



Refrigere diretamente a área de trabalho e proteja o tecido tratado

O spray sai muito perto da área de trabalho do inserto para uma refrigeração eficaz.



Trabalhe sempre com a potência adequada para cada inserto

O equipamento reconhece o inserto e seleciona automaticamente o grupo de potência.



Realize osteotomias em zonas de difícil acesso para as serras convencionais

Insertos B6 e B7 de serra circular, máxima eficiência de corte e espessura mínima de corte (0,25 / 0,30 mm).



B6 Ref. 07022500
B7 Ref. 07022600

160€

-246€



Piezomed Classic KIT BONE

• Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
• Pedal com cabo, chave, 3 linhas de irrigação e caixa de esterilização

Ref. 30078000

5.245€

-9.867€



Kit Bone Cirurgia óssea

Insertos para cirurgia óssea, corticotomias, split crest, bone grafting, enxerto de bloco, remodelação óssea: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Kit Special Elevação do seio maxilar

Insertos para elevação do seio maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5

Piezomed Classic KITS BONE e SPECIAL

• Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
• Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
• Pedal com cabo, chave, 3 linhas de irrigação e caixa de esterilização

Ref. 99600498

5.725€

-10.215€

* Consulte as condições em wh.com

Cirurgia oral e Implantologia

Instrumental de cirurgia Luz Mini LED+ Autogerada



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Disponha de luz LED mesmo em equipamentos sem iluminação integrada

O gerador produz automaticamente a corrente necessária.



Ilumine diretamente a zona de intervenção para melhorar a visibilidade

O Mini LED+ coloca a luz muito perto da ponta do instrumento.



Limpeza profunda e rápida, sem necessidade de ferramentas

O instrumental é desmontado de forma rápida e fácil.



**GRÁTIS!
1 garrafa de Service Oil F1**

com cada instrumento incluído nestas promoções, exceto packs Implantmed.



Instrumental protegido e em melhores condições durante mais tempo

O revestimento resistente a riscos também facilita a sua limpeza.



**Contra-ângulo
WI-75 E/KM**

☐ Sem luz

☒ 20:1 ☒ Externo

**Contra-ângulo
WS-75 LG**

☒ LED+ Autogerada

☒ 20:1 ☒ Externo

☒ Desmontável

☒ Resistente a riscos

Ref. 10207550

840€

-1.294€

**Contra-ângulo
WS-75 L**

☒ Luz LED+

☒ 20:1 ☒ Externo

☒ Desmontável

☒ Resistente a riscos

Ref. 30033000

1.215€

-1.690€

**Contra-ângulo
WS-91 LG 45°**

☒ LED+ Autogerada

☒ 1:2,7 ☒ x3

☒ Desmontável

☒ Resistente a riscos

Ref. 30048000

1.320€

-1.757€

**Peça de mão
S-11 LG**

☒ LED+ Autogerada

☒ 1:1 ☒ Externo

☒ Desmontável

☒ Resistente a riscos

Ref. 30057000

1.315€

-1.874€

**Peça de mão
S-11**

☐ Sem luz

☒ 1:1 ☒ Externo

☒ Desmontável

☒ Resistente a riscos

Ref. 30056000

840€

-1.295€

**Contra-ângulo
ZYGOMA SZ-75
para implantes
zigomáticos**

☐ Sem luz

☒ 20:1 ☒ Externo


☒ Desmontável

☒ Resistente a riscos

Ref. 30095000

1.875€

-2.605€



* Consulte as condições em wh.com

Acessórios

Proteja a vida útil do seu equipamento W&H

Linhas de irrigação de utilização única

Apenas o uso das linhas de irrigação W&H garante uma irrigação perfeita sem fugas.

Ref. 04363600

79,92€

Pack 6 linhas

Nova linha de irrigação dupla

Linha de irrigação com duas saídas necessárias para o uso conjunto do Módulo Piezomed e Implantmed Plus.

Ref. 08072750

81,90€

Pack 6 linhas

Clipe do tubo de spray preto com tubo externo para refrigeração do sistema Kirschner/Meyer.
Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G e WS-75 LED G**

Ref. 04757100

48,66€

Clipe do tubo de spray preto sem tubo externo.
Para **WI-75 E/KM, WS-75 E/KM, WI-75 LED G e WS-75 LED G**



Ref. 05051000

48,66€

Clipe do tubo de spray verde com tubo interno para refrigeração do sistema Kirschner/Meyer.
Para **WS-75, WS-75 L, WS-75 LG, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L**

Destros Ref. 06946300
Canhotos Ref. 06948300

47,43€



Osstell

Medição da estabilidade do implante



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal

OSSTELL
UMA EMPRESA



Descarregue o
Guia Osstell



Aumente a confiança dos seus pacientes

Uma forma de aumentar a confiança dos doentes no sucesso do seu tratamento através de um relatório resumido que pode consultar e conservar.



Partilhe e consulte casos clínicos de médicos dentistas

Junte-se à comunidade Osstell Connect, que reúne milhares de profissionais e permite consultar experiências clínicas partilhadas. Esta comunidade valoriza os dados e a evidência clínica como apoio às boas práticas.



Obtenha dados objetivos para apoiar o planeamento protético

O valor ISQ¹ permite monitorizar de forma objetiva e não invasiva o processo de cicatrização (osteointegração) de cada paciente, fornecendo informação adicional para apoiar a decisão clínica sobre o momento da fase protética.



Tome decisões baseadas na sua própria experiência clínica documentada

Uma ferramenta que ajuda a analisar as suas estatísticas para compreender e melhorar os métodos de tratamento e eficácia. Aceda a informações clínicas para planear o melhor tratamento para os seus pacientes.



SmartPegs. Duas versões, uma solução comprovada

SmartPeg estéril de utilização única ou SmartPeg reutilizável. A escolha é sua. Máxima flexibilidade com a mesma precisão ISQ, sem necessidade de tabelas de conversão.



O **Osstell Beacon** permite avaliar a estabilidade do implante e acompanhar a osteointegração, fornecendo informações objetivas para apoiar a decisão sobre o momento da carga.

Os dados podem ser gravados de forma segura na plataforma Osstell Connect ou, se estiver ligado ao Implantmed Plus, numa memória USB para comparação.

Osstell Beacon

- Controlo da osteointegração e avaliação da estabilidade do implante pelo valor ISQ¹
- Iluminação cromática em função do valor ISQ¹
- Conectividade com a plataforma Osstell Connect.
- Sem fios

Ref. 08022260

1.990€ ~~3.419€~~ **10 SmartPegs de utilização única Grátis***

SmartPeg UTILIZAÇÃO ÚNICA

Estéril e pronto para usar

- | | | | |
|----------|----------|------------|--------------|
| 1 CAIXA | 5 unid. | 125€/caixa | 25,00€/unid. |
| 2 CAIXAS | 10 unid. | 120€/caixa | 24,00€/unid. |
| 3 CAIXAS | 15 unid. | 110€/caixa | 22,00€/unid. |
| 4 CAIXAS | 20 unid. | 99€/caixa | 19,80€/unid. |

SMARTPEG A PARTIR DE

19,80€

SOLICITE O SEU MODELO

Produto disponível apenas em caixa de 5 unidades. As caixas podem ser de diferentes modelos.

Novo!

SmartPeg REUTILIZÁVEL

Até 20 ciclos de reprocessamento validados

36€

SOLICITE O SEU MODELO



O **Osstell Connect** é a plataforma gratuita “online” para ajudá-lo a planear e tomar decisões sobre as características do paciente e os tratamentos com implantes, otimizando os períodos de cicatrização.

Osstell Connect é o maior portal online do mundo com mais de meio milhão de medições realizadas.

¹ISQ: Coeficiente de estabilidade do implante

^{**}Registando o seu dispositivo no **Osstell Connect**.

* Consulte as condições em **wh.com**

Serviço

Serviço Pós-venda 24/7 W&H

Estamos disponíveis através dos nossos canais, para lhe oferecer um serviço pós-venda rápido e fiável



Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



ProService



Nesta ligação explicamos como enviar os seus produtos para o nosso serviço técnico e beneficiar de várias vantagens, como **envio gratuito, acompanhamento das reparações e histórico dos seus produtos...**



Orçamento e transporte gratuitos

Todos os nossos envios estão cobertos por seguro através da nossa transportadora.



Aconselhamento técnico

O nosso serviço de apoio ao cliente especializado irá aconselhá-lo de forma personalizada sobre a reparação e a manutenção dos seus produtos W&H.



Peças sobresselentes originais

Reparação minuciosa realizada pelo próprio fabricante, substituindo apenas as peças necessárias para garantir o funcionamento ideal. Tudo em conformidade com o MDR, para que o seu produto mantenha a qualidade original.



Acesso à
plataforma
W&H



Serviço Express

A W&H garante a reparação do seu equipamento com a maior rapidez, após a aceitação do orçamento.



Equipamentos de substituição

A W&H dispõe de equipamentos de cirurgia e esterilização de substituição. Consulte as condições e a disponibilidade.

WhatsApp

Escreva-nos pelo WhatsApp para uma comunicação mais rápida e simples, com a possibilidade de partilhar ficheiros e fotografias.

+34 609 333 378



Eva Serrano
Técnica
W&H ProService

Bart Fernández
Técnico
W&H ProService

Lydia Gómez
Coordenadora
W&H ProService

Ramón Ferrer
Técnico
W&H ProService

Marcos Vera
Técnico
W&H ProService

* Consulte as condições em wh.com

Serviço

Equipa de consultores especializados

O nosso compromisso é oferecer-lhe o melhor apoio comercial e formativo em toda a gama de produtos e serviços W&H.

Se necessitar de aconselhamento sobre os produtos W&H, não hesite em contactar a nossa equipa comercial.



  Catálogo interativo: Clique nos botões

INOVATENÇÃO

Inovação Austríaca
Atendimento personalizado
em Portugal



Contacto
Web

Pablo Ramol

DELEGADO COMERCIAL
Madrid, Castilla y León, Castilla
la Mancha, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Navarra e La Rioja
+34 618 622 175
pablo.ramol@wh.com

Ángela Paredes

DIRETORA W&H IBÉRICA
+34 96 353 20 20
angela.paredes@wh.com

Rafael Janer

DELEGADO COMERCIAL
Andalucía, Extremadura e
Canarias
+34 663 740 915
rafael.janer@wh.com

Jose Martínez

DELEGADO COMERCIAL
Levante, Albacete e Murcia
+34 660 867 290
jose.martinez@wh.com

Francisco López

DIRETOR COMERCIAL
+34 635 231 663
francisco.lopez@wh.com


José Luis Manzaneque

DELEGADO COMERCIAL
Cataluña, Aragón e Islas Baleares
+34 672 496 051
joseluis.manzaneque@wh.com

Mon Rodríguez

DELEGADO COMERCIAL
Galiza e Portugal
+351 912 593 995
joseramon.rodriguez@wh.com

Na W&H, colocamos todos os nossos canais de comunicação à sua disposição para oferecer o melhor serviço



Telefone

Contacte-nos tradicionalmente para resolver
qualquer dúvida através do telefone.

+34 96 353 20 20



WhatsApp

Para uma comunicação mais ágil, com a possibilidade de
partilhar ficheiros e fotografias, escreva-nos pelo WhatsApp.

+351 912 593 995



Email

Envie-nos um e-mail com o seu pedido e
responderemos o mais rapidamente possível.

oficinas.es@wh.com



Online / Presencial

Também pode visitar-nos nas nossas instalações
em Valência ou agendar uma reunião online.

C/Canónigo Tárrega, 33

Esterilização, Higiene & Manutenção

Ajudamo-lo a projetar a sua nova sala de esterilização ao melhor preço.

Ao adquirir um Pack W&H para a sua sala de esterilização, terá acesso às melhores soluções W&H para gerir profissionalmente a higiene da sua clínica, ao melhor preço.

Fale connosco!

Beatriz Romeu
Responsável
de Logística



Limpeza por ultrassons

Uma limpeza adequada e exaustiva é essencial para garantir a eliminação de todos os resíduos biológicos, visíveis e invisíveis, do instrumental. Este passo é crucial para o sucesso dos passos posteriores.

- › U-Son 3 litros
- › U-Son 6 litros

Inspeção e Manutenção

Uma manutenção adequada e a verificação de todo o instrumental limpo e desinfetado garantem a sua funcionalidade e durabilidade. Além disso, minimiza-se o risco de infeção, tanto para os profissionais como para os pacientes, ao identificar instrumental danificado ou sujo.

- › Assistina One
- › Assistina Twin

Esterilizadores de classe B

A esterilização garante a eliminação de agentes patogénicos que podem causar infeções. Todos os instrumentos devem ser esterilizados para garantir a sua segurança desde a primeira utilização.

- › Lisa Mini 5 litros
- › Lisa 17/22 litros
- › Lina 17/22 litros
- › Lara 17/22 litros
- › Lara XL 28 litros
- › Lara XXL 38 litros

Embalagem e selagem

O objetivo do sistema de embalagem é garantir a esterilidade a longo prazo do material. A selagem deve proporcionar uma barreira contra os microrganismos e protegê-lo do ambiente externo.

- › Seal²

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valência, **Espanha**

☎ **+34 96 353 20 20**
☎ **+351 912 593 995**
☎ **+351 912 593 995**
✉ **oficinas.es@wh.com**

wh.com



Contacte-nos pelo WhatsApp,
comunicação direta e ágil

+351 912 593 995

Ofertas válidas até ao **31 de Dezembro de 2026** salvo erro tipográfico. Preços: transporte, instalação e 23% IVA NÃO INCLuíDOS.
Fotografias ilustrativas. Os acessórios e complementos adicionais apresentados não estão incluídos no fornecimento.
As imagens foram criadas ou modificadas, parcial ou totalmente, com recurso a inteligência artificial.

* Consulte as condições em **wh.com**