

Ofertas e Novidades
Março-Setembro 2022



Esterilizador Lina
Tecnologia classe B
ao melhor preço.



**Prolongue a sua POR APENAS
Garantia
até 5 Anos 400€

**Oferta válida para LINA 17 e 22 litros,
consulte as condições em wh.com

Restauração e prótese

Instrumentos de clínica

Cabeçote higiênico e válvula de retenção.

Todas as turbinas W&H têm uma **cabeçote higiênico¹** e uma **válvula de retenção²** que previnem a **infecção cruzada**.



¹ Sistema W&H exclusivo patentado na Europa e nos EUA

² Em turbinas com conexão W&H Rotoquick®, a válvula de retenção está localizada no acoplamento.

Registre seu equipamento em [wh.com](https://www.wh.com)

3 Anos de*
Garantia

* Consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)



Turbina Fusion TG-98 L/LM

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabeçal Ø11,5mm
- › 21 W/360.000 rpm
- › Ligação W&H/Multiflex®**

510€

PVP 905€

TG-98 L+RQ-24

- › Ligação W&H

690€

PVP 1.208€



Turbina Alegria TE-95 RM

- › Sem luz
- › 1 Spray
- › Cabeçal Ø12,2mm
- › 18 W/330.000 rpm
- › Ligação 4 Vias

295€

PVP 474€



Turbina Alegria TE-98 LQ+RQ-54

- › Luz LED+ Autogerada
- › 3 Sprays
- › Cabeçal Ø12,2mm
- › 18 W/330.000 rpm
- › Ligação W&H

575€

PVP 1.010€

**Multiflex® é uma marca registrada da Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach



Turbina Vision TK-98 L+RQ-24

- › Luz 5 LED+ sem sombras
- › 5 Sprays
- › Cabeçal Ø11,5mm
- › 24 W/360.000 rpm
- › Ligação W&H

1.020€

PVP 1.749€



Rafael Janer

Assessor Comercial W&H Ibérica

A turbina Synea Vision TK-98 L é a única em oferecer **iluminação 100% sem sombras** graças ao primeiro anel LED+ do mundo.

Luz LED+ Autogerada

Iluminação para equipamentos sem luz



Contra-ângulo Alegria WE-99 LED G

- › Luz LED+ Autogerada
- › 3 Sprays
- › Cabeçal Ø 10,1mm
- › Contra-ângulo 1:4,5

685€

PVP 1.172€



Contra-ângulo Alegria WE-56 LED G

- › Luz LED+ Autogerada
- › Spray simple
- › Cabeçal Ø 10,1mm
- › Contra-ângulo 1:1

500€

PVP 860€



Contra-ângulo Fusion WG-99 LT

- › Luz de fibra de vidro
- › 4 Sprays
- › Cabeçal Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:5

725€

PVP 1.153€



Contra-ângulo Fusion WG-56 LT

- › Luz de fibra de vidro
- › 1 Spray
- › Cabeçal Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:1

455€

PVP 799€



Contra-ângulo Fusion WG-99 A

- › Sem luz
- › 4 Sprays
- › Cabeçal Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:5

499€

PVP 872€



Contra-ângulo Fusion WG-56 A

- › Sem luz
- › 1 Spray
- › Cabeçal Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:1

405€


PVP 701€

Restauração e prótese

Instrumentos de clínica Ofertas Pack

Iluminação para equipamentos sem luz

A tecnologia exclusiva do gerador LED+ da W&H fornece uma qualidade perfeita de luz LED+, independentemente de o seu equipamento ter ou não um fornecimento de luz.



Registre seu equipamento em [wh.com](https://www.wh.com)

#whdentalwerk

Luz LED+ Autogerada

Iluminação para equipamentos sem luz



Pack 05 Alegre

- › Turbina TE-98 LQ LED+
- › Ligação RQ-54 LED+
- › Contra-ângulo 1:1 WG-56 A sem luz
- › Peça de mão 1:1 HG-43 A sem luz

1.235€

PVP 2.291€



Pack 06 Alegre

- › Turbina TE-98 LQ LED+
- › Ligação RQ-54 LED+
- › Contra-ângulo 1:1 WG-56 A sem luz

980€

PVP 1.711€



Pack 07 Alegre

- › Turbina TE-98 LQ LED+
- › Ligação RQ-54 LED+
- › Contra-ângulo 1:1 WG-56 LED G LED+

1.055€

PVP 1.870€



José Luis Manzaneque

Assesor Comercial W&H Ibérica

A compra de um pack de instrumentos W&H permite-lhe desfrutar da **qualidade W&H** a um **preço incrível**.



Pack 01 Synea Fusion Luz LED+

- Turbina TG-98 L LED+
- Ligação RQ-24 LED+
- Contra-ângulo 1:1 WG-56 A sem luz
- Peça de mão 1:1 HG-43 A sem luz

1.320€

PVP 2.489€



Pack 02 Synea Fusion Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Ligação RQ-24 LED+
- › Contra-ângulo 1:1 WG-56 A sem luz

1.090€

PVP 1.909€



Pack 03 Synea Fusion Multiflex® Luz

- › Turbina TG-98 LM Luz de fibra de vidro
- › Contra-ângulo 1:1 WG-56 A sem luz

915€

PVP 1.606€



Pack 04 Alegre 4 Vías sem Luz

- › Turbina TE-95 RM sem luz
- › Contra-ângulo 1:1 WG-56 A sem luz

675€

PVP 1.175€



* Consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)

Profilaxia & Periodontia

Profilaxia & Periodontia

Os Piezo Scalers e as pontas de W&H são uma ferramenta perfeita para remoção de cálculo supragengival, bem como remoção de placa e remoção de concreção subgengival.



Pablo Ramol

Assesor Comercial W&H Ibérica

Os Scalers e Pontas da W&H são uma **ferramenta perfeita** para remoção de cálculo supragengival, bem como remoção de placa e remoção de concreções subgengivais.

Registre seu equipamento em [wh.com](https://www.wh.com)

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) [#whdentalwerk](#)



Selecione a sua fixação!

Os scalers Proxeo Ultra estão disponíveis com o exclusivo sistema de sujeição rápida Q-Link. Além disso, dispõem de outras duas peças manuais com rosca clássica compatíveis com pontas EMS, Mectron, e Satelec.



Proxeo Ultra PB-520

- › Pedal com cabo
- › Adequados para pacientes com pacemaker
- › Depósito grande de 750 ml
- › Luz Anel 5 LEDs

1.435€

PVP 2.095€



W&H
EMS
Mectron

Satelec



Piezo scaler Pyon 2

- › Peça de mão SEM LUZ ou COM LUZ
- › Adequados para pacientes com pacemaker
- › Pedal de controlo
- › Inclui pontas 1U e 3U

› Sem luz

› Luz Anel LED

565€

PVP 1.030€

770€

PVP 1.340€



Os scalers W&H são adequados para **pacientes com pacemaker**

Testado pela Universidade Técnica de Graz.



Contra-ângulo WP-64 MU

- › Sem luz
- › Contra-ângulo 4:1
- Para copas e escovas Screw-in e Snap-on*

315€

PVP 458€

*Copas, escovas, pontas e/ou limas não incluídas



Proxeo Twist WP-66 W

- › Sem luz
- › Contra-ângulo 4:1
- Para copas e escovas LatchShort W&H*

315€

PVP 458€



*Copas, escovas, pontas e/ou limas não incluídas

Esterilização

Cadeia de
higiene e
esterilização

aims Advanced
Infection Prevention
Management Solutions

130 anos de experiência em
pesquisa, desenvolvimento
e produção de soluções
odontológicas para
prevenção de infecções..



Registre seu equipamento em **wh.com**

#whdentalwerk



01
Enxágue



02
Lubrificação



03
Ensacado
e selado



04
Esterilização
Classe B



05
Rastreabilidade

SALA DE ESTERILIZAÇÃO



Enxágue cada instrumento cuidadosamente
com água da torneira abaixo de 36°C
para evitar a coagulação das proteínas.
Certifique-se de que todas as superfícies e
occos estão expostas à água girando o
instrumento / utensílio.



Assistina 301 plus

- › Limpeza e lubrificação em apenas **35 seg.**
- › Inclui líquidos lubrificantes e de
limpeza para 7.000 ciclos
- › Inclui adaptador para turbinas fixas
ou adaptadores com ligação
fixa de 4 vias.



899€

PVP 1.433€

Unidade de
Selagem Seal²

- › Com superfície de trabalho
- › Porta-rolos duplo
- › Selagem de 12 mm de largura



490€

PVP 708€

Tratamento de água
Multidem C27

Oferece uma água desmineralizada de grande qualidade.

**Capacidade de condução
na água de entrada****
50 µS/cm
100 µS/cm
200 µS/cm
300 µS/cm
400 µS/cm
500 µS/cm

**Multidem C27
Capacidade do filtro**
2250 l.
1130 l.
565 l.
375 l.
280 l.
225 l.

295€

SEM PISTOL PVP 429€

345€

COM PISTOL PVP 514€

Rastreabilidade
Lisa Safe

- › Impressora de etiquetas
- › Inclui 3 rolos de etiquetas
- › Leitor de código de barras
- › Apto para Lina mediante Multiport

995€

PVP 1.419€

** As capacidades indicadas foram verificadas e calculadas com base nas aplicações usuais e nas relações da máquina. Devido a fatores de influência externos (como, por exemplo, a qualidade da água ou tipo de máquina), podem ocorrer esvios das indicações atuais de aproximadamente +/- 10%.

Esterilização

Esterilizadores Classe B W&H Líder de vendas

Los esterilizadores W&H possuem ciclos classe B com cargas de até 22 litros, ciclos rápidos, esterilização entre pacientes e ciclo têxtil de 121°C para máscaras e roupas.

Máximo ahorro 1ª revisión técnica a los 4.000 ciclos.



Registre seu equipamento em [wh.com](https://www.wh.com)

#whdentalwerk

****Prolongue a sua
Garantia
até 5 Anos POR APENAS
400€**



Esterilizador LINA 22 litros

- › Ecrã tátil de cor
- › Rastreabilidade automática integrada
- › 3 Tabuleiros
- › **Ciclo B até 22 litros**
- › **Ciclo Curto ECO B de 30 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga têxtil e porosa**



3.950€

PVP 7.035€



Video explicativo do funcionamento da LINA

**Oferta válida para LINA 17 e 22 litros, consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)

* Consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)



Bartolomé Fernández
Técnico W&H Ibérica

Você sabia que o ciclo rápido permitir a esterilização entre pacientes?
Em apenas 13 minutos!!!!



Esterilizador LARA 22 litros

- › Ecrã tátil de cor de fácil navegação
- › Rastreabilidade automática integrada
- › 5 Tabuleiros com capacidade extra
- › **Ciclo B até 22 litros**
- › **Ciclo Rápido de 20 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga têxtil e porosa**



4.650€

PVP 7.572€



Esterilizador LISA 22 litros

- › Ecrã tátil de cor Elisense
- › Rastreabilidade automática integrada
- › 5 Tabuleiros
- › **Ciclo B até 22 litros**
- › **Ciclo Eco Dry+ de 13 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga têxtil e porosa**



5.950€

PVP 8.933€



Os esterilizadores W&H incluem
**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizado**



Cirurgia Oral

Motor de Implantologia Implantmed Classic SI-923

Potente micromotor **5,5 Ncm, 300 a 40.000 rpm.**
Função especial de **maquinação de rosca.**



Registre seu equipamento em [wh.com](https://www.wh.com)

[f](#) [@](#) [in](#) [+](#) [#whdentalwerk](#)



* Consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)



Implantmed Classic SI-923 Kit A Sem luz

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › NOVO Micromotor SEM luz* EM-19
- › **Contra-ângulo WI-75 E/KM**

2.575€

PVP 4.181€



Implantmed Classic SI-923 Kit B luz LED+ Autogerada

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › NOVO Micromotor SEM luz* EM-19
- › **Contra-ângulo WS-75 LG**

2.875€

PVP 4.681€



*Micromotor e pedal NÃO COMPATIVEL com unidades de Implantmed SI-923 anteriores a outubro de 2018



Implantmed Classic inclui
**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizado**



Miguel Aroca
Diretor Técnico W&H Ibérica

A peça de mão 20:1 SZ-75 foi **especialmente projetada para a inserção de implantes zigomáticos**, facilitando o trabalho do cirurgião.



Novo

Peça de Mão 20:1 ZYGOMA SZ-75

- › **Sem luz**
- › Spray externo
- › Fixação do contra ângulo
- › Peça de mão 20:1
- › Removível

1.695€

PVP 2.108€



Instrumentos de Cirurgia

Mini LED+ Autogerada para equipamentos com e sem luz



WI-75 E/KM

- › **Sem luz**
- › Spray Externo
- › Botão de pressão
- › Contra-ângulo 20:1
- › Não desmontável

745€

PVP 1.031€



WS-91 LG

- › **Mini LED+**
- › Spray triple
- › Botão de pressão
- › Contra-ângulo 45° 1:2,7
- › Desmontável

1.190€

PVP 1.412€



WS-75 LG

- › **Mini LED+**
- › Spray Externo
- › Botão de pressão
- › Contra-ângulo 20:1
- › Desmontável

1.165€

PVP 1.531€



S-11 LG / S-11

- › **Mini LED+ / Sem Luz**
- › Spray Externo
- › Alavanca de fixação
- › Peça de mão Recta 1:1
- › Desmontável

1.165€

PVP 1.507€

745€

PVP 981€





Módulo Piezomed
Permite combinar cirurgia piezoelétrica e implantologia em um único dispositivo.



Micro motores EM-19 EM-19 LC
Pequeno e leve, com e sem ligação elétrica.




Instrumentos Cirurgia
A gama mais completa.



Osstell Beacon
Medição da estabilidade do implante

A combinação do Implantmed Plus e do Módulo Piezomed, juntamente com a gama de produtos W&H, revolucionam a cirurgia oral e a implantologia.

Cirurgia óssea **minimamente invasiva**, preparação do leito, mecanizado de rosas, inserção de implantes, maquinação de osseointegração, documentação. **A única solução 360°.**



Documentação completa do tratamento
Armazena todos os valores de inserção do implante em uma unidade USB.



Pedal de controle
Sem fio o com cabo.

Único sistema que oferece **cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia em um único aparelho.**

NOVIDADE MUNDIAL

Cirurgia Oral

Motor de Implantologia Implantmed Plus SI-1023

Potente micromotor **6,2 Ncm, 200 a 40.000 rpm.**

Função especial de **maquinação de roscas.**

Ligação com Beacon, **avalia a estabilidade do implante.**

Documentação dos valores de inserção do implante numa USB.

Pedal de controlo **sem fio.**

ioDent
W&H SMART DENTAL SOLUTIONS

R&NOV6

3 Anos de*
Garantia

Registre seu equipamento em **wh.com**

f @ in #whdentalwerk

Kits Implantmed Plus Pedal com cabo

Kit C-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › **Pedal com cabo S-N2**
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM



3.299€ 2.799€

PVP 4.360€

OFERTA R&NOV6*

Kit C-02 con luz LED+ Autogerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › **Pedal com cabo S-N2**
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WS-75 LG



3.599€ 3.099€

PVP 4.860€

OFERTA R&NOV6*

Kit C-03 con luz LED+ contínua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › **Pedal com cabo S-N2**
- › Micromotor COM luz EM-19 LC
- › Contra-ângulo WS-75 L



3.899€ 3.399€

PVP 5.258€

OFERTA R&NOV6*



Ângela Paredes
Diretora W&H Ibérica

A combinação do Implantmed Plus e do Módulo Piezomed, juntamente com a gama de produtos W&H, fazem dele o **único sistema que oferece cirurgia oral, implantologia e piezocirurgia em um único dispositivo.**



Implantmed Plus inclui
**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizado**



Kits Implantmed Plus Pedal sem fio

Kit W-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › **Pedal sem fio S-NW**
- › Micromotor Sem luz EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM



3.599€ 3.099€

PVP 4.734€

OFERTA R&NOV6*

Kit W-02 con luz LED+ Autogerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › **Pedal sem fio S-NW**
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WS-75 LG



3.899€ 3.399€

PVP 5.261€

OFERTA R&NOV6*

Kit W-03 con luz LED+ contínua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › **Pedal sem fio S-NW**
- › Micromotor COM luz EM-19 LC
- › Contra-ângulo WS-75 L



4.199€ 3.699€

PVP 5.660€

OFERTA R&NOV6*

Cirurgia Oral

Módulos Piezomed Plug & Play para Implantmed Plus

Único sistema que oferece
**cirurgia oral, implantologia e
piezocirurgia em um único aparelho.**

**Novidade
Mundial**

Registre seu equipamento em [wh.com](https://www.wh.com)

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) <#>whdentalwerk

* Consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)



**Módulo
Piezomed Plus**

- Microprocessador de última geração
- Potência 24W
- Peça de mão com luz SA-40 L
- Deteção automática de pontas
- Chave de pontas
- Biblioteca de pontas
- 6 linhas de irrigação

3.995€ **3.495€**

PVP 4.500€

AO COMPRAR JUNTO COM
IMPLANTMED PLUS

**3 Anos de*
Garantia**



Jose Martínez
Gerente Comercial W&H Ibérica

Piezomed é adaptado ao **Novo
Regulamento Europeu sobre
Dispositivos Médicos (MDR Maio 2021)**



**Módulo
Piezomed Classic**

- Microprocessador de última geração
- Potência 18W
- Peça de mão sem luz SA-40
- Chave de pontas
- 6 linhas de irrigação


2.995€ **2.495€**

PVP 3.500€

AO COMPRAR JUNTO COM
IMPLANTMED PLUS

**3 Anos de*
Garantia**

Kit Insertos Oral Surgery



795€

PVP 1.029€

Inclui:
Pontas EX1, S1, S2,
S3, B3, B6 e caixa
do pontas.




Nova linha de irrigação

Linha de irrigação com duas saídas
necessárias para o uso conjunto do
Módulo Piezomed e Implantmed Plus.

63€

Pack 6 linhas
Ref. 08072750



Cirurgia Oral

Motor de cirurgia óssea ultrassónico Piezomed Classic

Reconhecimento Automático da ponta.
Função Boost 20% mais de potência por um tempo limitado.
Dreno automático.
Peça de mão com Anel LED.

Adaptado ao Novo Regulamento Europeu sobre Dispositivos Médicos (MDR Maio 2021).



Sergio López

Assesor Comercial W&H Ibérica

Como especialista em cirurgia piezoelétrica, estou à sua disposição por e-mail, telefone ou WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida sobre o Piezomed, suas pontas e os diferentes tratamentos.

+351 912 593 995
sergio.lopez@wh.com

Registre seu equipamento em **wh.com**

#whdentalwerk



Piezomed Classic SA-320 KIT BONE

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › pedal com cabo, chave, 3 linhas de irrigação e caixa de esterilização.

4.995€

PVP 7.703€

Piezomed Classic SA-320 KITS BONE y SPECIAL

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
- › pedal com cabo, chave, 3 linhas de irrigação e caixa de esterilização

5.450€

PVP 8.402€



Inserto B6

Pontas de serra circular, máxima eficiência de corte e mínimo espessura (0,25mm).

PERMITE REALIZAR OSTEOTOMIAS EM ZONAS DE ABORDAGEM CIRÚRGICA COMPROMETIDA, ONDE AS SERRAS NORMAIS NÃO CHEGAM.

140€

PVP 203€



Piezomed Classic inclui
Formação em Vídeo Conferência Personalizado



Kit Special Elevação seno

Pontas para a elevação do seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5



Kit Bone Cirurgia óssea

Pontas para cirurgia óssea: corticotomia, split crest, bone grafting, enxerto do bloco, remodelação óssea. B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Pedal sem fio S-NW

Substituição do pedal com cabo por pedal sem cabo ao adquirir um PIEZOMED, permite trabalhar com os motores PIEZOMED e IMPLANTMED

300€*

PVP 1.189€



*Preço de compra junto com um PIEZOMED

* Consulte as condições em **wh.com**

Cirurgia Oral

Osstell Beacon

Medição da estabilidade do implante

Saber o valor exato da estabilidade do implante.
Saber quando carregar o implante e selecionar o protocolo adequado.
Trabalhar em confiança com carga imediata e carregar mais rápido com segurança.
Minimizar o fator risco do tratamento.
Controlo de Riscos e Segurança Médico Legal.



Sergio López

Assesor Comercial W&H Ibérica

Como especialista da Osstell, estou à sua disposição por e-mail, telefone ou WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida sobre como usar o Beacon, saber quando carregar o implante com segurança ou aplicar o protocolo adequado em cada caso.

+351 912 593 995

sergio.lopez@wh.com

Registre seu equipamento em **wh.com**

osstell.com

Osstell Beacon

Mede e avalia a estabilidade do implante e controla a sua osteointegração de forma rápida e simples graças à sua luz de cor em função do valor ISQ. Reduz os tempos de tratamento e evitar rejeição nos pacientes de alto risco.



1.795€

PVP 2.813€



Ligação
com Implantmed
Plus SI-1023

* 5 SmartPegs incluídos no produto e 10 registrando seu dispositivo no Osstell Connect.

15 SmartPegs Gratis*



SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTIFICAMENTE
VALIDADOS** COMO COMPATÍVEIS COM
OS EQUIPAMENTOS OSSTELL

- 1 CAIXA 5 unid. 103€/caixa 20,60€/unid.
- 2 CAIXAS 10 unid. 98€/caixa 19,60€/unid.
- 3 CAIXAS 15 unid. 91€/caixa 18,20€/unid.
- 4 CAIXAS 20 unid. 84€/caixa 16,80€/unid.

**Através de estudos clínicos ou científicos independentes.

SMARTPEG A PARTIR DE

16,80€

UNIDADE
SOLICITE O SEU MODELO

Produto disponível apenas numa caixa de 5 unidades.
As caixas podem ser de distintos modelos.



BAIXAR
LISTA SMARTPEGs



BAIXAR
O GUIA OSSTELL



Osstell Beacon inclui
**Formação em
Vídeo Conferência**
Personalizado



O original,
o único garantido com
+1.200
estudos científicos
independentes

OSSTELL
UNA COMPAÑIA



A escala ISQ

O coeficiente de estabilidade do implante (ISQ) não tem uma correlação linear com a micromobilidade, que diminui > 50% entre 60 e 70 ISQ. Sua escala varia de 1-100 ISQ.



Análise da Frequência de Ressonância (RFA) e ISQ

Método de medição

A sonda envia impulsos magnéticos a diferentes frequências para que o SmartPeg, que está ligado ao implante, vibre. A sonda mede a vibração do SmartPeg para determinar a frequência que dá a vibração mais forte, sendo esta a frequência de ressonância do conjunto implante/SmartPeg.


Quanto mais estável é o implante, maior é a frequência de ressonância. Quanto **mais rígida** for a interface entre o osso e o implante, **maior será a frequência.**

Serviços

Red de Asesores Comerciais

A nossa máxima é oferecer-lhe o melhor apoio tanto comercial como formativo de toda a gama de produtos e serviços W&H.

Se necessitar de aconselhamento sobre os produtos W&H , não hesite em colocar-se em contacto com a nossa equipa comercial.



+info no seu telemóvel
Informação técnica
wh.com

wh.com 24/7

Vídeos tutoriais,
FAQ, downloads
e solução de problemas
**24 horas por dia,
7 dias por semana.**

Registre seu equipamento em **wh.com**



Sergio López
ASESOR COMERCIAL
Portugal
+351 912 593 995
sergio.lopez@wh.com



Jose Martínez
GERENTE COMERCIAL
+34 660 867 290
jose.martinez@wh.com



Ángela Paredes
DIRETORA W&H IBÉRICA

+34 96 353 20 20
+34 609 33 33 78
oficinas.es@wh.com



Todos os produtos deste catálogo disfrutam de **3 Anos de Garantía** registrando o produto em **www.wh.com** durante o período de garantia original, exceto Plan Renove.

Reparações com até
**12 Meses de
Garantia**



Orçamento e transporte gratuitos

A W&H oferece a recolha do material para reparação e envia-o, uma vez reparado, com total garantia e de forma gratuita.



Aconselhamento técnico

O nosso equipamento técnico irá aconselhá-lo telefonicamente de forma personalizada sobre a sua reparação e manutenção dos seus produtos W&H.



Qualidade ao detalhe

Ao ser fabricantes, podemos reparar os nossos produtos com peças de reposição originais ao detalhe, garantindo a maior qualidade ao menor preço..



Serviço Express

A W&H garante a reparação do seu equipamento com a maior rapidez, uma vez aceite o orçamento.



Equipamentos de substituição

A W&H dispõe de equipamentos de cirurgia e esterilização de substituição. Consulte as condições e disponibilidade.



ProService



Cirurgia Oral



Plan Renove Cirurgia W&H

Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal com ou sem cabo
- › Micromotor com ou sem luz
- › **INCLUI Contra-ângulo**

A PARTIR DE

2.799€

PVP 4.360€

Consulte todas as
Ofertas RENOVE
para Implantmed Plus
na página do produto.



W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valência, **Espanha**

+34 96 353 20 20

+34 609 33 33 78

oficinas.es@wh.com

wh.com



Ofertas válidas até
30 de setembro de 2022
salvo erro tipográfico.

Preços: transporte, instalação e
23% IVA **NÃO INCLUIDOS**.
Fotografias orientativas.

Os acessórios e complementos
adicionais mostrados não estão
incluídos no conteúdo fornecido.

Nos planos Renove, a garantia do produto é a original sem possibilidade
de ampliação, consulte as condições em **wh.com**



Implantmed Plus inclui

**Formação em
Vídeo Conferência**
Personalizado

